Instrucciones para el uso



Smart PRO Smart COM



Advertencias importantes sobre la seguridad

Lea completa y detenidamente este manual de instrucciones antes de hacer uso de su nuevo ordenador de inmersión.



El buceo comporta ciertos riesgos inherentes. Hacer caso omiso de las instrucciones incluidas en este manual puede ser motivo de lesiones graves e incluso ocasionar la muerte por accidente de descompresión, intoxicación por oxígeno o cualquier otro de los riesgos inherentes al buceo con nitrox o con aire comprimido. ¡A menos que sea plenamente consciente de estos riesgos y asuma y acepte deliberadamente los riesgos implícitos, absténgase de usar el ordenador de inmersión!

Pautas a seguir para usar el ordenador de inmersión:

Las pautas para usar el ordenador de inmersión que se detallan a continuación son fruto de los últimos estudios médicos. El respeto de estas pautas incrementará la seguridad durante las inmersiones pero no es una garantía de que no pueda ocurrir un accidente de descompresión.

- El ordenador de inmersión ha sido diseñado exclusivamente para inmersiones con nitrox (max. 100% O₂) y aire comprimido (21% O₂). No debe usarse para inmersiones con otro tipo de mezclas gaseosas.
- Es imprescindible, antes de cada inmersión, contrastar la proporción de la mezcla de O₂ introducida en el ordenador con las características de la mezcla que se va a emplear.
 ¡Recuerde siempre que una fracción de O₂ errónea puede falsear los cálculos de descompresión o los datos de toxicidad del oxígeno! La desviación máxima de la fracción medida no debe exceder el 1% de O₂. ¡Una fracción de gas errónea puede ser mortal!
- Use el ordenador de inmersión sólo para sistemas respiratorios abiertos. El ordenador deberá ser configurado para una determinada fracción de O₂.
- Utilice únicamente el ordenador de inmersión para la inmersión con un aparato de respiración independiente. El ordenador de inmersión no ha sido desarrollado para exposiciones de nitrox a largo plazo.
- Observe siempre las señales visuales o acústicas del ordenador de inmersión. Evite las situaciones peligrosas que se detallan en el manual de uso y que han sido marcadas con una señal de aviso.
- Si la flecha de ascenso aparece en en la pantalla, inicie el ascenso.
- Si la flecha de ascenso parpadea en la pantalla, inicie el ascenso de inmediato.
- El ordenador de inmersión dispone de un aviso de la ppO₂, cuyo limite está ajustado de forma estandarizada a 1,4 bar ppO₂ máx. Este límite puede ajustarse por medio del SmartTRAK. Supone un riesgo una modificación del ppO₂ máx. por encima de 1,6 bar y no la recomendamos.
- Observe con frecuencia el «reloj del oxígeno» (límite de CNS O₂), especialmente en la gama a partir de 1,4 bar de ppO₂. Finalice la inmersión cuando el CNS O₂% exceda el 75%.
- No bucee nunca a mayor profundidad que la Profundidad máxima operativa (PMO) correspondiente a la fracción de gas que se está utilizando.
- Compruebe siempre cuáles son los límites determinados para el porcentaje de fracción de oxígeno escogido (enfermedad descompresiva, toxicidad de oxígeno).
- De acuerdo con el límite de profundidad máximo de todas las escuelas de buceo, no bucee a profundidades superiores a los 40 metros.
- Hay que tener en cuenta el riesgo de narcosis originada por nitrógeno ("borrachera de las profundidades"), debido a que el ordenador de inmersión no emite ningún aviso a este respecto.
- En todas las inmersiones, con ó sin ordenador de inmersión, realice una parada de seguridad de al menos 3 minutos a 5 metros.
- Todos los buceadores deben utilizar siempre, en todas las inmersiones, su propio ordenador para planificar inmersiones o determinar descompresiones.
- Si por cualquier motivo el ordenador de inmersión fallase durante la inmersión, ésta deberá darse por acabada y deberá iniciarse inmediatamente el procedimiento de ascenso respetando los parámetros de seguridad (lentamente y con una parada de seguridad de 3 a 5 minutos a 5 metros).
- Debe respetar la velocidad de ascenso marcada por el ordenador de inmersión y si, por cualquier motivo, el ordenador fallase, ascienda sin superar los 10 metros por minuto.
- Durante las inmersiones en pareja o grupo, deberán tenerse en cuenta los datos del ordenador que ofrezca parámetros más conservadores al acabar dicha inmersión.

- No bucee nunca solo; jel ordenador de inmersión no es un compañero de inmersión!
- Bucee siempre de acuerdo a su nivel de formación: ¡el ordenador de inmersión no amplía sus aptitudes buceadoras!
- Bucee siempre con instrumentos de apoyo. Asegúrese de utilizar siempre instrumentos de apoyo, es decir, un manómetro sumergible, un cronómetro para controlar el tiempo de permanencia en el fondo o un reloj sumergible, y lleve siempre encima las tablas de descompresión, incluso cuando bucee con un ordenador de inmersión.
- Evite los ascensos y descensos continuos (inmersiones yo-yo).
- Evite el sobreesfuerzo estando a gran profundidad.
- Planifique inmersiones más cortas en aguas frías.
- Después de la parada de descompresión o al finalizar una inmersión dentro de la curva de seguridad ascienda los últimos metros lo más lentamente posible.
- Antes de usar un ordenador de inmersión, DEBE estar familiarizado con los signos y síntomas de los accidentes de descompresión. Ante cualquier signo o síntoma de enfermedad de descompresión debe buscarse INMEDIATAMENTE asistencia médica. La eficacia de un tratamiento está directamente relacionada con el intervalo de tiempo que haya transcurrido desde que se han detectado los primeros síntomas.
- Sumérjase sólo con nitrox cuando haya recibido una formación a fondo en una institución reconocida.

Inmersiones sucesivas

- No empiece la siguiente inmersión hasta que el CNS O₂% sea inferior al 40%.
- Buceo con Nitrox: asegúrese de que el intervalo entre inmersiones es suficiente (igual que en el buceo con aire comprimido). Planee un intervalo de al menos dos horas. El oxígeno también necesita un tiempo para salir del organismo.
- Adecue la fracción a la inmersión prevista.
- No haga inmersiones sucesivas si en la pantalla aparece el aviso 🜌 .
- Si realiza inmersiones cada día durante todas las semanas, es recomendable descansar como mínimo un día.
- Si se cambia de ordenador después de inmersiones sucesivas: esperar un minimo de 48 horas para realizar nuevas inmersiones.

Altitud e inmersión

- No haga inmersiones a altitudes superiores a 4.000 m.
- Después de una inmersión no suba a altitudes que prohíbe el ordenador de inmersión mediante los segmentos de altitud parpadeantes (véase página 21).

Viajar en avión después de haber buceado

• Después de haber buceado, espere como mínimo 24 horas antes de viajar en avión.



((

Los instrumentos de inmersión Smart PRO y Smart COM son dispositivos de protección personal acordes con los requisitos de seguridad básicos de la directiva de 89/686/EEC de la Unión Europea. Rina SpA, Via Corsica 12, I-16128 Génova, organismo acreditado nº 0474, ha certificado la conformidad con las Normas Europeas EN 250:2000 y EN 13319:2000.

EN250:2000 Equipo de respiración – Aparatos de inmersión de circuito abierto de aire comprimido – Requisitos, ensayos, señalización (ensayo de manómetro).

EN13319:2000 Accesorios de inmersión– Profundímetros y dispositivos de medición combinada de profundidad y tiempo –

Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo. Toda información sobre obligaciones de descompresión que faciliten los equipos a los que se refiere la norma queda excluida explícitamente del contenido de la misma.

Introducción

¡Felicidades por adquirir un Smart PRO o un Smart COM y bienvenido –o bienvenida- a UWATEC! De ahora en adelante disfrutará del apoyo del ordenador de inmersión más extraordinario del mundo –equipado con la tecnología más innovadora de UWATEC– mientras bucea.

Este manual contiene información detallada sobre el funcionamiento y las funciones de los ordenadores de buceo Smart PRO y de Smart COM de UWATEC.

Para facilitarle la lectura del manual, a lo largo de todo el texto emplearemos el término "Smart" para referirnos al "ordenador de inmersión Smart PRO de UWATEC" y al "ordenador de inmersión Smart COM de UWATEC", mientras que la información que sólo atañe al Smart COM se identifica como "COM".

Le agradecemos la elección del Smart y esperamos sinceramente que disfrute sus inmersiones en el futuro. Podrá obtener más información sobre ordenadores de buceo y otros productos de UWATEC en www.uwatec.com

Consideraciones sobre la seguridad

Los ordenadores de buceo proporcionan datos a los buceadores; pero en ningún caso aportan los conocimientos necesarios para entenderlos y aplicarlos correctamente. ¡Los ordenadores de buceo no sustituyen el sentido común! Por lo tanto, no utilice su ordenador de inmersión Smart de UWATEC hasta que no tenga duda de que domina los conceptos y técnicas expuestos es este manual.

Advertencias importantes sobre términos y símbolos

En este manual de uso, las observaciones particularmente importantes se subrayan con ayuda de los siguientes símbolos:

Avisos:



Informaciones y consejos importantes para un uso óptimo de su Smart.

:Atención!



Informaciones que llaman la atención sobre características que han de tenerse en cuenta para evitar correr riesgos y hacer más cómodas las inmersiones.

Advertencia



Indica situaciones potencialmente peligrosas que, de no ser respetadas, pueden provocar serios daños e incluso la muerte.

En el manual de uso se emplean los siguientes símbolos:



Parte intermitente de la pantalla

-> Véase página Ej. -> 10 COM Válido exclusivamente en caso de usar un Smart COM

Señales acústicas

•))) 4 sec. •)))

Señal acústica de atención

0))0))0))0))0))0))

0))0))0))0))0))

Señal acústica de alarma


Instrucciones para el uso de los modos manuales




Contacto en puente

Ejemplo: contactos en paralelo B y E

Guía de referencia rápida







In	dice de capitulos	
I	Advertencias importantes sobre la seguridad Introducción Advertencias importantes sobre términos y símbolos	2
	Guía de referencia rápida Cuadro de funcionamiento Indice de capitulos	5
II	Sistema y funcionamiento Descripción del sistema	8 8
2	Funcionamiento 2.1 Elementos de funcionamiento 2.2 SmartTRAK 2.3 Encendido de la pantalla 2.4 Comprobación de la capacidad de la batería 2.5 Selección y activación de las funciones de usuario 2.6 Retro-iluminación activa 2.7 Desconexión de la pantalla	
3	Modo SOS	10
4	COM Ajuste del Smart COM4.1 Montaje del latiguillo de alta presión a la primera etapa	10 a10
	El buceo con el Smart Conceptos/Símbolos 1.1 Conceptos generales / La pantalla durante la etapa de la curva de seguridad 1.2 La pantalla durante la etapa de descompresión /	
	Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT) 1.3 Informaciones sobre Nitrox (informaciones sobre O_2)	11
2	Mensajes de atención y alarmas 2.1 Mensajes de atención 2.2 Alarmas	13 13
3	Preparación de la inmersión 3.1 Ajuste de la fracción 3.2 Ajuste del nivel de MB 3.3 COM Preparación adicional para la inmersión con Smart COM 3.4 Inspección	14 14 14
4	Funciones durante la inmersión 4.1 Inmersión 4.2 Tiempo de inmersión 4.3 Profundidad de inmersión 4.4 Profundidad máxima 4.5 Velocidad de ascenso 4.6 Presión parcial de oxígeno (ppO ₂) / Profundidad máxima operativa (PMO) 4.7 Toxicidad relativa del oxígeno (SNC O ₂ %)	
	4.8 <i>COM</i> Presión de la botella	
5	Funciones en superficie 5.1 Final de la inmersión 5.2 Tiempo de desaturación	20 20 20

6 UWATEC[®] Smart dive computers

Ind	dice de capitulos	
	5.3 Tiempo de espera antes de volar	20
	5.4 Aviso de burbujas	20
6	Buceo en lagos de montaña	21
	6.1 Secciones de altitud	21
	6.2 Altitud prohibida6.3 Inmersiones con descompresión en los lagos	21
	de montaña	21
IV	El buceo con niveles de microburbujas (MB)	22
	Comparación de inmersiones con nivel de MB 0 y	
	nivel de MB 5	22
2	Conceptos	23
	2.1 Pantalla durante la curva de seguridad de	27
	Microburbujas (MB) 2.2 Pantalla durante la fase de paradas de nivel MB	23
3	Preparación para una inmersión con niveles de	
J	microburbujas (niveles de MB)	24
	3.1 Ajuste del nivel de MB	24
4	Funciones durante la inmersión con niveles de	
	microburbujas	24
	4.1 Información sobre paradas de nivel MB4.2 Duración total del ascenso	24
	4.3 Obligación de descompresión	25
	4.4 Parada de nivel MB y parada de descompresión	26
5	Finalización de una inmersión con niveles de MB	26
V	Modo consola	27
VI	Planificador	29
1	Planificación de una inmersión en curva de seguridad	29
2	Salida del planificador de la inmersión	30
VI	Diario de inmersiones	31
1	Características	31
2	Funcionamiento	31
VI	II Apéndice	32
	Características técnicas	32
2	Mantenimiento	32
3	COM Conversión de la presión de las botellas	33
4	Garantía	34
5	Índice por temas	35

Il Sistema y funcionamiento

1 Descripción del sistema



El ordenador de inmersión indica todos los datos generales de la inmersión y la descompresión. El Smart dispone de una memoria que almacena los datos de la inmersión. Los datos pueden transmitirse con la interface de infrarrojos (IrDA) y el programa SmartTRAK a un ordenador Windows®. El CD SmartTRAK se entrega con el ordenador. Las interfaces de infrarrojos están disponibles en las tiendas de informática. En la página web de UWATEC (www.uwatec.com) aparece una lista de interfaces recomendadas.



2 Funcionamiento



En la página 5 del manual encontrará un esquema de funcionamiento.

2.1 Elementos de funcionamiento





caja. Para el uso manual se puentean con los dedos mojados cada vez el contacto B y uno de los otros tres contactos situados por encima de la visualización.

Clavija de contacto B:

Contacto Base, que debe pulsarse para cualquier operación.

Clavija de contacto E:

Contacto Enter. Sirve para conectar el Smart, para confirmar el valor presente en ese momento en la pantalla. Por lo tanto, podría compararse con las teclas INTRO o RETURN de un ordenador

Contactos +/-:

Nos facilitarán navegar por los menús, y una vez dentro de la función deseada, incrementar ó disminuir el valor indicado

2.2 SmartTRAK

Con el SmartTRAK puede transferir los datos de la inmersión a un ordenador personal y mostrar gráficamente los datos.

• Sistema unitario	métrico/imperial
• Supresión de la señal acústica de aviso	elegir
Modo consola	activación / desactivación
• Alarma de profundidad	5 - 100 m
• Duración de la retro-iluminación	2-12 seg.
 Presión parcial de oxígeno máxima (ppO₂ máx.) 	1-1,95 bar

• Tiempo límite para reajustar la fracción de O ₂ % al aire	sin reset / 1-48 horas
• COM Reserva mínima de pre- sión al final de la inmersión (base para el cálculo RBT)	20 – 120 bar
• <i>COM</i> Alarma de la presión de la botella	50 - 200 bar
• COM Sensibilidad al esfuerzo	25 pasos

2 Funcionamiento


Con el SmartTRAK se pueden recuperar los siguientes datos:

- Número de inmersiones realizadas
- Duración total de las inmersiones realizadas
- Presión atmosférica
- Perfil de la inmersión
- Diario de inmersión

- Curva de temperatura
- COM Curva del esfuerzo
- Alarmas y mensajes de atención

2.3 Encendido de la pantalla


- automáticamente, al entrar en el agua o cuando es necesaria la adaptación a la presión atmosférica.
- manualmente, mediante los contactos B y E de manejo en la caja.
- COM al abrir la válvula de la botella (si está conectado) (Presión de la botella mayor o igual a 8 bar).



- El Smart está en reposo; no aparece en pantalla ninguna información. Mide la presión atmosférica aunque esté "en reposo". Si Smart detecta un rango de altitud más elevado, se conecta automáticamente durante 3 minutos. Véase también la página 21.
- El Smart se enciende al puentear los contactos B y E. Para comprobar la pantalla, se visualizarán todos los signos durante 5 segundos.

A continuación, la pantalla muestra la fracción de O_2 seleccionada, la temperatura y, en determinadas circunstancias, la sección altitud (->21). El Smart COM muestra también la presión de la botella.

Si queda una saturación debido a la última inmersión o a un cambio de altitud, el Smart muestra además del tiempo de desaturación restante, el tiempo de no vuelo, el símbolo de no vuelo, el rango de altitud actual y el rango de altitud prohibido (->20).



2.4 Comprobación de la capacidad de la batería



Tras conectar el Smart, puede comprobar la capacidad de la batería con el contacto E. La capacidad restante aparece durante 3 segundos como un porcentaje. Si el valor llega a 0%, se activa el aviso de batería (véase página 13) y deberá ir a un distribuidor autorizado SCUBAPRO UWATEC para que la cambien. Si se realizan inmersiones diarias durante 7 días, el Smart utiliza entre un 2 y un 5 % de la capacidad de la batería.

2.5 Selección y activación de las funciones de usuario



Con los contactos B y + o B y – puede seleccionar en la superficie el planificador de inmersiones, el diario de la inmersiones y las funciones para introducir la fracción de la mezcla de O_2 y el nivel de microburbujas.

Nivel de microburbujas introducido (->24)

Fracción de O₂ introducida (->14)

Diario de inmersiones (->31)

Planificación de la inmersión (->29)



Después de seleccionar la función deseada, puede activarla o desactivarla con los contactos B y E.

En las páginas mencionadas anteriormente, encontrará más datos sobre las funciones del usuario.

2.6 Retro-iluminación activa



La iluminación de la pantalla del Smart podrá ser activada tanto en superficie como bajo el agua. La retro-iluminación se puede encender pulsando el Smart PRO, situado encima de la pantalla, y el Smart COM, situado a la derecha de la pantalla. La luz se apagará automáticamente al cabo de 8 segundos o según el tiempo seleccionado en el programa SmartTRAK. La retro-iluminación sólo podrá activarse si la pantalla está encendida.

2.7 Desconexión de la pantalla

- automáticamente, pasados 3 minutos sin usar.
- COM en la superficie: automáticamente al cabo de 3 minutos sin reducción de la presión de la botella. La pantalla vuelve a encenderse al volver a respirar aire de la botella

3 Modo SOS

Tiempo de inmersión



Profundidad máxima Parada de descompresión no efectuada



Activación: automática

Si el buceador se encuentra durante más de 3 minutos consecutivos por encima de una profundidad de 0,8 metros sin haber efectuado la descompresión indicada, la unidad pasa al modo SOS. La visualización <SOS> aparece en lugar de la profundidad. El uso de la unidad está bloqueado durante las 24 horas siguientes. La pantalla muestra la información más importante de la inmersión. Se sigue calculando la saturación después de la inmersión, teniéndose en cuenta las microburbujas gaseosas en el tejido. Pasadas 24 horas, es otra vez posible sumergirse. El paso al modo SOS puede influir los cálculos del Smart (microburbujas gaseosas) hasta tres días después del incidente.

Si un buceador con Smart sufre un accidente que resulte en embolia gaseosa, la inmersión puede analizarse mediante la interface de infrarrojos y el programa SmartTRAK.



En caso de que un buceador no reciba atención médica inmediata en el momento en que aparezcan signos o síntomas de una embolia gaseosa tras una inmersión, puede sufrir lesiones graves e incluso morir.

4 COM Ajuste del Smart COM

4.1 Montaje del latiguillo de alta presión a la primera etapa



El latiguillo de alta presión debe montarse en la salida de alta presión de la primera etapa del regulador (salida HP).

- Monte el latiguillo en la salida de alta presión (HP) del regulador. Si el paso de rosca del latiguillo no fuese el adecuado, puede montarse un adaptador que podrá conseguir en su distribuidor habitual.
- 2. Apriete la rosca del latiguillo con ayuda de una llave.


1 Conceptos/Símbolos

Los datos que aparecen en la pantalla del Smart son diferentes según el tipo y la etapa de inmersión.




Para más información sobre el buceo con niveles de microburbujas (nivel de MB) véase el capítulo IV (->22).

1.1 Conceptos generales / La pantalla durante la etapa de la curva de seguridad



1.2 La pantalla durante la etapa de descompresión / Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT)



1.3 Informaciones sobre Nitrox (informaciones sobre O₂)

Al bucear con aire comprimido, el nitrógeno es el gas decisivo para calcular la descompresión. Al bucear con Nitrox, el riesgo de toxicidad de oxígeno se incrementa al aumentar la fracción de oxígeno y al aumentar la profundidad, y pueden verse limitados tanto la duración de la inmersión como la profundidad máxima. El Smart incluye esto en los cálculos y da las especificaciones necesarias:

Fracción O₂%

 $(O_2\% \text{ MIX})$ Fracción de oxígeno: la fracción de oxígeno en la mezcla de nitrox se puede ajustar entre el 21% (aire comprimido) y el 100% en pasos de 1%. De este modo indica la base para todos los calculos.

ppO₂ máx


Presión parcial de oxígeno máxima admisible: el valor superior equivale al porcentaje de oxígeno de la fracción empleada y el inferior equivale a la profundidad en la que la presión parcial de oxígeno máxima (ppO₂ máx.) admisible será alcanzada. La profundidad a la que se alcanza la ppO₂ máx. se denomina Profundidad Máxima Operativa (PMO). El ajuste predeterminado es de 1,4 bar, pero puede ser modificado con ayuda del programa SmartTRAK a un valor entre 1,0 y 1,95 bar. El Smart no puede mostrar el límite ppO₂ introducido, pero emitirá avisos acústicos y ópticos cuando la profundidad límite sea alcanzada.



La alarma de nivel de toxicidad de O_2 del SNC no está influenciada por la selección de la pp O_2 máxima.

O₂ SNC

(CNS O₂) Toxicidad del oxígeno: cuanto mayor sea la fracción de oxígeno, tanto mayor será la saturación de oxígeno en los tejidos y, en particular, en el sistema nervioso central (SNC). Si la presión parcial de oxígeno rebasa los 0.5 bar, el SNC O₂ se incrementa; en cambio si la presión parcial de oxígeno desciende por debajo de los 0.5 bar, el SNC O₂ disminuye. Cuanto más se acerque el valor del SNC O₂ al 100%, más cerca estará del límite a partir del cual los síntomas de intoxicación pueden aparecer ->17.





¡Con nitrox pueden bucear sólo los buceadores experimentados que dispongan de una formación especial!

2 Mensajes de atención y alarmas

El Smart llama la atención al buceador sobre determinadas situaciones y le avisa también en caso de que se comporte erróneamente. Bajo aqua, los mensajes de atención y las alarmas se hacen de forma visual y acústica; en superficie, sólo de forma visual, exceptuando la omisión de descompresión.



Con el SmartTRAK pueden desactivarse selectivamente las señales acústicas de atención (pero no las alarmas).

2.1 Mensajes de atención



Los mensajes de atención para el buceador son visibles mediante símbolos, letras o intermitencias de una cifra. Además, un sonido con dos frecuencias es emitido dos veces correlativamente en un intervalo de 4 segundos.

•)) 4 seg. •))) (puede desconectarse)

En las siguientes situaciones se emite un mensaje de atención:

(En las siguientes páginas encontrará más información)

Página

	raginio
Máxima Profundidad Operativa /	
máx. ppO₂ alcanzada	16
• Limite máxima profundidad alcanzada	15
• La toxicidad de oxígeno alcanza 75%	17
• Tiempo de No parada = 2 minutos	18
 Altitud prohibida* (modo superficie) 	21
• Alcanzada descompresión buceando MB	
con nivel L0	19
• COM RBT < 3 minutos	18
• COM Presión botella ha alcanzado alarma	a nivel
límite	17
• COM Incremento esfuerzo	17
El buceo con niveles de microburbujas (L1	-L5):

	bacco con miveres de microbarbajas (Er	LJ/.
•	MB no tiempo de parada = 0	24
•	Nivel de parada MB ignorada	25
•	Nivel reducción MB	25
•	Alcanzada descompresión buceando	
	MB con nivel L1-L5	25

* sin señales acústicas de atención

2.2 Alarmas



Serios daños o muerte pueden ser el resultado por omitir las alarmas dadas por el Smart.

El buceador visualiza las alarmas mediante intermitencias de símbolos. las letras o las cifras. Durante todo el tiempo que dura la alarma se emite adicionalmente una secuencia de sonidos con sólo una frecuencia.

0))0))0))0))0))

Se emite una alarma en las siguientes situaciones: (En las siguientes páginas encontrará más información)

Página

- La toxicidad de oxígeno alcanza el 100% 17 • Descompresión no respetada 19
- COM Tiempo remanente de permanencia en
- fondo cero 18 • Superación de la velocidad de ascenso
- prescrita 16 (escala concreta de pitidos ->16)
- Alarma de batería baia** véase abaio

Alarma de batería baja**

El símbolo servicio aparece si la capacidad de la batería llega al 0%.



Lleve la unidad a un distribuidor autorizado UWATEC Scubapro.


**sin alarma acústica

3 Preparación de la inmersión

3.1 Ajuste de la fracción 026



Antes de cada inmersión y después de cambiar la botella, asegúrese de que el ajuste de la fracción de O₂ coincide con la fracción realmente usada. Los ajustes falsos, en correspondencia producen cálculos incorrectos del Smart; si por error fijamos en el ordenador una fracción de oxígeno inferior a la que hay realmente en la botella, pueden producirse, sin previo aviso, intoxicaciones por oxígeno; si, en cambio, introducimos en el ordenador un valor superior al de la botella, pueden producirse daños provocados por el nitrógeno. Las imprecisiones de los cálculos se transfieren a las inmersiones sucesivas.



Para ajustar la fracción del gas, el Smart debe estar en el modo usuario.

- 1. Puentee los contactos B, y + o B y respectivamente hasta que aparezca el símbolo de aiuste de la fracción de O₂.
- 2. Confirme que desea cambiar la fracción de oxígeno mostrada puenteando B v F
- 3. Cámbie la fracción de oxígeno en pasos de 1% haciendo puente entre B v + o entre B v -.
- 4. Confirme el porcentaje seleccionado con B y E.



•••

Sin confirmación, la cifra desaparecerá al cabo de 3 minutos y no se aceptarán los cambios realizados.

Con el SmarTrak se puede establecer entre 1 y 48 horas el tiempo que tarda el ordenador en cambiar automáticamente de fracción de $O_2\%$ a aire o "no establecer" (por defecto).

3.2 Ajuste del nivel de MB (L 6) Véase capítulo IV, página 24.

3.3 COM Preparación adicional para la inmersión con Smart COM

La descripción a continuación de los preparativos para una inmersión parte de que el latiguillo de alta presión está montado correctamente en la salida HP/HD y el Smart COM está conectado al latiguillo HP (->10).



Si el latiguillo de alta presión no está correctamente montado, no dará las prestaciones correctas y será un grave peligro con posible resultado de muerte.

1. Monte el regulador y el latiguillo de presión alta en la botella.



- 2. Compruebe la válvula de reserva de su botella. La válvula de reserva debe estar abierta si va a realizar la inmersión.
- 3. Abra la válvula y compruebe la presión de la botella (al cabo de aprox. 10 seg.). Si la presión es insuficiente, cambie la botella.



3.4 Inspección





Realice una inspección antes de cada inmersión:

- 1. Encienda el Smart (B-E).
- Compruebe la pantalla de prueba: ¿están activados todos los elementos de la pantalla? Utilice el Smart sólo si todos los elementos de la pantalla están encendidos.
- 3. *QOM* Compruebe las conexiones y los instrumentos para ver si pierden gas. ¡Nunca se sumerja con un equipo que pierda gas!

4.1 Inmersión

Al sumergirse a partir de una profundidad de 0.8 metros se controlan todas las funciones, es decir, se muestran la profundidad y el tiempo de inmersión, se memoriza la profundidad máxima, se calcula la saturación de los tejidos, se determinan la curva de seguridad y el pronóstico de descompresión, se controla y muestra la velocidad de ascenso y se supervisa si el procedimiento de descompresión es el correcto. Además, el Smart COM también muestra la presión de la botella y, al cabo de unos 2 minutos de inmersión, el Tiempo Remanente de Fondo (RBT).

4.2 Tiempo de inmersión



inmersión

El tiempo total transcurrido a una profundidad mayor que 0,8 m se muestra como el tiempo de inmersión en minutos. El tiempo por encima de los 0,8 m se cuenta exclusivamente como tiempo de inmersión sólo si el buceador tarda menos de 5 minutos en superar los 0.8 m.

Mientras discurre el tiempo de inmersión, la columna a la derecha de las cifras parpadea a intervalos de un segundo. El tiempo de inmersión máximo que aparece en pantalla es de 199 minutos.



Si una inmersión dura más de 199 minutos, el tiempo de buceo vuelve a empezar desde 0 minutos.

4.3 Profundidad de inmersión



La profundidad actual se indica en pasos de 10 centímetros. En una profundidad inferior a 0,8 metros, aparece la indicación vacía <- - ->.



La medida de la profundidad se efectúa en agua dulce. Por esta razón, en agua salada la unidad indica una profundidad algo superior a la real, según el grado de salinidad del agua. Sin embargo, no se ve afectado ningún cálculo.

4.4 Profundidad máxima



La profundidad máxima sólo se muestra si supera la profundidad actual en más de 1 m (función de indicador máximo).

Profundidad máxima



Alcance de la profundidad máxima ajustada



Si se ha alcanzado la profundidad máxima establecida con el SmartTRAK (por defecto 40 m), parpadeará la profundidad actual v se visualizará la flecha de ascenso.

Ascienda hasta que desaparezca la flecha de ascenso.

4.5 Velocidad de ascenso



Velocidad de ascenso %


La velocidad de ascenso óptima varía, según la profundidad, entre 7 y 20 m/ min. Ésta se indica en la pantalla con el porcentaje del valor nominal. Cuando la velocidad de ascenso excede el 100 % de dicho valor, aparece la flecha negra <SLOW>. Si se excede el 140 % y más, la flecha empieza a dar señales intermitentes. Se emite una señal acústica de alarma a partir del 110 %, en dependencia del grado en que se sobrepase la velocidad.



¡Debe respetar en todo momento la velocidad de ascenso permitida! Una velocidad de ascenso demasiado rápida puede conducir a la formación de microburbujas en la circulación arterial, lo que puede provocar graves lesiones o incluso la muerte por embolia gaseosa debido a la enfermedad de descompresión.



- Si se realiza un ascenso inadecuado, el Smart podría requerir una parada de descompresión incluso en la curva de seguridad debido al peligro de formación de microburbujas.
- El tiempo de descompresión necesario para la prevención de microburbujas puede aumentar enormemente si se excede la velocidad de ascenso.
- Un ascenso demasiado lento produce, a gran profundidad, un aumento de la saturación de los tejidos y puede tener como consecuencia el aumento de los tiempos de descompresión y del tiempo total del ascenso. A profundidades menores, es posible reducir el tiempo de descompresión, porque los tejidos empiezan a desaturarse ya durante el ascenso.
- En la pantalla, los parámetros sobre velocidad de ascenso tienen prioridad sobre los valores de <O₂% SNC>.



Cuando se supere la velocidad de ascenso durante un largo lapso de tiempo, los datos quedarán registrados en el diario de buceo (logbook).

4.6 Presión parcial de oxígeno (ppO₂) / Profundidad máxima operativa (PMO)



La presión parcial de oxígeno máxima (pp O_2 máx.), cuyo valor por defecto es de 1,4 bar, determina la profundidad máxima operativa (PMO). Bucear a una profundidad mayor a la PMO expondrá al buceador a presiones parciales de oxígeno superiores al nivel máximo establecido. La presión parcial de oxígeno puede ser modificada con ayuda del programa SmartTRAK entre 1,0 y 1,95 bar (1,4 bar por defecto). El valor del ajuste y la información sobre la actual pp O_2 no se muestra en la pantalla.



La PMO depende de la ppO_2 máx. y de la fracción que se utilice. Cuando se alcanza la presión parcial máxima ajustada, Smart envía una señal de atención acústica, aparece la flecha de ascenso y la profundidad actual mostrada empieza a parpadear.

Ascienda a menos profundidad para evitar el peligro de una intoxicación por oxígeno.



- No debe excederse la profundidad máxima operativa (PMO). La no observación del mensaje puede producir intoxicaciones por oxígeno.
- El ajuste del valor de la ppO_{2 max} max no deberá ser superior a 1,6 bar.

4.7 Toxicidad relativa del oxígeno (SNC O₂%)



La toxicidad del oxígeno se calcula directamente a partir de los parámetros de profundidad, tiempo y composición de la fracción. La toxicidad se muestra en la pantalla en incrementos de 1% como porcentaje máximo tolerado (reloj O_2) acompañada del símbolo <SNC O_2 >. El lugar que ocupa en la pantalla es el mismo que el de la velocidad de ascenso.

Toxicidad del oxígeno





Se envía una señal de atención acústica si la toxicidad de oxígeno alcanza el 75%. El símbolo <CNS $O_2>$ parpadea y aparece la flecha de ascenso.

El valor no debe incrementarse más; ascienda a una profundidad menor si fuese necesario.





Cuando la toxicidad de oxígeno llega al 100%, se dispara una alarma acústica que suena cada 4 segundos. <CNS O₂>, el valor porcentual y la flecha de ascenso parpadean.

¡Peligro de intoxicación de oxígeno!


Inicie el ascenso de inmediato.



- Durante un ascenso y si el valor de SNC O₂% no se incrementa más (debido a que la presión parcial de oxígeno ha disminuido), la señal de aviso acústica desaparece.
- Durante el ascenso, la lectura de toxicidad de oxígeno es sustituida en la pantalla por la velocidad de ascenso. Si el ascenso se detiene, los valores de toxicidad de oxígeno aparecen nuevamente.

4.8 COM Presión de la botella







La presión de las botellas sirve también para calcular el Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT) y la actividad.





Si la presión de la botella llega a la presión de alarma ajustada (SmartTRAK) se activa una una señal de atención acústica y aparece el símbolo de la botella. El valor por defecto de la presión de alarma es de 100 bar.

No bucee a una profundidad superior. Empiece pronto el ascenso.





En caso de aumento del esfuerzo, el Smart COM muestra el icono de los pulmones y emite una una señal de atención acústica.

Reduzca su actividad y respire pausadamente para prevenir un eventual aumento de la saturación.

4.9 COM Tiempo remanente de permanencia en fondo RBT



El RBT visualiza el tiempo remanente a la profundidad actual hasta el momento en que se tiene que iniciar el ascenso. El RBT se muestra en la pantalla inferior, se basa en la presión de la botella, el ritmo respiratorio, la temperatura y la información registrada a nivel de curva de seguridad o tiempo de descompresión. El RBT se calcula en base de la suposición de que la presión de las botellas al final de una inmersión debe ser de 40 bar como mínimo. Pueden efectuarse cambios con el SmartTRAK. En la página 11 aparece una representación gráfica del RBT.



No permita nunca que el RBT sea inferior a tres minutos. Si el RBT es inferior a tres minutos, existe el peligro de que el suministro de gas sea insuficiente para el ascenso, además de que se aumenta el riesgo de sufrir enfermedad descompresiva. ¡Puede sufrir lesiones graves e incluso morir!

Si su botella está provista de reserva, asegúrese de que la válvula "J" de reserva está abierta (hacia abajo) durante toda la inmersión para que los cálculos de RBT sean correctos.





Si el RBT cae por debajo de los tres minutos, se activa una señal de atención acústica, aparece en pantalla la flecha de ascenso y los iconos de botella y RBT empiezan a parpadear.


Inicie inmediatamente el ascenso.



El valor del RBT no debe alcanzar nunca el <0:> Cuando el RBT es igual a 0 ya no hay garantías de que la reserva de gas de la botella sea suficiente para todo el proceso de ascenso.

Cuando ha pasado el último minuto (RBT=0) se dispara una alarma acústica cada 4 segundos. El RBT, la flecha de ascenso y el icono de la botella empiezan a parpadear. La alarma acústica de superación del RBT desaparece a profundidades inferiores a 6.5 m si el Smart COM está en la curva de seguridad.

Inicie inmediatamente el ascenso.



4.10 Datos de descompresión

Se indica la curva de seguridad cuando la descompresión no es todavía necesaria. Se ve la flecha NO STOP. La visualización numérica indica en minutos la curva de seguridad que queda.





- La visualización 99 significa que quedan 99 o más minutos en curva de seguridad.
- La curva de seguridad se calcula suponiéndose una actividad normal y la temperatura actual del agua.

Curva de seguridad





Si el tiempo de no descompresión es inferior a 3 minutos, se activa una señal de atención acústica y el valor de no parada empieza a parpadear. Si el tiempo de no descompresión es inferior a 1 minuto, en la pantalla de no parada parpadea el valor 0.

Para evitar una inmersión de descompresión, ascienda poco a poco hasta que el tiempo de no descompresión sea 5 minutos o superior.

Valores de descompresión



Profundidad de descompresión
Tiempo de descompresión

Cuando se entra en la parada de descompresión desaparece la flecha per su lugar aparece la flecha per su lugar aparece la flecha per su lugar aparece la flecha se visualiza en metros la parada de descompresión más profunda. Al lado de la etapa de descompresión aparece el tiempo de descompresión en minutos en la etapa indicada. La visualización c3m 7:> quiere decir que a la profundidad de 3 metros se tiene que empezar la primera parada de descompresión de 7 minutos. Cuando se acaba la parada de descompresión, se visualiza la superior siguiente. Cuando se han hecho todas las paradas de descompresión se apaga la flecha descompresión y reaparece la flecha se refiere ahora otra vez a la curva de seguridad.



Alarma de descompresión no contemplada



La alarma de descompresión se activa si no se realiza la parada de descompresión. La flecha DECOSTOP , el tiempo de descompresión y la profundidad de descompresión empiezan a parpadear y se dispara una alarma acústica. Debido a la formación de microburbujas, la descompresión puede aumentar enormemente

si no se realiza una parada de descompresión. Cuando se llega a la superficie mientras está sonando la alarma de descompresión, la flecha descompresión y la profundidad de descompresión continúan parpadeando, a fin de mos-trar el riesgo de enfermedad descompresiva. El modo SOS se activa 3 minutos después de haber terminado la inmersión, si no se llevan a cabo acciones correctivas ->10.

Si una alarma de descompresión se activa durante más de un minuto (acumulativo), la incidencia se anota en el diario de buceo

¡Descienda inmediatamente a la cota de parada de descompresión indicada!

Tiempo total de ascenso



Tiempo total del ascenso

Tan pronto como se hagan necesarias las paradas de descompresión, el Smart tiene en cuenta la duración total del ascenso. Aquí están contenidos el tiempo de ascenso y todas las paradas de descompresión.



El tiempo total de ascenso se calcula según la velocidad de ascenso prescrita y una actividad normal. El tiempo total de ascenso puede estar sujeto a cambios si la velocidad de ascenso no es la ideal (100%) o si el Smart COM detecta una actividad superior.



En todas las inmersiones con Smart, realice una parada de seguridad de al menos 3 minutos a una profundidad de 5 m.

5 Funciones en superficie

5.1 Final de la inmersión



Después de llegar a la superficie, Smart da por terminada la inmersión al cabo de 5 minutos. Este tiempo permite al buceador permanecer un breve periodo en el agua para orientarse.

Transcurridos estos 5 minutos, la inmersión queda registrada en el diario de inmersiones



En los cálculos de tiempo de desaturación y tiempo de no vuelo se asume que el buceador respira aire.

5.2 Tiempo de desaturación



Después de finalizar la inmersión Después de finalizar la inmersión Después de finalizar la inmersión po de desaturación en horas y minutos y, si está disponible, la toxicidad de oxígeno. El tiempo de desaturación se determina con la toxicidad de oxígeno, la saturación de nitrógeno o la regresión de microburbujas, según cuál de ellos requiera más tiempo. La saturación de oxígeno (<CNS O₂>) aparece en pantalla y se ajusta hasta que el valor llegue a cero.

La pantalla se apaga para ahorrar energía tres minutos después de efectuar la última manipulación. Sin embargo, los cálculos continúan.

Toxicidad de oxígeno Tiempo de desaturación

Icono de vuelo

no permitido 18.

5.3 Tiempo de espera antes de volar



El tiempo de no vuelo (<no fly time>) se indica al lado del icono de no vuelo (<Do not fly>). El tiempo de vuelo no permitido es el tiempo en horas que debe transcurrir antes de tomar un avión y se muestra y ajusta hasta que el valor llega a 0 horas.



Si toma un avión mientras el Smart muestra la señal de vuelo no permitido puede sufrir lesiones graves e incluso morir debido a la enfermedad descompresiva.

5.4 Aviso de burbujas



urbujas

Tiempo de desaturación

Si el intervalo en la superficie no es lo suficientemente largo, al sumergirse repetidamente se acumulan microburbujas en los pulmones. El menosprecio de la descompresión y una velocidad de ascenso demasiado rápida pueden, por su parte, producir burbujas en los tejidos. Para reducir el riesgo inherente a inmersiones sucesivas, en ciertas situaciones el intervalo en la superficie tiene que ser lo suficientemente largo. Gracias al pronóstico de la saturación de burbujas en el intervalo de superficie, el Smart está en condiciones de aconsejar al buceador el alargamiento de dicho intervalo. La duración del aviso de microburbujas se visualiza entrando en el planificador de inmersiones ->29.

Si aparece en pantalla el aviso de microburbujas NO BUCEAR (<bubble warning (NO DIVE)>) durante el intervalo en superficie, el buceador no se sumergirá de nuevo.



Si se sumerge a pesar del aviso de microburbujas, el buceador deberá saber que la curva de seguridad es mucho menor y que la descompresión será mayor. La duración del aviso de microburbujas al final de la inmersión puede aumentar considerablemente.



Tiempo de desaturación Tiempo de adaptación

Secciones de altitud



6.1 Secciones de altitud Smart mide cada 60 segundos la presión atmosférica incluso cuando la pantalla está apagada. Si el ordenador detecta una altitud sensiblemente superior, se enciende automáticamente e indica la nueva sección de altitud (1-4) y el tiempo de desaturación. El tiempo de desaturación indicado en este momento se refiere al tiempo de adaptación a dicha altitud. Si la inmersión se inicia dentro de este periodo de adaptación, el Smart la considera como una inmersión sucesiva ya que el cuerpo está en proceso de desaturación.

> La gama de altitudes se divide en 5 secciones (0-4), influenciadas por la presión barométrica. Por esta razón, las secciones de altitud definidas se superponen en sus extremos. Si se alcanza la altitud de un lago de montaña, la sección altitud aparece en la superficie, en el diario de inmersiones y en la planificación de la inmersión mediante una montaña picuda con cuatro segmentos que representan las cuatro secciones (1-4). No se indica el nivel del mar hasta una altitud de 1000 m. A continuación, puede ver las gamas de altitud aproximadas de las 5 secciones:



6.2 Altitud prohibida



Ascenso a las altitudes 3 y 4 prohibido. Altitud máx. permitida 2650 m



Altitud máx.

El Smart muestra en superficie, con segmentos de altitud parpadeantes, a qué altitud no puede subir el buceador.



850 m







La prohibición de ascenso también puede mostrarse junto a una sección de altitud.





Está a 1200 metros (sección de altitud 1) no puede sobrepasar los 2650 m. No puede subir a las altitudes 3 v 4.

6.3 Inmersiones con descompresión en los lagos de montaña



Sección de altitud 4:

- sin datos de descompresión
- COM sin RBT



Para garantizar una descompresión óptima también en altitud, la etapa de descompresión de 3 m se subdivide en una de 4 m y en otra de 2 m (en sección de altitud 1, 2 y 3). Las etapas de descompresión previstas son entonces de 2 m/4 m/6 m/9 m...).

Si la presión atmosférica se encuentra por debajo de 620 mbar (altitud superior a 4100 m por encima del nivel del mar), no aparecen datos de descompresión (modo manómetro automático).

Esto tiene como consecuencia que el RBT (COM) y el planificador de la inmersión ya no están disponibles. La toxicidad de oxígeno y la presión de la botella (COM) siguen indicados.

IV El buceo con niveles de microburbujas (MB)



El siguiente capítulo tratará las características del buceo con niveles de microburbujas (nivel de MB). Véase el capítulo III para información general sobre las características del buceo con Smart.

Las microburbujas son minúsculas burbujas que aparecen en el cuerpo del buceador durante cualquier inmersión y que, normalmente, desaparecen durante el ascenso y en la superficie, tras dicha inmersión. En las inmersiones en las que no es obligatoria la parada de seguridad ni la realización de descompresión no se evita la formación de microburbujas.

Las microburbujas peligrosas son las que entran en la circulación arterial. Esto puede suceder si una gran cantidad de burbujas se acumula en los pulmones. UWATEC ha incorporado a los ordenadores de inmersión Smart una nueva tecnología que le protege de la formación de microburbujas.

De acuerdo con sus necesidades, el buceador elige un nivel de MB, lo que influye en el nivel de protección contra la formación de microburbujas. La inmersión con niveles de MB requiere paradas adicionales en el ascenso (paradas de nivel MB). El ascenso es más lento y el cuerpo tarda más en desaturarse. Este sistema evita la formación de microburbujas y es más seguro.


Smart dispone de **6 niveles de microburbujas** (L0-L5). El nivel L0 corresponde al conocido modelo de descompresión ZH-L8 ADT de UWATEC y no requiere paradas de nivel MB por la formación de burbujas. Los niveles L1 a L5 ofrecen una protección adicional ante la formación de burbujas, siendo el nivel L5 el que ofrece la protección más alta.

De forma similar a la presentación de información durante las inmersiones con descompresión o las inmersiones sin parada de seguridad, Smart muestra la profundidad y la duración de la primera parada de nivel MB y la duración total del ascenso, cuando se haya agotado el tiempo en curva sin parada de nivel MB. Como el tiempo de ascenso sin parada de nivel MB es inferior al normal, el buceador deberá realizar una parada de nivel MB antes que un buceador que utilice el nivel LO.

Si un buceador hace caso omiso de la parada de nivel MB indicada, Smart cambiará a un nivel de MB inferior y la inmersión no podrá terminarse con el nivel de MB elegido en un principio. Por ejemplo, si un buceador elige el nivel L4 en el Smart antes de la inmersión y durante ella hace caso omiso de las paradas recomendadas. Smart pasará automáticamente al nivel L3 o inferior.

1 Comparación de inmersiones con nivel de MB L0 y nivel de MB L5

Si dos Śmarts se usan al mismo tiempo, una unidad se ajusta a nivel de MB L5 y la otra a L0. Cuando se bucee con niveles de MB de L1 a L5 el tiempo de ascenso sin parada de nivel MB será inferior y dichas paradas se pedirán antes de que el buceador tenga la obligación de realizar una parada de descompresión. Estas paradas de nivel MB adicionales son las que impiden la formación de microburbujas.




2 Conceptos IV


Este capítulo tratará exclusivamente los conceptos y la presentación en pantalla cuando se bucea con niveles de MB.

El resto de las características se describen en el capítulo III (->11).

2.1 Pantalla durante la curva de seguridad de Microburbujas (MB)




2.2 Pantalla durante la fase de paradas de nivel MB



3 Preparación para una inmersión con niveles de microburbujas (niveles de MB)

3.1 Ajuste del nivel de MB



Para cambiar el nivel de MB. Smart deberá estar en el modo usuario.

- 1. Puentee los botones B y + o B y hasta que aparezca el símbolo de niveles de MB
- 2. Confirme que desea cambiar el nivel de MB que aparece en pantalla puenteando B y E.
- 3. Cambie el nivel de MB pulsando los botones B y + o B y respectivamente.
- 4. Confirme su elección con B y E.

En caso de que no haya confirmación, al cabo de 3 minutos se apagará la pantalla y no se aceptarán los cambios.

Smart mostrará el símbolo (L) para confirmar que se ha elegido un nivel de MB (L1 -L5) adicional. Si se omitiera un nivel de parada de nivel MB, el nuevo nivel MB aparecerá permanentemente en pantalla ->25.



Los niveles de MB influyen en la planificación de la inmersión.

4 Funciones durante la inmersión con niveles de microburbujas

4.1 Información sobre paradas de nivel MB

Tiempo de curva de seguridad MB

Cuando se bucee con niveles de MB de L1 a L5, Smart mostrará el tiempo de curva de seguridad MB en lugar del tiempo normal de curva de seguridad. Durante el tiempo de curva de seguridad MB no será necesaria ninguna parada de nivel MB.

Pueden verse la flecha Nostop y el símbolo del nivel de MB (L.) . El tiempo remanente sin paradas de nivel MB aparece en minutos.



Tiempo de curva de seguridad MB

- La información y las alarmas para el tiempo de curva de seguridad MB y el tiempo de curva de seguridad normal son las mismas ->18.
- Independientemente del nivel de MB programado, solemos recomendar un ascenso lento durante los últimos metros

Parada de nivel MB



Tiempo total de ascenso

Cuando entre en la fase de paradas de nivel MB, desaparecerá la flecha NO STOP y aparecerá la flecha LEVELSTOP). La flecha LEVELSTOP parpadeará durante 8 segundos y sonará una señal de atención acústica. Para finalizar la inmersión sin bajar a un nivel inferior de MB, deberá realizar todas las paradas de nivel MB solicitadas.

A la derecha de la flecha (LEVELSTOP), aparece la primera parada de nivel MB en metros. Si aparece <3m 2:> significa que deberá realizar una parada de nivel MB de 2 minutos a 3 metros.

Cuando haya finalizado la parada de nivel MB, aparecerá (si la hay) la siguiente parada de nivel MB. Cuando haya realizado todas las paradas de nivel MB, desaparecerá la flecha LEVELSTOP y volverá a aparecer la flecha NOSTOP. La indicación del tiempo en la parte inferior derecha volverá a mostrar el tiempo de curva de seguridad MB.



Parada de nivel MB no realizada Nivel de MB reducido



Nuevo nivel de microburbujas.



Si no se realiza la **parada de nivel MB solicitada**, se activará el mensaje de aviso "Level-stop" (parada ignorada). Se activará una señal de atención acústica* y empezarán a parpadear la flecha LEVELSTOP), la profundidad y el tiempo de la parada no realizada.

Para finalizar la inmersión sin bajar a un nivel inferior de MB deberá descender a la profundidad indicada inmediatamente.



Se activa el aviso de Nivel de microburbujas reducido si se ha sobrepasado la profundidad de una parada de nivel MB en más de 1,5 m. A continuación, Smart reduce el nivel de MB, suena una señal de atención acústica* y el nuevo nivel de MB parpadeará hasta el final de la inmersión. El nivel de parada para la reducción del nivel de MB es ahora mostrado.



Para finalizar la inmersión sin bajar otro nivel de MB, deberá realizar la nueva parada de nivel MB.

* Puede eliminar los pitidos de aviso con el programa Smart-TRAK.

4.2 Duración total del ascenso



Duración total del ascenso

Smart muestra la información de las paradas de nivel MB y la duración total del ascenso. En ésta se incluye la duración del ascenso y las paradas de nivel MB.



El tiempo total del ascenso se calcula según la velocidad de ascenso prescrita. La duración total del ascenso puede estar sujeta a cambios si la velocidad de ascenso no es la ideal (100%).

4.3 Obligación de descompresión

Obligación de descompresión



Información de paradas de nivel MB






de microburbujas, pero también calcula la descompresión del buceador. Si la parada de descompresión es obligatoria, aparecerá el símbolo DECO.

Smart calcula y muestra las paradas de nivel MB para reducir la formación

En breves instantes entrará en fase de descompresión: Al principio de la fase de descompresión suena un pitido de aviso y el símbolo parpadea durante 8 segundos.

A fin de evitar una inmersión con paradas largas de descompresión, debe ascender unos pocos metros/pies cuando vea este mensaje. 4 Funciones durante la inmersión con niveles de microburbujas

4.4 Parada de nivel MB y parada de descompresión



Cuando la profundidad de la parada de nivel MB sea igual a la profundidad de la primera descompresión obligatoria, y si se encuentra a menos de 1,5 m de la propia profundidad de parada, el Smart mostrará los mensajes DECOSTOP y LEVELSTOP . El tiempo indicado es la duración de la parada de nivel MB.

La duración de la parada de nivel MB es superior a la de descompresión, por ello, una vez finalizada la parada de descompresión, la pantalla cambia de

5 Finalización de una inmersión con niveles de MB

Una inmersión con niveles de MB se finaliza de la misma manera que una sin niveles de MB (L0) (-> 20), salvo en los siguientes casos:



Si se ha reducido el nivel de MB durante la inmersión, cuando se alcance la superficie, el símbolo del nivel de MB y el nivel de MB actual seguirá parpadeando en el Smart durante cinco minutos. A continuación, finaliza la inmersión, Smart cambia a modo usuario y el nivel de MB vuelve a ser el que se había ajustado en un principio.

Inmersiones sucesivas y niveles de microburbujas: Si durante una inmersión se hace caso omiso de alguna parada de nivel MB y el buceador empieza otro descenso en un corto periodo de tiempo, Smart pedirá inmediatamente paradas de nivel MB. Para finalizar la inmersión con el nivel de MB elegido en un principio, deberá realizar todas las paradas de nivel MB.

V Modo consola

Se facilita el modo consola para aquellos buceadores que prefieren utilizar sus propias tablas (buceo técnico) o para los que quieren realizar apnea además de inmersión.



¡Las inmersiones realizadas en modo consola son bajo su total responsabilidad!

En modo consola, El Smart solo le muestra la información del tiempo y la profundidad, sin embargo la saturación de tejidos por el nitrógeno y la exposición al oxigeno deberá ser calculada anteriormente como cualquiera otra inmersión.

Consecuentemente es muy importante siempre que utilice el Smart en modo consola, introducir el valor correcto del porcentaje de oxígeno ->14

Al tener información del nitrógeno residual después de haber utilizado el Smart en modo consola, este estará preparado par ser utilizado como ordenador de inmersión después de haberlo configurado como tal.



¡Introducir erróneamente la fracción de la mezcla provocará un inherente riesgo de enfermedad de descompresión y/ó toxicidad de oxígeno! ¡Una incorrecta mezcla de gas podría ser letal!

Siempre que se utilice en modo consola, asegúrese que la fracción de oxígeno configurada corresponda con la mezcla de gas utilizada.




- Si utiliza en inmersión trimix ó otra mezcla que no sea oxígeno/nitrógeno con un porcentaje de oxígeno del **21% o superior**, introduzca el porcentaje correcto del oxígeno. El ordenador calculará correctamente la exposición al Oxígeno y exagerará la carga de nitrógeno.
- Si utiliza en inmersión trimix ó otra mezcla que no sea oxígeno/nitrógeno con un porcentaje de oxígeno **inferior al 21%**, configure su ordenador al 21% de oxígeno. El ordenador exagerará la exposición al oxígeno y a la saturación del nitrógeno.

Desactivar el modo consola (Vuelta atrás al modo ordenador – inmersión regular)



"Escribir"



Para utilizar el smart en modo consola, necesita desactivar el ordenador vía Smart-TRAK con la interface de infrarrojos.


Abra "Opciones" y escoja "Ajustes del ordenador de buceo", primeramente el ordenador leerá las configuraciones existentes en el ordenador de inmersión. Para activar el "Modo consola" ó el "Modo ordenador de inmersion" pulse en "On"/"Off" en "Modo profundimetro (Modo consola)". Posteriormente pulse en icono "Escribir" para confirmar el cambio en su ordenador de inmersión. El ordenador de inmersión mostrará "OnG"(modo consola activado) en la pantalla del mismo

Inmersión en modo consola




En el modo consola no se muestra la toxicidad, pero es calculada en un segundo plano basada en la fracción de oxígeno configurada. Cuando los cálculos alcanzan valores del 75% y 100% un aviso acústico y una alarma se activarán respectivamente.

La siguiente información es mostrada en el modo consola:



Después de haber buceado en modo consola

Después de una inmersión en modo consola la pantalla muestra la siguiente información basada en la mezcla de O2 pre-seleccionada.



^{*} La duración de la alarma de micro-burbujas es visible entrando en el planificador de inmersiones -> 29.

Bucear después de una omisión de parada de descompresión

Si se ha omitido una parada de descompresión, el ordenador estará bloqueado 24 horas. El modo consola no estará disponible durante el tiempo de bloqueo.



El Smart dispone de un planificador de las inmersiones con el cual es posible planear anticipadamente las inmersiones en curva de seguridad con intervalos seleccionables.

- Base de la planificación: Porcentaje de oxígeno seleccionado (fracción de O₂%)
 - Nivel de microburbujas seleccionado
 - Temperatura del aqua en la última inmersión
 - Secciones de altitud, si las hay
 - Estado de la saturación cuando el planificador de inmersión está seleccionado
 - Se da por hecho que el esfuerzo del buceador será normal y que respetará las velocidades de ascenso recomendadas.



Cuando dos o más buceadores planifican una inmersión, ésta será planeada en aquel ordenador de inmersión que indique las curvas de seguridad más cortas. En caso de no seguir esta advertencia, podrían sufrir lesiones graves e incluso morir a causa de una embolia gaseosa.


1 Planificación de una inmersión en curva de seguridad



Con los contactos B y – o B y – puede selecionar la planificación de la inmersión en la superficie.



El aviso de microburbujas y su duración aparecen en pantalla si se detecta un mayor riesgo debido a la acumulación de microburbujas.



Abra el planificador de la inmersión con B y E.



Aparece la ventana de introducción del intervalo de tiempo si hubiera una desaturación restante (DESAT) antes de seleccionar la planificación de la inmersión. Dicho tiempo de espera entre el momento actual v el principio de la inmersión puede cambiarse con los contactos B y + o B y - a intervalos de 15 minutos.

Icono del nivel de microburbujas L1-L5



Tiempo de Curva de seguridad / Tiempo de Curva de seguridad MB

Si aparece un aviso de microburbujas (no bucear) y su duración, el Smart propone dicho tiempo -redondeado a los próximos 15 minutos- como intervalo en superficie. Si el intervalo propuesto se acorta, aparece el aviso de microburbuias.

Con B y E confirmará el intervalo mostrado (en caso de que lo haya) y empezarán a avanzar los tiempos en curva de seguridad. Los tiempos en curva de seguridad aparecen en incrementos de 3 metros y cada incremento aparece en pantalla durante unos 3 segundos. El proceso empieza a 3 metros.

Si se ha seleccionado el nivel de microburbujas (entre 1 y 5), el Smart muestra el tiempo en curva de seguridad de microburbujas en lugar del tiempo en curva de seguridad.

Profundidad



Los tiempos de no descompresión aparecerán siempre que no supere la profundidad máxima operativa (PMO).

En la página 20 encontrará mas información y las cuestiones de seguridad relativas al aviso de microburbujas.

VI Planificador de las inmersiones

2 **Salida del planificador de la inmersión**Con los contactos B y E (1-2 seg.) puede salir del planificador de la inmersión.


También saldrá del planificador si pasan tres minutos sin efectuar ninguna modificación.

30

1 Características

Una inmersión se introduce en el diario de inmersiones sólo si el tiempo de inmersión es superior a 2 minutos. Smart PRO registra unas 100 horas de inmersiones y el Smart COM registra las últimas 50 horas. Dicha información puede transferirse, con la interface de infrarrojos estándar (IrDA) y el programa para Windows® SmartTRAK, a un PC. En el ordenador de inmersión pueden mostrarse directamente hasta 99 inmersiones.

A continuación se presenta la información de la inmersión que aparece en pantalla:



^{*}Alarmas durante la inmersión



Si la inmersión empieza durante el tiempo de adaptación (después de un cambio de altitud), en lugar del intervalo de tiempo se visualiza el tiempo de adaptación precedente.

2 Funcionamiento

279



Con los contactos B y + o B y - puede seleccionar el diario de inmersiones y con B y E abrirlo en la superficie.

Si hubiera un tiempo de desaturación restante (DESAT.) antes de seleccionar el diario de inmersiones, aparece en pantalla el tiempo entre la última inmersión y el momento acutal (intervalo en superficie).

Con B y E podrá hacer que aparezca en pantalla la última inmersión realizada (LOG 1).

Cada vez que pulse B y + o B y - el ordenador pasará a la siguiente inmersión o volverá a la anterior. Si mantiene pulsados los contactos B y + o B y -, irán apareciendo todas las inmersiones en orden ascendente o descendente.

Puede salir del diario de inmersiones con los contactos B y E. El diario de inmersiones se desactiva automáticamente si pasan 3 minutos sin efectuar ninguna operación.

1 Características técnicas

Altitud de funcionamiento: con información de descompresión: nivel del mar hasta aprox. 4000 m sin información de descompresión ni RBT: utilizable en modo consola

Profundidad máx. mostrada: 120 m; resolución entre 0,8 m y 99,9 m: 0,1 m; a más de 99,9 m: 1 m



- No se sumerja a profundidades mayores que las permitidas en función del porcentaje de oxígeno elegido (narcosis de nitrógeno, toxicidad de oxígeno).
- No bucee nunca a mayor profundidad de la que le permite su nivel de titulación (experiencia).
- Respete siempre las restricciones locales relativas a la profundidad.

Gama de profundidades para el cálculo de la descompresión: 0,8 m hasta 120 m

Presión máxima del entorno: 13.0 bar

Conexión de alta presión: COM Presión máxima de funcionamiento: 300 bar **Reloj:**Timer de cuarzo, indicación hasta 199 minutos

% de O₂ en la fracción: Ajustable entre 21% de O₂ (aire comprimido) y 100% de O₂

Temperatura operativa: -10° hasta +50°C

Alimentación de corriente: Batería especial UWATEC LR07

Duración de la batería:De 500 a 1000 inmersiones, en función de la cantidad de inmersiones por año y del uso de la iluminación de pantalla.

2 Mantenimiento

El manómetro de la botella (¿¿OM) y las piezas del Smart COM utilizadas para medir la presión de la botella deberán ser objeto de revisión en un distribuidor autorizado SCUBAPRO UWATEC cada dos años o tras unas 200 inmersiones, aunque no haya transcurrido ese plazo. Salvo este detalle, su ordenador Smart no necesita apenas ningún otro tipo de mantenimiento. Todo lo que necesita es de preocuparse de cambiar la batería cuando sea necesario y de enjuagar el ordenador con agua dulce después de cada inmersión. No obstante, con los siguientes consejos deseamos contribuir a evitar problemas en su Smart y a garantizar una larga vida operativa de la unidad sin reparación alguna:



- Evite que el Smart reciba golpes y sacudidas.
- No exponga su Smart a la luz directa e intensa del sol.
- Enjuague bien con agua dulce su Smart después de cada inmersión.
- No guarde su Smart en una caja hermética; asegúrese de que está bien ventilado.
- Si experimenta problemas al actuar sobre los contactos, lave el Smart con agua jabonosa y séquelo perfectamente. Puede tratar la superficie de la carcasa del Smart con grasa de silicona. ¡No use grasa en los contactos de agua!
- No limpie el Smart con productos que contengan disolventes (sólo con agua).




Para cambiar la batería, lleve el ordenador de inmersión a un concesionario autorizado UWATEC. El cambio de baterías lo realiza el fabricante o el importador. Al mismo tiempo se efectúa una inspección técnica de la unidad. No permita que realice el cambio de batería nadie distinto de un concesionario autorizado.

3 COM Conversión de la presión de las botellas

Es posible que la presión de las botellas que se indica en la pantalla inferior se desvíe de la lectura de un manómetro convencional. El Smart muestra siempre la presión convertida a una temperatura de 20 °C , mientras que el manómetro mecánico indica la presión real influida por la temperatura.

En el gráfico podrá comparar las lecturas de un manómetro convencional con las lecturas del Smart COM a seis temperaturas distintas.



4 Garantía

La garantía cubre exclusivamente los ordenadores de buceo, adquiridos a un SCUBAPRO UWATEC distribuidor autorizado.

El período cubierto por la garantía es de dos años.

Las sustituciones o reparaciones realizadas durante el período de garantía no suponen ampliación alguna del período de garantía

Si desea formular alguna reclamación en garantía, envíe el ordenador de inmersión, junto con una factura donde conste la fecha de compra, a su distribuidor autorizado o a un punto de reparaciones autorizado.

UWATEC se reserva el derecho de determinar la validez de una reclamación en garantía y de determinar si el ordenador se va a reparar o a sustituir.

Quedan excluidos los errores o defectos ocasionados por:

- un uso o desgaste excesivos,
- factores externos, como, por ejemplo, daños en el transporte, daños debidos a golpes y sacudidas, fenómenos atmosféricos u otros fenómenos naturales,
- mantenimiento, reparaciones o apertura del ordenador de inmersión por personas no autorizadas por el fabricante. Este extremo afecta, sobre todo, al cambio de batería.
- ensayos de presión que no se realicen en el agua,
- accidentes de inmersión.

5 Índice por temas

Alarma de batería baja		Montaje del latiguillo de alta presión			
Alarmas	_ 13	a la primera etapa			
Aviso acústico, desconectar el					12
Capacidad de la batería, comprobación de la.	. 9	Oxígeno, véase "O2"			
Datos de descompresión en la fase de		Parada de descompresión no realizada		13,	19
descompresión	_ 11	PC, transferencia al PC (del Diario de			
Datos de descompresión en la fase de		inmersiones)			31
curva de seguridad	_ 11	Planificador de la inmersión			
Diario de inmersiones	_ 31	Porcentaje de O ₂	11,	12,	14
Duración de la batería	_ 32	ppO2, véase presión parcial de O2			
Esfuerzo / actividad (COM)		Premezcla, ajuste de la fracción de gas			14
Esfuerzo / actividad, aumento de (COM)	_ 17	Presión de la botella (COM)			
Fracción de gas, ajuste de la	_ 14	Presión parcial de O2	12,	13,	16
Fracción de O2 %, ajuste de la		Presión parcial de O2 máxima			
Funcionamiento del ordenador de inmersión_	3, 8	Profundidad			
lluminación	_ 10	Profundidad actual			15
Información técnica	_ 32	Profundidad máxima		15,	31
Inmersión		RBT (tiempo remanente de permanenci			
Inmersión, final de la		en fondo)	11,	13,	18
Intervalo en superficie29		Retro-iluminación activa			10
Intervalo de tiempo	_ 29	Sistema			_ 8
Lagos de montaña, buceo en21		SmartTRAK	_ 8,	12,	31
Mantenimiento		SNC, Límite de O ₂ en SNC 2, 3, 11,			
Mensajes de atención		Tiempo de desaturación			20
Mezcla de gas, ajuste de la		Tiempo de inmersión			
Mezcla de O2 %, ajuste de la		Tiempo en curva de seguridad			
Microburbujas, aviso de20		Toxicidad de O ₂			
Microburbujas de gas 22		Velocidad de ascenso	11,	13,	15
Modo consola		Volar, tiempo de vuelo no permitido			
Modo SOS		"no fly time"		9,	20
		•			

SCUBAPRO UWATEC Americas

(USA/Canada/Latin America) 1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA t: +1 619 402 1023 f: +1 619 402 1554

SCUBAPRO UWATEC Asia Pacific

1208 Block A, MP Industrial Center 18 Ka Yip St.

Chai Wan Hong Kong

t: +852 2556 7338

www.scubapro.com

f: +852 2898 9872

www.scubaproasiapacific.com

SCUBAPRO UWATEC Australia

Unit 21, 380 Eastern Valley Way Chatswood, N.S.W. 2067 t: +61 2 9417 1011 f: +61 2 9417 1044 www.scubapro.com.au

SCUBAPRO UWATEC Deutschland

(Germany / Austria / Scandinavia) Taucherausrüstungen GmbH Rheinvogtstraße 17 79713 Bad Säckingen-Wallbach t: +49 (0) 7761 921050 f: +49 (0) 7761 921051 www.scubapro.de

SCUBAPRO UWATEC Italy

Via G.Latiro 45 I-16039 Sestri Levante (GE) t: +39 0185 482 321 f: +39 0185 459 122 www.scubapro-uwatec.it

SCUBAPRO UWATEC Japan

Kanazawa-Ku Yokohama Japan t: +81 45 775 2288 f: +81 45 775 4420

www.scubapro.co.jp

4-2 Marina Plaza 5F

SCUBAPRO UWATEC France

Les Terriers Nord 175 Allée Belle Vue F-06600 Antibes t: +33 (0) 4 92 91 30 30 f: +33 (0) 4 92 91 30 31 www.scubapro-uwatec.fr

SCUBAPRO UWATEC Benelux

Avenue des Arts, 10/11 Bte 13 1210 Bruxelles t: +32 (0) 2 250 37 10 f: +32 (0) 2 250 37 11 www.scubapro-uwatec.nl

SCUBAPRO UWATEC España

Pere IV, n°359, 2° 08020- Barcelona t: +34 93 303 55 50 f: +34 93 266 45 05 www.scubapro-uwatec.es

SCUBAPRO UWATEC U.K.

Vickers Business Centre Priestley Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NP England t: +44 0 1256 812 636 f: +44 0 1256 812 646 www.scubapro.co.uk

SCUBAPRO UWATEC Switzerland

Oberwilerstrasse 16 CH-8444 Henggart t: +41 (0) 52 3 16 27 21 f: +41 (0) 52 3 16 28 67 www.scubapro.de

www.uwatec.com

Instrucciones para el uso



Smart TEC



SWISS MADE BY UWATEC AG

Advertencias importantes sobre la seguridad

Lea completa y detenidamente este manual de instrucciones antes de hacer uso de su Smart TEC.



El buceo comporta ciertos riesgos inherentes. Hacer caso omiso de las instrucciones incluidas en este manual puede ser motivo de lesiones graves e incluso ocasionar la muerte por accidente de descompresión, intoxicación por oxígeno o cualquier otro de los riesgos inherentes al buceo con nitrox o con aire comprimido. ¡A menos que sea plenamente consciente de estos riesgos y asuma y acepte deliberadamente los riesgos implícitos, absténgase de usar el Smart TEC!

Pautas a seguir para usar el Smart TEC:

Las pautas para usar el Smart TEC que se detallan a continuación son fruto de los últimos estudios médicos. El respeto de estas pautas incrementará la seguridad durante las inmersiones pero no es una garantía de que no pueda ocurrir un accidente de descompresión.

- El Smart TEC ha sido diseñado exclusivamente para inmersiones con nitrox (max. 100% O₂) y aire comprimido (21% O₂). No debe usarse para inmersiones con otro tipo de mezclas gaseosas.
- Es imprescindible, antes de cada inmersión, contrastar la proporción de la mezcla de O₂ introducida en el ordenador con las características de la mezcla que se va a emplear. ¡Recuerde siempre que una mezcla errónea puede falsear los cálculos de descompresión o los datos de toxicidad del oxígeno! La desviación máxima de la mezcla medida no debe exceder el 1% de O₂. ¡Una mezcla de gas errónea puede ser mortal!
- Utilice solamente el Smart TEC con sistemas de circuítos abiertos. Se debe determinar la mezcla de gas para cada botella que utilice.
- Utilice únicamente el Smart TEC para la inmersión con un aparato de respiración independiente. Smart TEC no ha sido desarrollado para exposiciones de nitrox a largo plazo.
- Observe siempre las señales ópticas o acústicas del Smart TEC. Evite las situaciones peligrosas que se detallan en el manual de uso y que han sido marcadas con una señal de aviso.
- Si la flecha de ascenso aparece en en la pantalla, inicie el ascenso.
- Si la flecha de ascenso parpadea en la pantalla, inicie el ascenso de inmediato.
- Smart TEC dispone de un aviso de la ppO₂, cuyo limite está ajustado de forma estandarizada a 1,4 bar ppO₂ máx. Este límite puede ajustarse por medio del SmartTRAK. Supone un riesgo una modificación del ppO₂ máx. por encima de 1,6 bar y no la recomendamos.
- Observe con frecuencia el «reloj del oxígeno» (límite de CNS O₂), especialmente en la gama a partir de 1,4 bar de ppO₂. Finalice la inmersión cuando el CNS O₂% exceda el 75%.
- No bucee nunca a mayor profundidad que la Profundidad máxima operativa (PMO) correspondiente a la mezcla de gas que se está utilizando.
- Compruebe siempre cuáles son los límites determinados para el porcentaje de mezcla de oxígeno escogido (enfermedad descompresiva, toxicidad de oxígeno).
- De acuerdo con el límite de profundidad máximo de todas las escuelas de buceo, no bucee a profundidades superiores a los 40 metros.
- Hay que tener en cuenta el riesgo de narcosis originada por nitrógeno ("borrachera de las profundidades"), debido a que el Smart TEC no emite ningún aviso a este respecto.
- Al finalizar cualquier inmersión con el Smart TEC debe hacerse una parada de seguridad de al menos tres minutos a 5 metros.
- Todos los buceadores deben utilizar siempre, en todas las inmersiones, su propio ordenador para planificar inmersiones o determinar descompresiones.
- Si por cualquier motivo el Smart fallase durante la inmersión, ésta deberá darse por acabada y deberá iniciarse inmediatamente el procedimiento de ascenso a la superficie (lentamente y con una parada de seguridad de 3 a 5 minutos a 5 metros).
- Debe respetar la velocidad de ascenso y realizar todas las paradas de descompresión exigidas. Si, por cualquier motivo, el ordenador fallase, ascienda sin superar los 10 metros por minuto.
- Durante las inmersiones en pareja o grupo, deberán tenerse en cuenta los datos del ordenador que

ofrezca parámetros más conservadores al acabar dicha inmersión.

- No bucee nunca solo; ¡el Smart TEC no es un compañero de inmersión!
- Bucee siempre de acuerdo a su nivel de formación: ¡el Smart TEC no amplía sus aptitudes buceadoras!
- Bucee siempre con instrumentos de apoyo. Asegúrese de utilizar siempre instrumentos de apoyo, es decir, un profundímetro, un manómetro sumergible, un cronómetro para controlar el tiempo de permanencia en el fondo o un reloj sumergible, y lleve siempre encima las tablas de descompresión, incluso cuando bucee con un ordenador de inmersión.
- Evite los ascensos y descensos continuos (inmersiones yo-yo).
- Evite el sobreesfuerzo estando a gran profundidad.
- Planifique inmersiones más cortas en aguas frías.
- Después de la parada de descompresión o al finalizar una inmersión dentro de la curva de seguridad ascienda los últimos metros lo más lentamente posible.
- Antes de usar un Smart TEC, DEBE estar familiarizado con los signos y síntomas de los accidentes de descompresión. Ante cualquier signo o síntoma de enfermedad de descompresión debe buscarse INMEDIATAMENTE asistencia médica. La eficacia de un tratamiento está directamente relacionada con el intervalo de tiempo que haya transcurrido desde que se han detectado los primeros síntomas.
- Sumérjase sólo con nitrox cuando haya recibido una formación a fondo en una institución reconocida.

Inmersiones sucesivas

- No empiece la siguiente inmersión hasta que el <CNS O₂ %> sea inferior al 40%.
- Buceo con Nitrox: asegúrese de que el intervalo entre inmersiones es suficiente (igual que en el buceo con aire comprimido). Planee un intervalo de al menos dos horas. El oxígeno también necesita un tiempo para salir del organismo.
- Adecue la mezcla a la inmersión prevista.
- No haga inmersiones sucesivas si en la pantalla aparece el aviso 🜌 .
- Si realiza inmersiones cada día durante todas las semanas, es recomendable descansar como mínimo un día.
- Si se cambia de ordenador después de inmersiones sucesivas: esperar un mínimo de 48 horas para realizar nuevas inmersiones.

Altitud e inmersión

- No haga inmersiones a altitudes superiores a 4.000 m.
- Después de una inmersión no suba a altitudes que prohíbe el Smart TEC mediante los segmentos de altitud parpadeantes (-> 25)



Viajar en avión después de haber buceado

• Después de haber buceado, espere como mínimo 24 horas antes de viajar en avión.

((

El instrumento de inmersión Smart TEC es un dispositivo de protección personal acorde con los requisitos de seguridad básicos de la directiva de 89/686/EEC de la Unión Europea. Rina SpA, Via Corsica 12, I-16128 Génova, organismo acreditado nº 0474, ha certificado la conformidad con las Normas Europeas EN 250:2000 y EN 13319:2000.

EN250:2000 Equipo de respiración – Aparatos de inmersión de circuito abierto de aire comprimido – Requisitos, ensayos, señalización (ensayo de manómetro).

EN13319:2000 Accesorios de inmersión— Profundímetros y dispositivos de medición combinada de profundidad y tiempo —

Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo.

Toda información sobre obligaciones de descompresión que faciliten los equipos a los que se refiere la norma queda excluida explícitamente del contenido de la misma.

Introducción

¡Felicidades por adquirir un Smart TEC y bienvenido –o bienvenida- a UWATEC! De ahora en adelante disfrutará del apoyo del ordenador de buceo más extraordinario del mundo –equipado con la tecnología más innovadora de UWATEC– mientras bucea.

Smart TEC le permite utilizar hasta tres mezclas de gas diferentes en la misma inmersión. No obstante, para facilitar la lectura, este manual hace referencia principalmente a inmersiones con una única mezcla de gas. La información referente a inmersiones con diferentes mezclas de gas aparece marcada con (^{m)}) o resumida en capítulos especiales.

Le agradecemos la elección del Smart TEC y esperamos sinceramente que disfrute sus inmersiones en el futuro. Podrá obtener más información sobre ordenadores de buceo y otros productos de UWATEC en www.uwatec.com

Para facilitar la lectura del presente manual, a lo largo de todo el texto emplearemos el término "TEC" para referirnos a los "ordenadores de buceo Smart TEC de UWATEC".

Consideraciones sobre la seguridad

Los ordenadores de buceo proporcionan datos a los buceadores; pero en ningún caso aportan los conocimientos necesarios para entenderlos y aplicarlos correctamente. ¡Los ordenadores de buceo no sustituyen el sentido común! Por lo tanto, no utilice su ordenador de buceo Smart TEC de UWATEC hasta que no tenga duda de que domina los conceptos y técnicas expuestos es este manual.

Advertencias importantes sobre términos y símbolos

En este manual de uso, las observaciones particularmente importantes se subrayan con ayuda de los siguientes símbolos:

Avisos:



Informaciones y consejos importantes para un uso óptimo de su Smart TEC.

¡Atención!



Informaciones que llaman la atención sobre características que han de tenerse en cuenta para evitar correr riesgos y hacer más cómodas las inmersiones.

¡Peligro!



Indica situaciones potencialmente peligrosas que, de no ser respetadas, pueden provocar serios daños e incluso la muerte.

En el manual de uso se emplean los siguientes símbolos:



Parte intermitente de la pantalla válido únicamente para inmersiones con diferentes mezclas de gas.

-> Véase página Ej. -> 10

Señales acústicas

•)) 4 seg. •)) Señal acústica de atención

 Señal acústica de alarma

Instrucciones para el uso de los modos manuales



Contacto en puente

Ejemplo: contactos en paralelo B y E


Pulse, o pulse y mantenga pulsado (->9) Ej. Pulse el botón izquierdo

superior •00


Botones

9.2004, Copyright® de UWATEC Suiza

Guía de referencia rápida



Cuadro de funcionamiento



La pantalla se apaga automáticamente tres minutos después de efectuar la última manipulación.

1	Advertencias importantes sobre la seguridad	2
'	Introducción	2
	Advertencias importantes sobre términos y	
	símbolos	4
	Descripción del sistema	5
	Guía de referencia rápida Cuadro de funcionamiento	5
	Indice de capitulos	
	mater ac capitalos	0
II	Sistema y funcionamiento	8
1	Descripción del sistema	8
2	Funcionamiento	8
	2.1 Elementos de funcionamiento	8
	2.2 SmartTRAK	9
	2.3 Encendido de la pantalla2.4 Comprobación de la capacidad de la batería	10
	2.5 Selección y activación de las funciones de usuario	10
	2.6 Retro-iluminación activa	10
	2.7 Desconexión de la pantalla	11
3	Modo SOS	11
4	Configurar el Smart TEC	12
•	4.1 Montaje del transmisor	12
	4.2 Sintonización del transmisor y del ordenador de inme	ersión13
Ш	El buceo con el Smart TEC	15
1	Conceptos/Símbolos	15
•	1.1 Conceptos generales /	
	La pantalla durante la etapa de la curva de seguridad	15
	1.2 La pantalla durante la etapa de descompresión /	
	Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT)	15
_	1.3 Informaciones sobre Nitrox (informaciones sobre O ₂)	
2	Mensajes de atención y alarmas	17
	2.1 Mensajes de atención2.2 Alarmas	
	Alarma de batería baja	
3	Preparación de la inmersión	18
	3.1 Ajuste de la mezcla y PMO	18
	3.2 Ajuste del nivel de MB	18
	3.3 Preparación para la inmersión con más de una mezcl	_
	3.4 Preparación para la inmersión y chequeo	18
4	Funciones durante la inmersión	19
	4.1 Inmersión	19
	4.2 Marcar puntos4.3 Tiempo de inmersión	19
	4.4 Profundidad de inmersión	19
	4.5 Profundidad máxima / temperatura	
	4.6 Velocidad de ascenso	19
	4.7 Presión parcial de oxígeno (ppO ₂) /	
	Profundidad máxima operativa (PMO)	20
	 4.8 Toxicidad relativa del oxígeno (SNC O₂%) 4.9 Presión de la botella 	21 21
	4.10 Tiempo remanente de permanencia en fondo RBT	21
	4.11 Datos de descompresión	22
	4.12 Cronómetro de la parada de seguridad	23

Inc	lice de capitulos	
5	Funciones en superficie 5.1 Final de la inmersión 5.2 Tiempo de desaturación 5.3 Tiempo de espera antes de volar	24 24 24 24
6	5.4 Aviso de burbujas Buceo en lagos de montaña	24
U	6.1 Secciones de altitud	25
	6.2 Altitud prohibida	25
	6.3 Inmersiones con descompresión en los lagos de montaña	25
IV	Modo profundímetro	26
	El buceo con niveles de microburbujas (MB)	28
1	Comparación de inmersiones con nivel de MB L0 y nivel de MB L5	28
2	Conceptos	29
	2.1 Pantalla durante la curva de seguridad de	
	Microburbujas (MB) 2.2 Pantalla durante la fase de paradas de seguridad	29
3	Preparación para una inmersión con niveles de	
J	microburbujas (niveles de MB)	30
	3.1 Ajuste del nivel de MB	30
4	Funciones durante la inmersión con niveles de microburbu	
	4.1 Información sobre paradas de seguridad Tiempo de curva de seguridad de microburbujas (MB)	30
	Parada de seguridad Parada de seguridad	
	4.2 Duración total del ascenso	31
	4.3 Obligación de descompresión	31
r	4.4 Parada de seguridad y parada de descompresión	32
5	Funciones en la superficie 5.1 Finalización de una inmersión con niveles de MB	32
	5.2 Inmersiones sucesivas y niveles de microburbujas	32
VI	Inmersión con más de una mezcla de gas	32
VII	Planificador	37
1	Planificación de una inmersión en curva de seguridad	37
2	Planificación de la inmersión con descompresión Salida del planificador de la inmersión	38
J	Salida del pianificador de la liffielsion	50
VII	l Diario de inmersiones	39
1	Características	39
2	Funcionamiento	39
IX	Apéndice	40
1	Características técnicas	40
2	Mantenimiento 2.1 Cambio de la batería del transmisor	40
3	Conversión de la presión de las botellas	42
4	Garantía	43
5	Índice por temas	43

II Sistema y funcionamiento

1 Descripción del sistema

El TEC muestra todos los datos importantes referentes a la inmersión y a la descompresión y dispone de un único receptor multicanal, que puede recibir los datos de la presión de las botellas desde tres transmisores. Cada transmisor está montado en la salida de alta presión (HP) del regulador, que mide la presión de la botella y transmite por ondas de radio los resultados al TEC. El proceso de transmisión patentado por UWATEC evita interferencias y asegura una recepción continua y fiable.

El TEC dispone de una memoria que almacena los datos de la inmersión. Los datos pueden transmitirse con la interface de infrarrojos (IrDA) y el programa SmartTRAK a un ordenador Windows®.

El CD SmartTRAK se entrega con el ordenador. Las interfaces de infrarrojos están disponibles en las tiendas de informática. En la página web de UWATEC (www.uwatec.com) aparece una lista de interfaces recomendadas.



2 Funcionamiento



En la página 5 del manual encontrará un esquema de funcionamiento.

2.1 Elementos de funcionamiento





El TEC dispone de cuatro clavijas de contacto B, E, +, – sobre la superficie de la caja. Para el uso manual se puentean con los dedos mojados cada vez el contacto B y uno de los otros tres contactos situados por encima de la visualización.

Clavija de contacto B: Contacto Base, que debe pulsarse para cualquier operación.

A fin de simplificar el texto al máximo, no se volverá a mencionar en el presente manual que el contacto B debe pulsarse cada vez.

Clavija de contacto E: Contacto Enter. Sirve para conectar el TEC, para confirmarel valor presente en ese momento en la pantalla. Por lo tanto, podría compararse con las teclas INTRO o RETURN de un ordenador.

+ / – Contactos: En superficie (modo-usuario) puede seleccionar el planificador de inmersiones, el diario de inmersiones, el modo profundímetro y las funciones para introducir la mezcla de $O_2\%$ y el nivel de microburbujas. ->10 + aumenta el valor indicado, - lo reduce.

-spañol

Botones

Para utilizar los botones debe estar encendido el TEC. Los botones pulsadores pueden accionarse "pulsando" y "pulsando y manteniéndolos pulsados" (un segundo).

Al pulsar los botones •oo , ooo y ooo se activan las siguientes funciones:



- Seleccionar la mezcla de gas (pulsar)
- ••• Confirmar la mezcla de gas (pulsar y mantener pulsado)
- Activar el cronómetro de la parada de seguridad (solo bajo el agua, en profundidades <6,5 m) (pulsar)
- Poner en funcionamiento el cronómetro (solo en modo profundímetro) (pulsar)
- ©©© Configurar un punto de referencia (pulsar)
- Cambiar la profundidad máxima > Temperatura > Nivel de MB (microburbujas) > ... (pulsar)
- Tiempo intermedio y reseteado (sólo en modo manómetro y mientras está activo el cronómetro) (pulsar)

25 pasos

1-5 min.

©© Encender la luz (retro-iluminación) (pulsar y mantener pulsado)

2.2 SmartTRAK

Sensibilidad al esfuerzo

• Duración de la parada de seguridad

Con el SmartTRAK puede transferir los datos de la inmersión a un ordenador personal y mostrar gráficamente los datos.

Con el SmartTRAK pueden cambiarse la siguientes configuraciones:


Sistema unitario	métrico / imperial
 Supresión de la señal acústica de aviso 	✓
Modo profundímetro	✓
Alarma de profundidad	5 - 100 m
 Duración de la retro-iluminación 	2-12 seg.
 Presión parcial de oxígeno máxima (ppO₂ máx.) 	1 – 1,95 bar
• Tiempo límite para reajustar la mezcla de O2 % al aire	sin reset / 1 - 48 horas
 Reserva mínima de presión al final de la inmersión 	
(base para el cálculo RBT)	20 – 120 bar
 Alarma de la presión de la botella 	50 - 200 bar
• 🕮 Reemplazar la alarma acústica de RBT por una señal	
acústica de atención	/


Con el SmartTRAK se pueden recuperar los siguientes datos:


Número de inmersiones realizadas	✓	
• Duración total de las inmersiones realizadas	✓	
Presión atmosférica	✓	
• Información de la sintonización de hasta tres transmisores	✓	
• Perfil de la inmersión	✓	
Diario de inmersión	✓	
Curva de temperatura	✓	
Curva del esfuerzo	✓	
• Alarmas y mensajes de atención	✓	
• Puntos de referencia	/	

2.3 Encendido de la pantalla

- automáticamente, al entrar en el agua o cuando es necesaria la adaptación a la presión atmosférica.
- manualmente, mediante los contactos B y E de manejo en la caja.







- El TEC está en reposo; no aparece en pantalla ninguna información. Mide la presión atmosférica aunque esté "en reposo". Si TEC detecta un rango de altitud más elevado, se conecta automáticamente durante 3 minutos. Véase también la página -> 25.
- El TEC se enciende al puentear los contactos B y E. Para comprobar la pantalla, se visualizarán todos los signos durante 5 segundos.

A continuación, la pantalla muestra la mezcla de O_2 seleccionada, la temperatura y, en determinadas circunstancias, la sección altitud (->25).

Si el transmisor correspondiente está encendido y situado dentro de la distancia de transmisión, se visualiza la presión de la botella, en caso contrario se visualiza el símbolo <--->. La pantalla permanecerá en blanco si no se ha sintonizado el transmisor.

Si queda una saturación debido a la última inmersión o a un cambio de altitud, el TEC muestra además el tiempo de desaturación restante, la toxicidad de oxígeno y el tiempo de no vuelo (->24).


2.4 Comprobación de la capacidad de la batería



Tras conectar el TEC, puede comprobar la capacidad de la batería con el contacto E. La capacidad restante aparece durante 3 segundos como un porcentaje. Si el valor llega a 0%, se activa el aviso de batería (-> 17) y deberá ir a un distribuidor autorizado SCUBAPRO UWATEC para que la cambien.

Si se realizan inmersiones diarias durante 7 días, el TEC utiliza entre un 2 y un 5 % de la capacidad de la batería.

2.5 Selección y activación de las funciones de usuario



Con los contactos + y - puede seleccionar en la superficie el planificador de inmersiones, el diario de la inmersiones, el modo profundímetro y las funciones para introducir la fracción de la mezcla de O_2 y el nivel de microburbujas.

Después de seleccionar la función deseada, puede activarla o desactivarla con los contactos B y E.



En las páginas mencionadas anteriormente, encontrará más datos sobre las funciones del usuario.

2.6 Retro-iluminación activa



La iluminación de la pantalla del TEC podrá ser activada tanto en superficie como bajo el agua.

La retroiluminación se activa pulsando y manteniendo pulsado el botón oo durante un segundo. La luz se apagará automáticamente al cabo de 8 segundos o según el tiempo seleccionado en el programa SmartTRAK. La retro-iluminación sólo podrá activarse si la pantalla está encendida.



La retro-iluminación activa no es un sustituto de un foco de inmersión. Para inmersiones nocturnas o profundas utilice focos subacuáticos.

2.7 Desconexión de la pantalla

En la superficie, el TEC se desactiva automáticamente pasados 3 minutos sin usar.

3 Modo SOS

Tiempo restante para que se desactive automáticamente el modo SOS



Activación: automática

Si un buceador permanece por encima de una profundidad de 0,8 m durante más de tres minutos sin tener en cuenta la descompresión prescrita, el ordenador activará automáticamente el modo SOS después de la inmersión.

En la pantalla se visualiza el símbolo "SOS" y la duración restante del modo SOS. La inmersión se registrará en el diario de inmersiones con el símbolo "SOS". Si no es así, el modo SOS no tiene más impacto en las funciones y en la pantalla en superficie.



- En caso de que un buceador no reciba atención médica inmediata en el momento en que aparezcan signos o síntomas de una embolia gaseosa tras una inmersión, puede sufrir lesiones graves e incluso morir.
- No realice ninguna inmersión para tratar síntomas de embolia de nitrógeno.
- Bucear con el modo SOS es extremadamente peligroso y el buceador asume toda la responsabilidad de tal comportamiento. UWATEC no asume ningún tipo de responsabilidad.

Cuando se active el modo SOS, el ordenador se bloqueará y, durante 24 horas, dejará de ser operativo como instrumento de buceo.



Un accidente producido durante una inmersión puede ser analizado en cualquier momento en el diario de inmersiones y descargado en el PC mediante la interface de infrarrojos (irDA) y el programa SmartTRAK.

4 Puesta en funcionamiento (transmisor y ordenador de buceo)

4.1 Montaje del transmisor


Cada botella requiere un transmisor diferente.


Antes de la primera inmersión, el transmisor se monta en la salida de alta presión (HP) de la primera etapa del regulador.



• Utilice componentes de aire y nitrox de acuerdo con las leyes del país.

Cómo proceder:







Monte el transmisor en la salida de HP. Si la rosca no coincide, adquiera el adaptador correcto en el comercio del ramo.




Apriete bien el transmisor con una llave plana 19.

Es preferible montar el transmisor sobre el lado del regulador.


Si las botellas 2 y D se llevan a un lado, asegúrese de que la posición de sus transmisores respecto al TEC sea equivalente a la de la botella principal de la espalda.

Se recomienda montar el transmisor en aquel lado del regulador en el que el buceador lleva en la muñeca el ordenador de buceo. De este modo se encuentra éste en una inmejorable posición de transmisión.







Posición del transmisor para la muñeca izquierda.



Posición del transmisor para la muñeca izquierda, siempre que sea imposible montarle en el lado izquierdo.



Posición del transmisor para la muñeca derecha.



Posición del transmisor para la muñeca derecha, siempre que sea imposible montarle en el lado derecho.

4 Puesta en funcionamiento (transmisor y ordenador de buceo)

4.2 Sintonización del transmisor y del ordenador de buceo

Para recibir los datos del transmisor, cada transmisor debe tener asignado un icono de botella y estar sintonizado con el TFC.

- Es necesario la sintonización: antes de usar por primera vez su TEC con transmisor.
 - cuando use un transmisor nuevo o un ordenador de buceo nuevo.
 - después de cambiar la bateria.
 - si se cambia el icono de botella (1, 2 o D) del transmisor. Ej. Si se cambia el icono de botella D por el icono de botella 2 del transmisor.

Para distinguir sus botellas y transmisores debe tener en cuenta las siguientes correspondencias:



Mezcla de fondo

Transmisor 1 % de oxígeno más bajo



Mezcla de desplazamiento

Transmisor 2 % de oxígeno medio



Mezcla "Deco"

Transmisor 3 % de oxígeno más alto



Tenga en cuenta que también puede asignar 2 ó incluso 3 botellas a la misma mezcla de gas, lo que es muy útil cuando se bucea con bibotella o con una botella con doble grifería.

Así se sintoniza el transmisor y el ordenador de buceo:


- 1. Cierre la válvula de las botellas, purgue el regulador y espere 15 segundos.
- 2. Encienda el TEC (contactos en paralelo B y E). Seleccione el icono de botella que desee sintonizar con un transmisor determinado pulsando

 O

 . El símbolo de la botella seleccionada parpadeará. Confirme la selección pulsando ●○○ durante un segundo como mínimo. El símbolo de la botella deja de parpadear.


El icono de botella 2 solo puede seleccionarse si ya se ha asignado el símbolo D a una mezcla de gas determinada.







El transmisor y el ordenador de buceo deben entrar en contacto durante el proceso de sintonización.



- 4. Abra la válvula de las botellas. El transmisor emite durante corto tiempo al ordenador de buceo una secuencia de sintonización.
- 5. Poco tiempo después de haberse abierto la válvula, en el ordenador de buceo aparece en intermitencia <PAIr> en la visualización de la presión de la botella.
- 6. Para confirmar la sintonización, en el lapso de 5 segundos se tienen que puentear los contactos B y E en el ordenador de inmersión. Un bip sonoro confirma la entrada y se detiene la visualización <PAIr>.
- **}** ∤∘ 40% 2 13 bar
- FAH 77.0 40% 2
- 7. "PAIr" desaparece después de unos 10 seg.

Si el proceso de sintonización ha sido incorrecto aparece la visualización <FAIL> en lugar de <PAIr>. En este caso se tiene que purgar otra vez del todo el regulador y repetirse el proceso de sintonización, lo cual es posible pasados 15 segundos como mínimo.

4 Puesta en funcionamiento



- Solo es necesario sintonizar el transmisor y el ordenador de inmersión una vez antes del primer uso y puede hacerse en casa.
- Un transmisor solo se puede sintonizarse con un único icono de botella cada vez. Si intenta sintonizar el mismo transmisor con un segundo icono de botella, la primera sintonización se eliminará automáticamente.
- M Aunque se desactive la mezcla de gas (-> 34, Desconexión de la mezcla de gas), la sintonización del transmisor y el icono de botella continuará siendo válida.
- Puede eliminar la sintonización del transmisor y el ordenador de inmersión con el programa SmartTRAK.

De esta manera podrá constatar si están sintonizados correctamente el transmisor y el ordenador de buceo:

- 1. Conecte a mano el ordenador de buceo (B y E).
- 2. Para comprobar la sintonización de un icono de botella determinado, Pulse o para seleccionar el icono de botella. Confirme su elección pulsando durante un segundo.
- 3. Coloque el ordenador dentro del radio de acción del transmisor.
- 4. Con el regulador conectado, abra la válvula de las botellas. El transmisor se conecta automáticamente.
- 5. Controle la visualización en la parte inferior del la pantalla del TEC: el sintonizado es correcto cuando se visualiza la presión en el lapso de 10 a 15 segundos.



Existe sintonización

Compruebe las asignaciones de todas las botellas y transmisores, así como la sintonización de los transmisores con el ordenador de inmersión!



Sintonización correcta, datos de presión disponibles Si se ha sintonizado correctamente el transmisor con una botella, pero el TEC no puede recibir la presión de la botella, se visualizará "_ _ _ " en la pantalla. En este caso, compruebe la posición del transmisor y el ordenador de inmersión.



Sintonización no realizada

Si un canal de transmisión específico (es decir, una botella) no ha sido sintonizado o si una sintonización existente ha sido anulada vía SmartTRACK, la pantalla permanecerá vacía. En este caso, deben sintonizarse de nuevo el transmisor y el ordenador.


1 Conceptos/Símbolos

Los datos que aparecen en la pantalla del TEC son diferentes según el tipo y la etapa de inmersión.




Para más información sobre el buceo con niveles de microburbujas (nivel de MB) véase el capítulo V ->28. En el capítulo VI -> 32 se describen las características específicas de las "Inmersiones con más de una mezcla de gas"

1.1 Conceptos generales / La pantalla durante la etapa de la curva de seguridad



alcanzada durante la inmersión

1.2 La pantalla durante la etapa de descompresión / Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT)



1.3 Informaciones sobre Nitrox (informaciones sobre O₂)

Al bucear con aire comprimido, el nitrógeno es el gas decisivo para calcular la descompresión. Al bucear con Nitrox, el riesgo de toxicidad de oxígeno se incrementa al aumentar la fracción de oxígeno y al aumentar la profundidad, y pueden verse limitados tanto la duración de la inmersión como la profundidad máxima. El TEC incluye esto en los cálculos y da las especificaciones necesarias:

MEZCLA O₂%

 $(O_2\% \text{ MIX})$ Cuota de oxígeno: la cuota de oxígeno en la mezcla de nitrox se puede ajustar entre el 21% (aire comprimido) y el 100% en pasos de 1%. De este modo indica la base para todos los calculos.

ppO₂ máx


Presión parcial de oxígeno máxima admisible: el valor superior equivale al porcentaje de oxígeno de la mezcla empleada y el inferior equivale a la profundidad en la que la presión parcial de oxígeno máxima (ppO₂ máx.) admisible será alcanzada. La profundidad a la que se alcanza la ppO₂ máx. se denomina Profundidad Máxima Operativa (PMO). El ajuste predeterminado es de 1,4 bar, pero puede ser modificado con ayuda del programa SmartTRAK a un valor entre 1,0 y 1,95 bar. Cuando introduzca los ajustes de la mezcla de gas, el TEC mostrará el valor límite del ppO₂ máx. y la profundidad máxima operativa (PMO) correspondiente. El TEC emitirá avisos acústicos y ópticos cuando la profundidad límite sea alcanzada.



- El límite de la presión parcial, establecido mediante el programa SmartTRAK, puede reducirse manualmente en el TEC -> 18, ajuste de la mezcla de gas).
- La alarma de nivel de toxicidad de O₂ del SNC no està influenciada por la selección de la ppO₂ máxima.

O₂ SNC

(CNS O₂) Toxicidad del oxígeno: cuanto mayor sea la cuota de oxígeno, tanto mayor será la saturación de oxígeno en los tejidos y, en particular, en el sistema nervioso central (SNC). Si la presión parcial de oxígeno rebasa los 0.5 bar, el SNC O₂ se incrementa; en cambio si la presión parcial de oxígeno desciende por debajo de los 0.5 bar, el SNC O₂ disminuye. Cuanto más se acerque el valor del SNC O₂ al 100%, más cerca estará del límite a partir del cual los síntomas de intoxicación pueden aparecer. Véase la página 21.





¡Con nitrox pueden bucear sólo los buceadores experimentados que dispongan de una formación especial!

2 Mensajes de atención y alarmas

El TEC llama la atención al buceador sobre determinadas situaciones y le avisa también en caso de que se comporte erróneamente. Bajo agua, los mensajes de atención y las alarmas se hacen de forma visual y acústica; en superficie, sólo de forma visual, exceptuando la omisión de descompresión.



Con el SmartTRAK pueden desactivarse selectivamente las señales acústicas de atención (pero no las alarmas).

2.1 Mensajes de atención



Los mensajes de atención para el buceador son visibles mediante símbolos, letras o intermitencias de una cifra. Además, un sonido con dos frecuencias es emitido dos veces correlativamente en un intervalo de 4 segundos.

)) 4 seg. •)) (puede desconectarse)

En las siguientes situaciones se emite un mensaje de atención:

(En las siguientes páginas encontrará más información)

Pág. Máxima Profundidad Operativa / máx. ppO₂ alcanzada 20 • Limite máxima profundidad alcanzada 19 • CNS O₂ alcanzó 75% 21 • Tiempo de No parada = 2 minutos 22 • Altitud prohibida* (modo superficie) 25 • Alcanzada descompresión buceando MB con nivel L0 23 • RBT < 3 minutos 22 • Presión botella ha alcanzado alarma nivel límite 21 • Incremento esfuerzo 21 • M Profundidad ha sido alcanzada para botella conectada 35 El buceo con niveles de microburbujas (L1-L5): • MB no tiempo de parada = 0 30

• Nivel de parada MB ignorada

Alcanzada descompresión buceando

• Nivel reducción MB

MB con nivel L1-L5

* sin pitido

2.2 Alarmas



Serios daños o muerte pueden ser el resultado por omitir las alarmas dadas por el TEC.

El buceador visualiza las alarmas mediante intermitencias de símbolos, las letras o las cifras. Durante todo el tiempo que dura la alarma se emite adicionalmente una secuencia de sonidos con sólo una frecuencia.

•))•))•))•))•)) •))•))•)) (no puede desconectarse)

Se emite una alarma en las siguientes situaciones: (En las siguientes páginas encontrará más información)

Pág.

23

- La toxicidad de oxígeno alcanza el 100% 21
- Descompresión no respetada

- Tiempo remanente de fondo (RBT) igual a cero
 - ™ Se puede conmutar a mensaje de atención 22
- Superación de la velocidad de ascenso prescrita (escala concreta de pitidos ->20)
- Alarma de batería baja* véase abajo


Alarma de batería baja TEC*



El símbolo servicio aparece si la capacidad de la batería llega al 0%. Lleve la unidad a un distribuidor autorizado SCUBAPRO UWATEC.

Alarma de batería baja transmisor*

<bAt> intermite y alterna con la visualización de la presión de la botella.



Sustitución de la batería del transmisor ->40.

*sin pitido

III UWATEC® Smart dive computers

31

31

31

3 Preparación de la inmersión

3.1 Ajuste de la mezcla y PMO [026]

Antes de cada inmersión y de cambiar la botella, asegúrese de que los ajustes de la mezcla de gas se corresponden con los que está utilizando realmente. Los ajustes falsos, en correspondencia producen cálculos incorrectos del TEC; si por error fijamos en el ordenador una fracción de oxígeno inferior a la que hay realmente en la botella, pueden producirse, sin previo aviso, intoxicaciones por oxígeno; si, en cambio, introducimos en el ordenador un valor superior al de la botella, pueden producirse daños provocados por el nitrógeno. Las imprecisiones de los cálculos se transfieren a las inmersiones sucesivas.

Para inmersiones con una única mezcla de gas, asigne la mezcla de gas al icono de botella 1 y desactive las mezclas de gas 2 y D (->34). Si se ha seleccionado más de una mezcla de gas, el TEC mostrará de en la superficie y el número de mezclas de gas.

Para inmersiones con diferentes mezclas de gas, lea las páginas 32 y 13 para más información.

Para ajustar la mezcla del gas, el TEC debe estar en el modo usuario.

- 1. Pulse ©©© para escoger la botella, para la mezcla de O₂ que va a introducir. El símbolo de la botella empezará a parpadear. Pulse y mantenga pulsado ©©© para confirmar su elección.
- 2. Puentee los contactos B, y + y respectivamente hasta que aparezca el símbolo de ajuste de la mezcla de O_2 .
- 3. Confirme que desea cambiar la fracción de oxígeno mostrada puenteando B y E.
- 4. Cambie la fracción de oxígeno en pasos de 1% haciendo puente entre B y + o entre B y -. El TEC mostrará la fracción de oxígeno actual, el límite de la presión parcial máxima, ppO_2 máx. (1,4 bar), según lo preestablecido mediante el SmartTRAK y la PMO.
- 5. Confirme el porcentaje seleccionado con B y E.
 - 6. Si conecta los contactos B y + o B y puede cambiar la PMO para la fracción de oxígeno escogida. El Tec mostrará el correspondiente límite de la presión parcial, (ppO₂ máx) para la nueva PMO.
 - 7. Confirme el ajuste de la PMO con B y E.



0,5



- Sin confirmación, la cifra desaparecerá al cabo de 3 minutos y no se aceptarán los cambios realizados
- Consulte la página 32 para los ajustes de la mezcla de gas de los símbolos de botella 2 v D
- Con el SmarTrak se puede establecer entre 1 y 48 horas el tiempo que tarda el ordenador en cambiar automáticamente de mezcla de O₂% a aire o "no establecer" (por defecto).

3.2 [L S Ajuste del nivel de MB Véase capítulo V, página ->28

3.3 Dreparación de la inmersión con más de una mezcla de gas. Véase capítulo VI. -> 32

3.4 Preparación de la inmersión y chequeo

Las siguientes descripciones sobre la preparación se basan en la suposición de que todos los transmisores están montados correctamente en la salida HP de los reguladores (-> 12) y correctamente sintonizados con el TEC (-> 13).

1. Monte el regulador junto con el transmisor en la botella.



2. Compruebe la válvula de reserva de su botella. La válvula de reserva debe estar abierta si va a realizar la inmersión.



- 3. Conectar el TEC (B –E) y comprobar la pantalla: ¿Están activados todos los elementos de la pantalla? No utilice el TEC si la pantalla no muestra todos los elementos.
- 4. Abra la válvula (el transmisor se conectará automáticamente) y compruebe la presión de la botella (después de unos 10 segundos). Si la presión es insuficiente, cambie la botella.
- 5. Compruebe las conexiones y los instrumentos por si hubiera pérdidas. No bucee nunca con un equipo que tiene pérdidas.
- Repita 4. y 5. con todos los transmisores que vaya a usar.

4 Funciones durante la inmersión

4.1 Inmersión

Una vez dentro del agua y a una profundidad de 0,8 m aproximadamente, el TEC selecciona automáticamente la mezcla de gas 1 y se visualizan todas las funciones de inmersión, es decir, se muestran la profundidad y el tiempo de inmersión, se memoriza la profundidad máxima, se calcula la saturación de los tejidos, se determinan la curva de seguridad y el pronóstico de descompresión, se controla y muestra la velocidad de ascenso y se supervisa si el procedimiento de descompresión es el correcto. Además, el TEC también muestra la presión de la botella y, al cabo de unos 2 minutos de inmersión, el Tiempo Remanente de Fondo (RBT).

4.2 Marcar puntos

Durante la inmersión puede crear puntos de referencia en su perfil de inmersión pulsando oso. Con una señal sonora se confirma la creación del marcador. Estos puntos de referencia se mostrarán gráficamente en el perfil de inmersión del SmartTRAK. (Para visualizar los marcadores del perfil de inmersión, ha de seleccionar el recuadro "Generar marcadores" en "Opciones de programa" de SmartTRAK.)

4.3 Tiempo de inmersión



El tiempo total transcurrido a una profundidad mayor que 0,8 m se muestra como el tiempo de inmersión en minutos. El tiempo por encima de los 0,8 m se cuenta exclusivamente como tiempo de inmersión sólo si el buceador tarda menos de 5 minutos en superar los 0,8 m.

Mientras discurre el tiempo de inmersión, la columna a la derecha de las cifras parpadea a intervalos de un segundo. El tiempo de inmersión máximo que aparece en pantalla es de 999 minutos.



Si una inmersión dura más de 999 minutos, el tiempo de buceo vuelve a empezar desde 0 minutos.

4.4 Profundidad de inmersión



La profundidad actual se indica en pasos de 10 centímetros. En el momento de la activación y a una profundidad inferior a 0.8 metros, aparece la indicación vacía <--->.




La medida de la profundidad se efectúa en agua dulce. Por esta razón, en agua salada la unidad indica una profundidad algo superior a la real, según el grado de salinidad del agua. Sin embargo, no se ve afectado ningún cálculo.

4.5 Profundidad máxima / Temperatura



La profundidad máxima sólo se muestra si supera la profundidad actual en más de 1 m (función de indicador máximo). Si no se visualiza la profundidad máxima, el TEC mostrará la temperatura.



Alcance de la profundidad máxima ajustada



Si se ha alcanzado la profundidad máxima establecida con el SmartTRAK (por defecto 40 m), parpadeará la pantalla y se visualizará la flecha de ascenso.

Ascienda hasta que desaparezca la flecha de ascenso.

4.6 Velocidad de ascenso




La velocidad de ascenso óptima varía, según la profundidad, entre 7 y 20 m/min. Ésta se indica en la pantalla con el porcentaje del valor nominal. Cuando la velocidad de ascenso excede el 100 % de dicho valor, aparece la flecha negra <SLOW>. Si se excede el 140 % y más, la flecha empieza a dar señales intermitentes. Se emite una señal acústica de alarma a partir del 110 %, en dependencia del grado en que se sobrepase la velocidad.

4 Funciones durante la inmersión




¡Debe respetar en todo momento la velocidad de ascenso permitida! Una velocidad de ascenso demasiado rápida puede conducir a la formación de microburbujas en la circulación arterial, lo que puede provocar graves lesiones o incluso la muerte por embolia gaseosa debido a la enfermedad de descompresión.

- Si se realiza un ascenso inadecuado, el TEC podría requerir una parada de descompresión incluso en la curva de seguridad debido al peligro de formación de microburbujas.
- El tiempo de descompresión necesario para la prevención de microburbujas puede aumentar enormemente si se excede la velocidad de ascenso.
- Un ascenso demasiado lento produce, a gran profundidad, un aumento de la saturación de los tejidos y puede tener como consecuencia el aumento de los tiempos de descompresión y del tiempo total del ascenso. A profundidades menores, es posible reducir el tiempo de descompresión, porque los tejidos empiezan a desaturarse ya durante el ascenso.
- En la pantalla, los parámetros sobre velocidad de ascenso tienen prioridad sobre los valores de <LÍMITE DE $O_2\%$ EN SNC>.



Cuando se supere la velocidad de ascenso durante un largo lapso de tiempo, los datos quedarán registrados en el diario de buceo (logbook). Reduzca la velocidad de ascenso.

4.7 Presión parcial de oxígeno (ppO₂) / Profundidad máxima operativa (PMO)



La presión parcial de oxígeno máxima (pp O_2 máx.), cuyo valor por defecto es de 1,4 bar, determina la profundidad máxima operativa (PMO). Bucear a una profundidad mayor a la PMO expondrá al buceador a presiones parciales de oxígeno superiores al nivel máximo establecido. La PMO y, en consecuencia, la pp O_2 máx. se pueden reducir manualmente en el TEC (-> 18, ajuste de la mezcla de gas, punto 6).

Por otro lado, la ppO_2 máxima permitida se puede ajustar mediante el Smart-TRACK, desde 1,0 bar hasta 1,95.



La PMO depende de la pp O_2 máx. y de la mezcla que se utilice. Cuando se alcanza la presión parcial máxima ajustada, TEC envía un mensaje de aviso acústico, aparece la flecha de ascenso y la profundidad actual mostrada empieza a parpadear.

Ascienda a menos profundidad para evitar el peligro de una intoxicación por oxígeno

Cambie a la mezcla de gas requerida en esa profundidad seleccionando el icono de botella apropiado.




- No debe excederse la profundidad máxima operativa (PMO). La no observación del mensaje puede producir intoxicaciones por oxígeno.
- El ajuste del valor de la ppO_{2 max} max no deberá ser superior a 1,6 bar.

4.8 Toxicidad relativa del oxígeno (SNC O₂%)



Toxicidad del oxígeno







La toxicidad del oxígeno se calcula directamente a partir de los parámetros de profundidad, tiempo y composición de la mezcla. La toxicidad se muestra en la pantalla en incrementos de 1% como porcentaje máximo tolerado (reloj O₂) acompañada del símbolo <SNC O₂>. El lugar que ocupa en la pantalla es el mismo que el de la velocidad de ascenso.



Se envía una señal acústica si la toxicidad de oxígeno alcanza el 75%. El símbolo <CNS O₂> parpadea y aparece la flecha de

El valor no debe incrementarse más; ascienda a una profundidad menor si fuese necesario.



Cuando la toxicidad de oxígeno llega al 100%, se dispara una alarma acústica que suena cada 4 segundos. <CNS O₂>, el valor porcentual y la flecha de ascenso parpadean.

¡Peligro de intoxicación de oxígeno! Inicie el ascenso de inmediato.

- Durante un ascenso y si el valor de SNC O₂% no se incrementa más (debido a que la presión parcial de oxígeno ha disminuido), la señal de aviso acústica desaparece.
- Durante el ascenso, la lectura de toxicidad de oxígeno es sustituida en la pantalla por la velocidad de ascenso. Si el ascenso se detiene, los valores de toxicidad de oxígeno aparecen nuevamente.
- El TEC mostrará los valores de SNC O₂% que sobrepasen el 199% con 199%.

4.9 Presión de la botella



La presión de las botellas sirve también para calcular el Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT) y la actividad.











Si la presión de la botella llega a la presión de alarma ajustada (SmartTRAK) se activa una alarma acústica y aparece el símbolo de la botella. El valor por defecto de la presión de alarma es de 100

No bucee a una profundidad superior. Empiece pronto el ascenso.



En caso de aumento del esfuerzo, el TEC muestra el icono de los pulmones y emite una señal acústica. (Puede modificarse la sensibilidad del aviso del esfuerzo con el SmartTRAK)

Reduzca su actividad y respire pausadamente para prevenir un eventual aumento de la saturación.



El TEC no ha recibido datos durante 30 segundos. Se activa una alarma acústica y aparece el icono de aviso del transmisor.

Si el TEC no recibe datos sobre la presión durante otros 40 segundos, activará otra alarma acústica. El RBT y el aviso del transmisor desaparecerán de la pantalla.

Compruebe la posición del transmisor y el TEC. Inicie el ascenso.

El TEC volverá a su pantalla normal en el momento que reciba nuevos datos.



Si la presión de la botella es inferior a 14 bar, el transmisor se desconectará y el TEC mostrará "---".

No permita que la presión de la botella caiga por debajo de los 14

4.10 Tiempo remanente de permanencia en fondo RBT




El RBT visualiza el tiempo remanente a la profundidad actual hasta el momento en que se tiene que iniciar el ascenso. El RBT se muestra en la pantalla inferior, se basa en la presión de la botella, el ritmo respiratorio, la temperatura y la información registrada a nivel de curva de seguridad o tiempo de descompresión. El RBT se calcula en base de la suposición de que la presión de las botellas al final de una inmersión debe ser de 40 bar como mínimo. Pueden efectuarse cambios con el SmartTRAK. En la página 15 aparece una representación gráfica del RBT. Durante una inmersión con diferentes mezclas de gas, el RBT se calcula en base a la suposición de que el buceador utilizará la mezcla de gas actual en su ascenso a la superficie.->34, 35



No permita nunca que el RBT sea inferior a tres minutos. Si el RBT es inferior a tres minutos, existe el peligro de que el suministro de mezcla de gas sea insuficiente para el ascenso, además de que se aumenta el riesgo de sufrir enfermedad descompresiva. ¡Puede sufrir lesiones graves e incluso morir!

Si su botella está provista de reserva, asegúrese de que la válvula "J" de reserva está abierta (hacia abajo) durante toda la inmersión para que los cálculos de RBT sean correctos.



RBT < 3 minutos



Si el RBT cae por debajo de los tres minutos, se activa una señal de atención acústica, aparece en pantalla la flecha de ascenso y il icono de botella empieza a parpadear. Inicie inmediatamente el ascenso.



El valor del RBT no debe alcanzar nunca el <0:>. Cuando el RBT es igual a 0 ya no hay garantías de que la reserva de gas de la botella sea suficiente para todo el proceso de ascenso.

Cuando ha pasado el último minuto (RBT=0) se dispara una señal acústica cada 4 segundos. El RBT, la flecha de ascenso y el icono de la botella empiezan a parpadear. La alarma acústica* de superación del RBT desaparece a profundidades inferiores a 6,5 m si el TEC está en la curva de seguridad.

Inicie inmediatamente el ascenso.



RBT = 0 minutos

* La alarma acústica del RBT puede cambiarse por una señal de atención acústica mediante el SmartTRAK. (*) 4 seg. (*)

4.11 Datos de descompresión

Se indica la curva de seguridad cuando la descompresión no es todavía necesaria. Se ve la flecha NO STOP . La visualización numérica indica en minutos la curva de seguridad que queda.







- La visualización 199 significa que quedan 199 o más minutos en curva de seguridad.
- La curva de seguridad se calcula suponiéndose una actividad normal y la temperatura actual del agua.




Si el tiempo de no descompresión es inferior a 3 minutos, se activa una señal de atención acústica y el valor de no parada empieza a parpadear. Si el tiempo de no descompresión es inferior a 1 minuto, en la pantalla de no parada parpadea el valor 0. Para evitar una inmersión de descompresión, ascienda poco a poco hasta que el tiempo de no descompresión sea 5 minutos o superior.

No se recomiendan las inmersiones que requieren paradas de descompresión.

22

36.8 393 Profundidad de descompresión Tiempo de



Valores de descompresión Al entrar en la fase de descompresión, la flecha No STOP desaparece, aparece la flecha DECOSTOP y el aviso acústico se apaga. Inmediatamente al lado de la flecha se visualiza en metros la parada de descompresión más profunda. Al lado de la etapa de descompresión aparece el tiempo de descompresión en minutos en la etapa indicada. La visualización <3m 7:> quiere decir que a la profundidad de 3 metros se tiene que empezar la primera parada de descompresión de 7 minutos. Cuando se acaba la parada de descompresión, se visualiza la superior siguiente. Cuando se han hecho todas las paradas de descompresión se apaga la flecha DECOSTOP y reaparece la flecha NO STOP . La visualización del tiempo en la parte inferior derecha se refiere ahora otra vez a la curva de seguridad.

> Las paradas de descompresión a profundidades superiores a 27 m (90 pies) se muestran como <--:->.



La alarma de descompresión se activa si no se realiza la parada de descompresión. La flecha DECOSTOP , el tiempo de descompresión y la profundidad de descompresión empiezan a parpadear y se dispara una alarma acústica.

Debido a la formación de microburbujas, la descompresión puede aumentar enormemente si no se realiza una parada de descompresión. Cuando se llega a la superficie mientras está sonando la alarma de descompresión, la flecha DECOSTOP , el tiempo de descompresión y la profundidad de descompresión continúan parpadeando, a fin de mostrar el riesgo de enfermedad descompresiva. El modo SOS se activa 3 minutos después de haber terminado la inmersión, si no se llevan a cabo acciones correctivas (->11).

Si una alarma de descompresión se activa durante más de un minuto (acumulativo), la incidencia se anota en el diario de buceo.

¡Descienda inmediatamente a la cota de parada de descompresión indicada!

Tiempo total de ascenso



Tiempo total del ascenso

Tan pronto como se hagan necesarias las paradas de descompresión, el TEC tiene en cuenta la duración total del ascenso. Aquí están contenidos el tiempo de ascenso y todas las paradas de descompresión.



El tiempo total de ascenso se calcula según la velocidad de ascenso prescrita y una actividad normal. El tiempo total de ascenso puede estar sujeto a cambios si la velocidad de ascenso no es la ideal (100%) o si el TEC detecta una actividad superior.

Un tiempo de ascenso superior a 199 minutos se muestra como



En todas las inmersiones con TEC, realice una parada de seguridad de al menos 3 minutos a una profundidad de 5 m.

4.12 Cronómetro de parada de seguridad

El cronómetro de parada de seguridad muestra el periodo de tiempo que un buceador debería permanecer a la profundidad de la parada de seguridad al final de su inmersión. El cronómetro es activado por el buceador y cuenta hasta cero desde el tiempo preestablecido con el SmartTRAK. Se puede reinicializar siempre que se desee. Rango: 1 – 5 minutos (por defecto 3 min.)



Se puede activar el cronómetro de parada de seguridad bajo las siguientes condiciones: profundidad < 6,5 m pantalla de no parada 199 min. Está desactivado el modo profundímetro.

Active el cronómetro de parada de seguridad pulsando OOO. El cronómetro empieza a contar hacia atrás y se creará un marcador en el perfil de la inmersión.

El cronómetro de parada de seguridad se desactivará automáticamente si la profundidad supera los 6,5 m o la fase de no parada es inferior a 199 minutos.

5 Funciones en superficie

5.1 Final de la inmersión



Después de llegar a la superficie, TEC da por terminada la inmersión al cabo de 5 minutos. Este tiempo permite al buceador permanecer un breve periodo en el agua para orientarse.

Transcurridos estos 5 minutos, la inmersión queda registrada en el diario de inmersiones.



En los cálculos de tiempo de desaturación y tiempo de no vuelo se asume que el buceador respira aire mientras está en la superficie.

5.2 Tiempo de desaturación




tiempo de desaturación

Después de finalizar la inmersión pesar aparece en pantalla el tiempo de desaturación en horas y minutos y, si está disponible, la toxicidad de oxígeno. El tiempo de desaturación se determina con la toxicidad de oxígeno, la saturación de nitrógeno o la regresión de microburbujas, según cuál de ellos requiera más tiempo. La saturación de oxígeno (<CNS O₂>) aparece en pantalla y se ajusta hasta que el valor llegue a cero.

El tiempo de desaturación estará indicado hasta la siguiente inmersión o hasta que se reduzca a cero. La pantalla se desconectará tres minutos después de la última manipulación para no consumir batería. Los cálculos se seguirán realizando internamente.

5.3 Tiempo de no vuelo





El tiempo de no vuelo (<no fly time>) se indica al lado del icono de no vuelo (<Do not fly>). El tiempo de vuelo no permitido es el tiempo en horas que debe transcurrir antes de tomar un avión y se muestra y ajusta hasta que el valor llega a 0 horas.



Si toma un avión mientras el TEC muestra la señal de vuelo no permitido puede sufrir lesiones graves e incluso morir debido a la enfermedad descompresiva.

5.4 Aviso de burbujas



Si el intervalo en la superficie no es lo suficientemente largo, al sumergirse repetidamente se acumulan microburbujas en los pulmones. El menosprecio de la descompresión y una velocidad de ascenso demasiado rápida pueden, por su parte, producir burbujas en los tejidos. Para reducir el riesgo inherente a inmersiones sucesivas, en ciertas situaciones el intervalo en la superficie tiene que ser lo suficientemente largo. Gracias al pronóstico de la saturación de burbujas en el intervalo de superficie, el TEC está en condiciones de aconsejar al buceador el alargamiento de dicho intervalo. La duración del aviso de microburbujas se visualiza entrando en el planificador de inmersiones -> 37.



Si aparece en pantalla el aviso de microburbujas NO BUCEAR (
bubble warning (NO DIVE)>) durante el intervalo en superficie, el buceador no se sumergirá de nuevo.




Si se sumerge a pesar del aviso de microburbujas, el buceador deberá saber que la curva de seguridad es mucho menor y que la descompresión será mayor. La duración del aviso de microburbujas al final de la inmersión puede aumentar considerablemente.



Tiempo de desaturación Tiempo de adaptación

6.1 Secciones de altitud TEC mide cada 60 segundos la presión atmosférica incluso cuando la pantalla está apagada. Si el ordenador detecta una altitud sensiblemente superior, se enciende automáticamente e indica la nueva sección de altitud (1-4) y el tiempo de desaturación. El tiempo de desaturación indicado en este momento se refiere al tiempo de adaptación a dicha altitud. Si la inmersión se inicia dentro de este periodo de adaptación, el TEC la considera como una inmersión sucesiva ya que el cuerpo está en proceso de desaturación.

La gama de altitudes se divide en 5 secciones (0-4), influenciadas por la presión barométrica. Por esta razón, las secciones de altitud definidas se superponen en sus extremos. Si se alcanza la altitud de un lago de montaña, la sección altitud aparece en la superficie, en el diario de inmersiones y en la planificación de la inmersión mediante una montaña picuda con cuatro segmentos que representan las cuatro secciones (1-4). No se indica el nivel del mar hasta una alti-



6.2 Altitud prohibida



Ascenso a las altitudes 3 v 4 prohibido. Altitud máx. permitida 2650 m



El TEC muestra en superficie, con segmentos de altitud parpadeantes, a qué altitud no puede subir el buceador.









La prohibición de ascenso también puede mostrarse junto a una sección de altitud.



Altitud máx.:



Está a 1200 metros (sección de altitud 1) y no puede sobrepasar los 2650 m. No puede subir a las altitudes 3 y 4.

6.3 Inmersiones con descompresión en los lagos de montaña



Sección de altitud 4:

- sin datos de descompresión
- sin RBT

Para garantizar una descompresión óptima también en altitud, la etapa de descompresión de 3 m se subdivide en una de 4 m y en otra de 2 m (en sección de altitud 1, 2 y 3). Las etapas de descompresión previstas son entonces de 2 m/4 m/6 m/9 m...).

Si la presión atmosférica se encuentra por debajo de 620 mbar (altitud superior a 4100 m por encima del nivel del mar), no aparecen datos de descompresión (modo manómetro automático). Esto tiene como consecuencia que el RBT y el planificador de la inmersión ya no están disponibles. La toxicidad de oxígeno y la presión de la botella siguen indicados.

IV Modo profundímetro



En el modo manómetro, TODAS las alarmas visuales y acústicas y TODOS los avisos de atención quedan desactivados. Entre ellos se incluyen la velocidad de ascenso, la presión de reserva y la interrupción de señal del transmisor.

En modo profundímetro, el TEC mostrará la profundidad, el tiempo de inmersión y la presión de la botella, se memoriza la profundidad máxima y se muestra la velocidad de ascenso y la presión de la botella. Pulsando oo puede cambiar de profundidad máxima a temperatura y viceversa. También puede activar el cronómetro y comprobar el tiempo parcial. En el modo profundímetro no se calcula el tiempo de no descompresión ni la supervisión de la descompresión. La supervisión del ppO₂ máx. y CNSO₂% también se desactivan. El TEC en modo profundímetro no muestra información sobre el RBT ni la evolución de las microburbujas. Se pueden fijar los marcadores. No se pueden cambiar los ajustes de la mezcla de gas, la PMO ni el nivel de microburbujas y no se puede seleccionar el planificador de inmersión.




- ¡Las inmersiones en modo profundímetro son de su entera responsabilidad!
- Después de una inmersión en modo profundímetro debería esperar un mínimo de 48 horas antes de utilizar un ordenador de descompresión.

Activar y desactivar el modo profundímetro

El modo profundímetro puede activarse y desactivarse en la superficie, ya que no se ha prescrito tiempo de desaturación.

Después de bucear en modo profundímetro, el TEC no puede utilizarse como ordenador de inmersión durante 48 horas.



Procedimiento:

- 1. Conectar los contactos B y + o B y hasta que aparezca el símbolo modo profundímetro y "on" o "off".
- 2. Confirmar con los contactos B y E que desea activar o desactivar el modo profundímetro. El símbolo modo profundímetro empezará a parpadear.
- 3. Al conectar los contactos B y + o B y el modo profundímetro se conecta y se apaga.
- 4. Confirmar los ajustes con B y E.

Sin confirmación, la cifra desaparecerá al cabo de 3 minutos y no se aceptarán los cambios realizados.

Inmersión en modo profundímetro

Si se empieza una inmersión a unos 0,8 metros, el TEC seleccionará, inmediatamente después de la inmersión, la mezcla de gas 1.

En modo profundímetro aparecerán las siguientes informaciones en pantalla:



Cambios en las Mezclas de Gas en el modo profundímetro

En modo profundímetro el buceador deberá decidir el momento y la profundidad en que quiere cambiar la mezcla de gas. El TEC no indicará que es necesario un cambio en la mezcla de gas.


Para más información sobre los cambios en la mezcla de gas, -> 34

Cronómetro



En modo profundímetro, después de la inmersión, el TEC mostrará automáticamente el tiempo de inmersión y activará el cronómetro. Si aparecen el símbolo modo profundímetro y "on" (-> 26,1.) el cronómetro también puede activarse en la superficie pulsando OOO. En la superficie el cronómetro funcionará durante una hora como máximo, y no más de 24 horas debajo del agua. Pulsando OOO podrá poner en marcha, parar y reactivar el cronómetro. Después de haber parado el cronómetro, lo puede situar a cero pulsando

Cuando el cronómetro esté en marcha, puede medir tiempos parciales y volver a visualizar el tiempo pulsando OOO . Mientras tanto el cronometraje continuará funcionando.





- Pulsando O puede seleccionar una botella distinta, incluso cuando el cronómetro esté funcionado o cuando se muestren tiempos parciales.
- En inmersiones inferiores a 0,8 metros de profundidad el cronómetro mostrará y medirá automáticamente un tiempo parcial. Si el buceador vuelve a descender, el cronómetro se reactivará.

Después de realizar inmersiones en modo profundímetro



El TEC muestra el tiempo que queda para poder abandonar el modo profundímetro. Una vez finalizado el periodo, el modo profundímetro puede desactivarse manualmente. -> 26

En el modo profundímetro no podrá realizarse un vuelo hasta al cabo de 48 horas.

No se mostrará el tiempo de desaturación.

V El buceo con niveles de microburbujas (MB)



El siguiente capítulo tratará las características del buceo con niveles de microburbujas (nivel de MB). Véase el capítulo III para información general sobre las características del buceo con TEC.

Las microburbujas son minúsculas burbujas que aparecen en el cuerpo del buceador durante cualquier inmersión y que, normalmente, desaparecen durante el ascenso y en la superficie, tras dicha inmersión. En las inmersiones en las que no es obligatoria la parada de seguridad ni la realización de descompresión no se evita la formación de microburbujas.

Las microburbujas peligrosas son las que entran en la circulación arterial. Esto puede suceder si una gran cantidad de burbujas se acumula en los pulmones. UWATEC ha incorporado a los ordenadores de inmersión Smart una nueva tecnología que le protege de la formación de microburbujas.

De acuerdo con sus necesidades, el buceador elige un nivel de MB, lo que influye en el nivel de protección contra la formación de microburbujas.


La inmersión con niveles de MB requiere paradas adicionales en el ascenso (paradas de seguridad). El ascenso es más lento y el cuerpo tarda más en desaturarse. Este sistema evita la formación de microburbujas y es más seguro.

TEC dispone de **6 niveles de microburbujas** (LO-L5). El nivel LO corresponde al conocido modelo de descompresión ZH-L8 ADT de UWATEC y no requiere paradas de seguridad por la formación de burbujas. Los niveles L1 a L5 ofrecen una protección adicional ante la formación de burbujas, siendo el nivel 5 el que ofrece la protección más alta. De forma similar a la presentación de información durante las inmersiones con descompresión o las inmersiones sin parada de seguridad, TEC muestra la profundidad y la duración de la primera parada de seguridad y la duración total del ascenso, cuando se haya agotado el tiempo en curva de seguridad de MB. Como el tiempo de ascenso sin parada de seguridad de MB es inferior al normal, el buceador deberá realizar una parada de seguridad antes que un buceador que utilice el nivel LO.

Si un buceador hace caso omiso de la parada de seguridad indicada, TEC cambiará a un nivel de MB inferior y la inmersión no podrá terminarse con el nivel de MB elegido en un principio. Por ejemplo, si un buceador elige el nivel L4 en el TEC antes de la inmersión y durante ella hace caso omiso de las paradas recomendadas, TEC pasará automáticamente al nivel L3 o inferior.

1 Comparación de inmersiones con nivel de MB L0 y nivel de MB L5

Si dos Tecs se usan al mismo tiempo, una unidad se ajusta a nivel de MB L5 y la otra a L0. Cuando se bucee con niveles de MB de L1 a L5 el tiempo de ascenso sin parada de seguridad será inferior y dichas paradas se pedirán antes de que el buceador tenga la obligación de realizar una parada de descompresión. Estas paradas de seguridad adicionales son las que impiden la formación de microburbujas.




2 Conceptos V


Este capítulo tratará exclusivamente los conceptos y la presentación en pantalla cuando se bucea con niveles de MB

El resto de las características se describen en el capítulo III ->15.

2.1 Pantalla durante la curva de seguridad de Microburbujas (MB)




2.2 Pantalla durante la fase de paradas de seguridad



3 Preparación para una inmersión con niveles de microburbujas (niveles de MB)

3.1 Ajuste del nivel de MB



Para cambiar el nivel de MB, TEC deberá estar en el modo usuario.

- 1. Puentee los botones B y + o B y hasta que aparezca el símbolo de niveles
- 2. Confirme que desea cambiar el nivel de MB que aparece en pantalla puenteando B y E.
- 3. Cambie el nivel de MB pulsando los botones B y + o B y respectivamente.
- 4. Confirme su elección con B y E.

En caso de que no haya confirmación, al cabo de 3 minutos se apagará la pantalla y no se aceptarán los cambios.

TEC mostrará el símbolo (L) para confirmar que se ha elegido un nivel de MB (L1 -L5) adicional. Durante la inmersión, el nivel MB puede observarse al pulsar brevemente oo . Si se omitiera un nivel de parada de seguridad, el nuevo nivel MB aparecerá permanentemente en pantalla (-> 31).



Los niveles de MB influyen en la planificación de la inmersión.


4 Funciones durante la inmersión con niveles de microburbujas

4.1 Información sobre paradas de seguridad

Tiempo de curva de seguridad de microburbujas (MB)

Cuando se bucee con niveles de MB de L1 a L5, TEC mostrará el tiempo de curva de seguridad de MB en lugar del tiempo normal de curva de seguridad. Durante el tiempo de curva de seguridad de MB no será necesaria ninguna parada de seguridad.

Pueden verse la flecha No STOP y el símbolo del nivel de MB (L). El tiempo remanente sin paradas de seguridad de MB aparece en minutos.





Tiempo de curva de seguridad de MB

- La información y las alarmas para el tiempo de curva de seguridad de MB y el tiempo de curva de seguridad normal son las mismas (->22).
- Independientemente del nivel de MB programado, solemos recomendar un ascenso lento durante los últimos metros.

Parada de seguridad

Icono nivel de parada



Cuando entre en la fase de paradas de seguridad, desaparecerá la flecha NO STOP y aparecerá la flecha LEVELSTOP . La flecha LEVELSTOP parpadeará durante 8 segundos y sonará una alarma acústica. Para finalizar la inmersión sin bajar a un nivel inferior de MB, deberá realizar todas las paradas de seguridad solicitadas.


A la derecha de la flecha LEVELSTOP , aparece la primera parada de seguridad en metros. Si aparece <3m 2:> significa que deberá realizar una parada de seguridad de 2 minutos a 3 metros.

Cuando haya finalizado la parada de seguridad, aparecerá (si la hay) la siguiente parada de seguridad. Cuando haya realizado todas las paradas de seguridad, desaparecerá la flecha LEVELSTOP y volverá a aparecer la flecha NO STOP. La indicación del tiempo volverá a mostrar el tiempo de curva de seguridad de MB.

4 Funciones durante la inmersión con niveles de microburbujas



Parada de seguridad no realizada Nivel de MB reducido



Nuevo nivel de microburbujas.



Si no se realiza la **parada de seguridad solicitada**, se activará el mensaje de aviso "Level-stop" (parada ignorada). Se activará un pitido* y empezarán a parpadear la flecha LEVELSTOP , la profundidad y el tiempo de la parada no realizada.

Para finalizar la inmersión sin bajar a un nivel inferior de MB deberá descender a la profundidad indicada inmediatamente.



Se activa el aviso de **Nivel de microburbujas reducido** si se ha sobrepasado la profundidad de una parada de seguridad en más de 1,5 m. El TEC reduce el nivel de microburbujas, se activa el pitido de aviso y durante el resto de la inmersión, aparece el nuevo nivel MB, en vez de la profundidad máxima. Aparece la nueva parada de seguridad de MB.

Para finalizar la inmersión sin bajar otro nivel de MB, deberá realizar la nueva parada de seguridad.



* Puede eliminar los avisos acústicos con el programa SmartTRAK

4.2 Duración total del ascenso



TEC muestra la información de las paradas de seguridad y la duración total del ascenso. En ésta se incluye la duración del ascenso y las paradas de seguridad.




El tiempo total de ascenso se calcula según la velocidad de ascenso prescrita y una actividad normal. El tiempo total de ascenso puede estar sujeto a cambios si la velocidad de ascenso no es la ideal (100%) o si el TEC detecta una actividad superior.

4.3 Obligación de descompresión

ascenso

Obligación de descompresión



Información de paradas de seguridad



Evite realizar inmersiones de descompresión cuando use niveles MB.

TEC calcula y muestra las paradas de seguridad para reducir la formación de microburbujas, pero también calcula la descompresión del buceador. Si la parada de descompresión es obligatoria, aparecerá el símbolo DECO . La duración total del ascenso, ahora también incluirá una parada de descompresión.






En breves instantes entrará en fase de descompresión: Al principio de la fase de descompresión suena un pitido de aviso y el símbolo **DECO** parpadea durante 8 segundos.

A fin de evitar una inmersión con paradas largas de descompresión, debe ascender unos pocos metros/pies cuando vea este mensaje.

4.4 Parada de seguridad y parada de descompresión




Cuando la profundidad de la parada de seguridad sea igual a la profundidad de la primera descompresión obligatoria, y si se encuentra a menos de 1,5 m de la propia profundidad de parada, el TEC mostrará los mensajes DECOSTOP y LEVELSTOP . El tiempo indicado es la duración de la parada de seguridad.

La duración de la parada de seguridad es superior a la de descompresión, por ello, una vez finalizada la parada de descompresión, la pantalla cambia de DECOSTOP LEVELSTOP a solo LEVELSTOP .

5 Funciones en la superficie

5 Finalización de una inmersión con niveles de MB



Una inmersión con niveles de MB se finaliza de la misma manera que una sin niveles de MB (L0) (->24), salvo en los siguientes casos:


Si se ha reducido el nivel de MB durante la inmersión, cuando se alcance la superficie, el símbolo del nivel de MB y el nivel de MB actual seguirá parpadeando en el TEC durante cinco minutos. A continuación, finaliza la inmersión, TEC cambia a modo usuario y el nivel de MB vuelve a ser el que se había ajustado en un principio.


Inmersiones sucesivas y niveles de microburbujas: Si durante una inmersión se hace caso omiso de alguna parada de seguridad y el buceador empieza otro descenso en un corto periodo de tiempo, TEC pedirá inmediatamente paradas de seguridad. Para finalizar la inmersión con el nivel de MB elegido en un principio, deberá realizar todas las paradas de seguridad.

VI m Inmersiones con más de una mezcla de gas

V

En el siguiente capítulo encontramos las características de las inmersiones con más de una mezcla de gas. El Smart TEC permite usar hasta tres tipos de mezclas de gas distintas durante la misma inmersión. Para medir la presión de las botellas, cada botella necesita un transmisor. La botella 1 contiene la mezcla de fondo, la 2 la mezcla de desplazamiento y la botella D la mezcla "Deco". Para inmersiones con una única mezcla de gas debe usar la botella 1, para inmersiones con mezclas de dos gases las botellas 1 y D.






Inmersiones con mezclas de dos gases

Preparación de una inmersión con distintas mezclas de gas

Antes de realizar la inmersión, todos los transmisores deben sintonizarse con el TEC, las botellas deben estar llenas con la fracción de oxígeno necesaria y tiene que programarse la profundidad a la que se cambiará la mezcla de gas de las botellas 2 y D.

Ajuste de la mezcla de gas y de la profundidad a la que se cambiará la mezcla de gas [026]



En inmersiones con más de una mezcla de gas, la mezcla de fondo (botella 1) es la que contiene una fracción de oxígeno menor, mientras que la mezcla "Deco" contiene la fracción mayor. En inmersiones con mezclas de tres gases, la mezcla de desplazamiento (botella 2) tendrá una fracción de oxígeno situándose entre la entre la botella 1 y la botella D. El TEC solo acepta ajustes que sigan este orden. Sin embargo, tenga en cuenta que también puede asignar 2 ó incluso 3 botellas a la misma mezcla de gas.

El TEC solo acepta que se introduzcan profundidades para seleccionar la mezcla de gas (PMO) si no se supera la presión parcial de oxígeno máxima (ppO₂ máx.), preestablecida manualmente (- > 18 punto 6) o mediante el programa SmartTRAK.



Para mezclas de gas con un porcentaje de oxígeno de 80% o superior, la ppO₂ se establece en 1,6 bar y no puede superarse en modo alguno..

Procedimiento:

- 1. M Ajuste la fracción de oxígeno de la botella 1 (mezcla de fondo) siguiendo las instrucciones de la página 18 (puntos 1-7).
- 2. Ma Ajuste la fracción de oxígeno de la botella D (mezcla "Deco") siguiendo las instrucciones de la página 18 (puntos 1-5).
- 3. Mi Haciendo contacto entre B y + o entre B y puede introducir la profundidad a la que cambiará a la botella D durante la fase de ascenso. Confirme los ajustes con B y E.



La profundidad que ha seleccionado es la profundidad máxima operativa (PMO) para esta mezcla de gas y el pp O_2 que se ha indicado es la presión de oxígeno que puede tolerar como máximo (pp O_2 máx.). Durante el ascenso, un mensaje acústico le indicará que ha alcanzado la profundidad a la que debe cambiar la mezcla de gas. Esto se refiere a las botellas D y 2 (véanse los apartados a continuación).

4. M En inmersiones con mezclas de tres gases ajuste la fracción de oxígeno de la botella 2 (mezcla de " desplazamiento") según las instrucciones de la página 18 (puntos 1-5).



Tenga en cuenta que el símbolo de la botella 2 solo puede seleccionarse después de que se haya asignado a la mezcla de gas el símbolo de la botella D.

5. Ahora seleccione la profundidad máxima de la botella 2, conectando los contactos B y + o B y -. Confirme los ajustes con B y E.

La información del punto tres también es válida para este paso.

Si no se confirma la selección con los contactos B y E, la información desaparecerá de la pantalla al cabo de tres minutos y los datos introducidos no serán aceptados.




El tiempo para restablecer la mezcla de $O_2\%$ oscila entre 1 y 48 horas. Puede ajustarse con el SmartTRAK y, en caso de que no quiera reajustarla, con la opción "no reajustar" (por defecto).

Después de haber restablecido la mezcla, la fracción de oxígeno de la botella estará ajustada a un 21% y las botellas 2 y D permanecerán desactivadas (--%O₂).



Desconexión de las mezclas de gas



Deberán desactivarse las botellas que no se quieran utilizar en la inmersión siguiente (a pesar de que se haya definido la fracción de oxígeno). Para ello, desde el TEC deberemos desactivar la mezcla de gas adecuada.

Las mezclas de gas que se han desactivado no se pueden seleccionar durante la inmersión y el TEC ignorará sus transmisores.

La botella 1 no puede desactivarse. Si se desactiva la botella D (mezcla "Deco"), la botella 2 también se desactivará automáticamente.

Procedimiento:

- 1. Seleccione el símbolo de la botella que contenga la mezcla de gas que desea desactivar y el ajuste de la mezcla O_2 siguiendo las instrucciones de la página 18 (puntos 1-3).
- 2. Reduzca la fracción de oxígeno con los contactos B y +, hasta que aparezca --%O₂.
- 3. Confirme los ajustes con los contactos B y E.



La sintonización del transmisor y el símbolo de la botella continuarán siendo válidos incluso cuando se desactive la mezcla de gas.

La profundidad seleccionada para el cambio de la mezcla de gas (PMO) se borra una vez que se desactiva la mezcla de gas.

mi Funciones durante la inmersión con diversas mezclas de gas



Las inmersiones con más de una mezcla de gas conllevan un riesgo superior a las que se realizan con una única mezcla. Cualquier error que cometa el buceador puede provocar graves daños e incluso la muerte.

Cuando realice inmersiones con distintas mezclas de gas, asegúrese de que respira de la botella de la que previamente había confirmado la presión. ¡Coloque algún distintivo en todas las botellas y reguladores de modo que nunca puedan mezclarse! Antes de cada inmersión y después de cambiar la botella, asegúrese de que la mezcla de gas que ha ajustado corresponde con la mezcla que realmente usa.

Pronósticos de descompresión

Los cálculos de los datos de descompresión (por ejemplo el tiempo total de ascenso) se realizan presuponiendo que los cambios en la mezcla de gas tendrán lugar en las profundidades que previamente se habían seleccionado (PMO mezcla de gas D, PMO mezcla de gas 2). Si el buceador ignora algún cambio necesario o cambia la mezcla demasiado tarde, el TEC reajustará los cálculos de la descompresión teniendo en cuenta los nuevos datos. El ordenador de inmersión basará sus cálculos presuponiendo que el buceador utilizará la mezcla de gas indicada hasta que alcance la profundidad necesaria para realizar el siguiente cambio o, si no se han planificado otros cambio, que ascenderá a la superficie con la mezcla actual.

Tiempo remanente de fondo

Además de calcular la estimación de descompresión de todas las botellas activas, el TEC también calcula en segundo plano la estimación de descompresión para la botella 1 y, cuando se bucea con tres botellas, sólo para las botellas 1 + 2 y sólo para las botellas 1 + D. Cuando se respira de la botella 1, el tiempo remanente de fondo (RBT) se calcula sobre la botella 1 y utilizando solamente la estimación de la botella 1. Cuando se respira de la botella 2, se realiza el cálculo considerando la botella 1 y 2. Si fallase la botella 2, se recalcularía la descompresión y el tiempo remanente en función sólo de la botella 1. Este cambio se ha de realizar manualmente (-> 35, 36). De este modo, cuando se inicia el ascenso antes de que el RBT=0, siempre se puede concluir la inmersión si por accidente perdiera las botellas de desplazamiento y/o de descompresión, si éstas estuvieran vacías o si el regulador funcionara incorrectamente. Si se encuentra a una profundidad inferior a los 6 m, el RBT le indica la duración del suministro de gas (menos la reserva) a esa profundidad de todas las botellas (1, 2 o D).



Como el TEC tiene que evaluar su patrón de respiración y la correspondiente caída de presión de la botella, éste sólo mostrará el RBT pasados unos dos minutos desde que haya empezado a respirar de una botella.

Cambios en la mezcla de gas.


Después de la inmersión, el TEC selecciona automáticamente la mezcla de gas 1.





Si durante el ascenso el buceador alcanza una profundidad en la que es necesario realizar un cambio en la mezcla de gas (PMO mezcla de gas D o 2), se le avisará de este cambio inminente mediante una señal acústica y mediante un símbolo intermitente que mostrará la botella con la nueva mezcla de gas. Ambos signos se activarán durante 30 segundos.

Procedimiento:



Confirme el cambio pulsando, y manteniendo pulsada,
 ©○
 (bip largo) durante 30 segundos. El símbolo de la botella deja de parpadear.



Confirmación del cambio de la mezcla de gas

No hay cambios en la mezcla de gas:

Si el buceador no confirma el cambio en la mezcla de gas, el TEC seguirá calculando con los datos de la anterior mezcla de gas y adaptará los cálculos de descompresión a estos datos.

Los cambios en la mezcla de gas se realizan tarde: Hasta antes de alcanzar la superficie, el buceador puede actualizar los cambios necesarios. Pulsando ••• , el símbolo de la botella en la que se ha producido la nueva mezcla de gas empezará a parpadear.

Cambie a la nueva mezcla de gas y empiece a respirar. Confirme el cambio pulsando, y manteniendo pulsada, ••• Los cálculos de descompresión se reajustarán.

Inmersiones tras cambiar la mezcla de gas: Si después de realizar un cambio en la mezcla de gas se supera la profundidad máxima operativa tolerable (PMO) de la mezcla actual, aparecerá el aviso de ppO_2 máxima. -> 20

Adecue la mezcla de gas a esta profundidad y seleccione el símbolo de la botella apropiada o aumente al máximo la profundidad máxima operativa de la mezcla de gas actual. Un error en el proceso puede provocar una intoxicación por oxígeno.


Ejemplos para aclarar cuestiones sobre el RBT y el cambio en las mezclas de gases

Las siguientes figuras muestran un perfil de inmersión y las pantallas de varios TECs con estos ajustes:

TEC-1: ajustado al 21% (botella 1)
TEC-2: ajustado al 21% (botella 1) y al 50%
(botella D)
TEC-4: ajustado al 21% (botella 1) y al 50% (botella 2) y
(botella D)
TEC-4: ajustado al 21% (botella 1), al 50% (botella 2) y
al 100% (botella D)

- **1. Inicio del ascenso:** los TECs ofrecen estimaciones de descompresión distintas, indicando las ventajas de los gases de desplazamiento y/o descompresión. Sin embargo, el RBT es igual para los tres debido a que se refiere únicamente a la botella 1. Indica que si el buceador inicia el ascenso durante los tres minutos siguientes tendrá gas suficiente para cumplir con las obligaciones de ascenso y descompresión que se muestran en el TEC-1. La flecha de ascenso se muestra para un RBT=3, lo que significa que el TEC recomienda que el buceador inicie el ascenso.
- 2. Ligeramente por debajo de la PMO para una mezcla del 50% (PMO=22 m): el ascenso lento ha provocado que las obligaciones de descompresión sean más rigurosas. Existe una marcada diferencia en los tiempos de ascenso, indicando la ventajas de la descompresión con porcentajes elevados de oxígeno.
- **3. Por encima de la PMO para una mezcla del 50%; no se produce la conmutación:** el TEC-2 ajusta su estimación de descompresión para que sea la misma que la del TEC-1, y el TEC-4 hace lo propio respecto al TEC-3.
- **4. Nuevamente por debajo de la PMO para una mezcla del 50%:** una vez más el TEC-2 y el TEC-4 aceptan una mezcla del 50% en sus cálculos.
- **5. Por encima de la PMO para una mezcla del 50%; sí se produce la conmutación:** el TEC-2 y el TEC-4 muestran la presión de la botella al 50%. El RBT la acepta porque, también en el TEC-4, considera que la botella al 50% se utilizará para concluir la inmersión. El TEC-1 y el TEC-3 no reciben ninguna señal del transmisor sobre la botella al 21% y muestra "- -".
- **6. Ligeramente por debajo de la PMO para una mezcla del 100% (PMO=6 m):** durante el lento ascenso desde los 22 m, el TEC-2 que utiliza 50% de oxígeno ha alcanzado el programa de descompresión del TEC-3, el cual sigue utilizando 21% de oxígeno pero acepta la próxima conmutación al 100% de oxígeno.

- 7. Por encima de la PMO para una mezcla del 100%; no se produce la conmutación: en este caso el TEC-3 estima la misma descompresión que el TEC-1, mientras que el TEC-4 hace lo propio con el TEC-2.
- **8.** De nuevo por debajo de la PMO para una mezcla del 100%: el TEC-3 y el TEC-4 aceptan de nuevo una mezcla del 100% en sus cálculos
- 9. Por encima de la PMO para una mezcla del 100%; sí se produce la conmutación: el TEC-3 y el TEC-4 muestran la presión de la botella en la que está al 100%. El RBT la acepta. El TEC-2 ya no recibe ninguna señal del transmisor sobre la botella al 50% y muestra "- -". Sin embargo, el lento ascenso y el retraso en la conmutación al 100% ha provocado que la estimación de descompresión del TEC-2 sea más corta que el del TEC-3.





El TEC dispone de un planificador de inmersiones, que permite planificar inmersiones sin parada e inmersiones con descompresión, con intervalos de permanencia en la superficie que pueden determinarse libremente, usando hasta tres mezclas de gas distintas.


- Base de la planificación: Fracción de oxígeno y PMO seleccionadas de todas las mezclas de gas activas
 - Nivel de microburbujas seleccionado
 - Temperatura del agua en la última inmersión
 - Secciones de altitud, si las hay
 - Estado de la saturación cuando el planificador de inmersión está seleccionado
 - Se da por hecho que el esfuerzo del buceador será normal y que respetará las velocidades de ascenso recomendadas.
 - M Previsión: los cambios en la mezcla de gas se realizan a la PMO de las mezclas 2 y D que se hayan seleccionado.



Cuando dos o más buceadores planifican una inmersión, ésta será planeada en aquel ordenador de buceo que indique las curvas de seguridad más cortas. En caso de no seguir esta advertencia, podrían sufrir lesiones graves e incluso morir a causa de una embolia gaseosa.

Antes de utilizar un planificador de inmersiones, debe introducirse la fracción de oxígeno necesaria para cada botella. También deben introducirse las profundidades a las que se cambiará la mezcla de gas de las botellas 2 y D. Las botellas, es decir las mezclas de gas, que no se vayan a usar en la siguiente inmersión deben desactivarse (->32-34). Se indicará que las mezclas de gas están "activas" con los símbolos de las respectivas botellas y podrán realizarse cálculos.

1 Planificación de una inmersión en curva de seguridad



Tiempo de Curva de seguridad / Tiempo de Curva de seguridad MB

Con los contactos B y + o B y – puede selecionar la planificación de la inmersión en la superficie. (El planificador de inmersiones no puede seleccionarse en modo profundímetro)



[40/]

Introducción del

tiempo de espera

int

(No bucear)

El aviso de microburbujas y su Aviso de microburbujas duración aparecen en pantalla si se detecta un mayor riesgo debido a la acumulación de microburbujas

Duración del aviso

Active el planificador de la inmersión con B y E.

Aparece la ventana de introducción del intervalo de tiempo si hubiera una desaturación restante (DESAT) antes de seleccionar la planificación de la inmersión. Dicho tiempo de espera entre el momento actual y el principio de la inmersión puede cambiarse con los contactos + y - a intervalos de 15 minutos.

Si aparece un aviso de microburbujas (no bucear) y su duración, el TEC propone dicho tiempo -redondeado a los próximos 15 minutos- como intervalo en superficie. Si el intervalo propuesto se acorta, aparece el aviso de microburbujas.


Con B y E confirmará el intervalo mostrado (en caso de que lo haya) y empezarán a avanzar los tiempos en curva de seguridad. Los tiempos en curva de seguridad aparecen en incrementos de 3 metros y cada incremento aparece en pantalla durante unos 2 segundos. El proceso empieza a 3 metros.

া Si se selecciona un nivel de microburbujas (entre 1 y 5), se mostrará el tiempo de no parada MB.

Los tiempos de no descompresión aparecerán siempre que no supere la profundidad máxima operativa (PMO) de la botella 1.

En la página 24 encontrará mas información y las cuestiones de seguridad relativas al aviso de microburbujas.

2 Planificación de una inmersión con descompresión



- 1. Active el planificador de inmersiones para realizar una inmersión sin parada. ->37
- 2. Espere hasta que aparezca la profundidad deseada, a continuación cambie a la planificación de la descompresión usando los contactos B y E. El TEC mostrará el tiempo de permanencia en el fondo (sin parada + 1 minuto) y la información de descompresión adecuada o el nivel en el que debe realizarse la parada respectivamente.
- 3. Con <Add> se le pide que ajuste el nivel de permanencia en el fondo, lo que puede realizarse con los contactos B y +, B y respectivamente. Cuando se deja de tocar los contactos, el TEC calcula la información de la descompresión o el nivel en el que debe realizarse la parada, en su caso, para este tiempo de permanencia en el fondo.

Si se desea planificar anticipadamente una inmersión con descompresión para otra profundidad, con los contacto B y E cambie de la planificación con descompresión a la curva de seguridad. Ahora, el TEC muestra nuevamente las curvas de seguridad fluctuantes. En este punto, siempre con los contactos B y E, puede conmutar a discreción de la planificación en curva de seguridad y la con descompresión.

Si los cálculos de la información de descompresión y el tiempo total de ascenso superan los 199 minutos, o el valor de CNS O_2 % supera el 199%, dichos valores empezarán a parpadear en la pantalla o bien aparecerán valores <- -> y se suspenderán los cálculos de la descompresión hasta que se haya reducido el tiempo de permanencia en el fondo. Los valores de O_2 % superiores a un 199% aparecerán como valor 199%.


3 Salida del planificador de la inmersión

Con los contactos B y E puede salir del planificador de la inmersión. También saldrá del planificador si pasan tres minutos sin efectuar ninguna modificación.

1 Características

Una inmersión se introduce en el diario de inmersiones sólo si el tiempo de inmersión es superior a 2 minutos. TEC registra unas 100 horas de inmersiones. Dicha información puede transferirse, con la interface de infrarrojos estándar (IrDA) y el programa para Windows® SmartTRAK, a un PC. En el ordenador de buceo pueden mostrarse directamente hasta 99 inmersiones.

A continuación se presenta la información de la inmersión que aparece en pantalla





Si la inmersión empieza durante el tiempo de adaptación (después de un cambio de altitud), en lugar del intervalo de tiempo se visualiza el tiempo de adaptación precedente.

2 Funcionamiento



Con los contactos + y - puede seleccionar el diario de inmersiones y con B y E abrirlo en la superficie.



Si hubiera un tiempo de desaturación restante (DESAT.) antes de seleccionar el diario de inmersiones, aparece en pantalla el tiempo entre la última inmersión y el momento acutal (intervalo en superficie).



Con B y E podrá hacer que aparezca en pantalla la última inmersión realizada (LOG 1).

Cada vez que pulse + o - el ordenador pasará a la siguiente inmersión o volverá a la anterior. Si mantiene pulsados los contactos + o -, irán apareciendo todas las inmersiones en orden ascendente o descendente.

Puede salir del diario de inmersiones con los contactos B y E. El diario de inmersiones se desactiva automáticamente si pasan 3 minutos sin efectuar ninguna operación.

1 Características técnicas

Altitud de funcionamiento: con información de descompresión: nivel del mar hasta aprox. 4000 m sin información de descompresión ni RBT: Utilizable en modo profundímetro (a cualquier altitud)

Profundidad máx. mostrada: 120m; resolución entre 0,8 m y 99,9 m: 0,1 m; a más de 99,9 m: 1 m



- No se sumerja a profundidades mayores que las permitidas en función del porcentaje de oxígeno elegido (embolia gaseosa, toxicidad de oxígeno).
- No bucee nunca a mayor profundidad de la que le permite su nivel de titulación (experiencia).
- Respete siempre las restricciones locales relativas a la profundidad.

Gama de profundidades para el cálculo de la descompresión: 0,8 m hasta 120 m

Presión máxima del entorno: 13 bar

Reloj: Timer de cuarzo, indicación hasta 999 minutos

% de O₂ en la mezcla: Ajustable entre 21% de O₂ (aire comprimido) y 100% de O₂

Temperatura operativa: -10° hasta +50°C

Alimentación de corriente: Batería especial UWATEC LR07

Duración de la batería:De 500 a 800 inmersiones, en función de la cantidad de inmersiones por año y del uso de la iluminación de pantalla.

Transmisor: Conexión de alta presión: Presión máxima 300 bar

Vida de la batería: Hasta unas 1000 inmersiones, un máximo de

tres años si no se usa.

Alimentación de corriente: Batería CR2450, sustituible por el usuario

2 Mantenimiento

El manómetro de la botella y los elementos que utiliza el TEC para medir la presión de la botella deberán ser objeto de mantenimiento en un distribuidor autorizado SCUBAPRO UWATEC cada dos años o antes, si se han hecho 200 inmersiones. Salvo en este aspecto, su ordenador TEC se considera prácticamente libre de mantenimiento. Todo lo que necesita es de preocuparse de cambiar la batería cuando sea necesario y de enjuagar el ordenador con agua dulce después de cada inmersión. No obstante, con los siguientes consejos deseamos contribuir a evitar problemas en su TEC y a garantizar una larga vida operativa de la unidad sin reparación alguna:



- Evite que el TEC reciba golpes y sacudidas.
- No exponga su TEC a la luz directa e intensa del sol.
- Enjuague bien con agua dulce su TEC después de cada inmersión.
- No guarde su TEC en una caja hermética; asegúrese de que está bien ventilado.
- Si experimenta problemas al actuar sobre los contactos, lave el TEC con agua jabonosa y séquelo perfectamente. Puede tratar la superficie de la carcasa del TEC con grasa de silicona. ¡No use grasa en los contactos de agua!
- No limpie el TEC con productos que contengan disolventes (solo con agua).



 Si aparece el icono de mantenimiento, no utilice el TEC en ninguna inmersión más. Lleve el ordenador de inmersión a un establecimiento autorizado por SCUBAPRO UWATEC.



Para cambiar la batería, lleve el ordenador de buceo a un concesionario autorizado SCUBAPRO UWATEC. El cambio de baterías lo realiza el fabricante o el importador. Al mismo tiempo se efectúa una inspección técnica de la unidad. No permita que realice el cambio de batería nadie distinto de un concesionario autorizado.

2.1 Cambiar la batería del transmisor



Se recomienda que cambie la batería en un establecimiento autorizado por SCUBAPRO UWATEC. Debe realizarse el cambio con mucho cuidado para evitar que el agua se filtre.


La garantía no cubre los daños causados por un cambio incorrecto de la batería.

Equipo de la batería del transmisor (PN 06.201.920): Incluye una batería CR 2450 y un junta tórica para el cabezal del transmisor .

IX Apéndice



No toque nunca la superficie metálica de la batería con los dedos desnudos. No se puede cortocircuitar nunca los dos polos de la batería.



Procedimiento:

Para cambiar la batería se necesita un destornillador Phillips y un paño limpio.



- Si el casquillo del transmisor presenta filtraciones, puede que el transmisor resulte dañado a causa de la filtración de agua o que se apague sin previo aviso.
- Abra siempre el transmisor en un lugar seco y limpio.
- Solo se puede abrir el transmisor para cambiar la batería.
- 1. Quite el transmisor de la salida de alta presión HP de la primera etapa del regulador.
- 2. Segue el transmisor con un paño suave.
- 3. Quite los tres tornillos con el destornillador Phillips.

repare.

- 4. Quite el casquillo del transmisor con cuidado.
- 5. Quite la junta tórica del casquillo del transmisor con cuidado. No dañe las superficies que crean el cierre estanco.
- 6. Quite la batería sujetándola por ambos lados. No toque los contactos ni las piezas electrónicas.



Proteja el medio ambiente y deposite la batería en un lugar adecuado.



No utilice el transmisor en posteriores inmersiones, si se percata de una posible filtración de agua, una avería, u otros defectos en la junta tórica,. Llévelo

a un representante autorizado de SCUBAPRO UWATEC para que lo revise y lo

7. Al cambiar la batería, utilice siempre una junta tórica nueva y deseche de la vieja. Asegúrese de que la nueva junta tórica lubricada esté en perfectas condiciones, y que la junta tórica, la ranura de la junta tórica y la superficie de sellado de la salida HP y el casquillo del transmisor estén completamente limpias. Si es necesario, limpie las piezas con un paño suave. Ajuste la junta tórica a la ranura.



8. Compruebe la polaridad adecuada de la batería. Si la batería no se inserta correctamente, puede dañarse el transmisor.

Espere un mínimo de 30 segundos. Inserte ahora la nueva batería, con el "+" hacia arriba, en el compartimiento de la batería.

9. El transmisor realizará un test automático una vez cambiada la batería y se encenderá en modo "preparado" después de 60 segundos.



10. El casquillo del transmisor encaja solo en una posición. Verifique la posición correcta de la guía de la ranura en el soporte electrónico y en el casquillo del transmisor.


Vuelva a colocar cuidadosamente el casquillo del transmisor en la posición correcta.

- 11. ¡No apriete excesivamente los tornillos! Sujete el casquillo del transmisor con los tres tornillos.
- 12. Monte el transmisor en la salida HP de la primera etapa del regulador y compruebe la transmisión y la sintonización. Si no recibe datos válidos de la presión de la botella, debe sintonizar de nuevo el transmisor y el ordenador de inmersión.

3 Conversión de la presión de las botellas

Es posible que la presión de las botellas que se indica en la pantalla inferior se desvíe de la lectura de un manómetro convencional. El TEC muestra siempre la presión convertida a una temperatura de 20 °C , mientras que el manómetro mecánico indica la presión real influida por la temperatura.

En el gráfico podrá comparar las lecturas de un manómetro convencional con las lecturas del TEC a seis temperaturas distintas.



4 Garantía

La garantía cubre exclusivamente los ordenadores de buceo, adquiridos a un SCUBAPRO UWATEC distribuidor autorizado.

El período cubierto por la garantía es de dos años.

Las sustituciones o reparaciones realizadas durante el período de garantía no suponen ampliación alguna del período de garantía

Si desea formular alguna reclamación en garantía, envíe el ordenador de buceo, junto con una factura donde conste la fecha de compra, a su distribuidor autorizado o a un punto de reparaciones autorizado.

UWATEC se reserva el derecho de determinar la validez de una reclamación en garantía y de determinar si el ordenador se va a reparar o a sustituir.

Quedan excluidos los errores o defectos ocasionados por:

- un uso o desgaste excesivos,
- factores externos, como, por ejemplo, daños en el transporte, daños debidos a golpes y sacudidas, fenómenos atmosféricos u otros fenómenos naturales,
- mantenimiento, reparaciones o apertura del ordenador de buceo por personas no autorizadas por el fabricante. Este extremo afecta, sobre todo, al cambio de batería.
- La garantía no cubre los daños debidos al cambio incorrecto de las baterías.
- ensayos de presión que no se realicen en el agua,
- accidentes de inmersión,
- Colocación incorrecta del alojamiento del transmisor.

5 Índice

Ajuste de la PMO	_18,	33
Alarma de batería baja		
Alarmas		_17
Aviso acústico, desconectar elCambio de la mezcla del gas		17
Cambio de la mezcla del gas	26,	34
Capacidad de la batería, comprobación de	la	10
Cronómetro		_27
Cronómetro de parada de seguridad		_23
Datos de descompresión en la fase de		
curva de seguridad		_15
Datos de descompresión en la fase de		
descompresión		_15
Diario de inmersiones		_39
Duración de la batería		_40
Esfuerzo / actividad		21
Esfuerzo / actividad, aumento de		
Funcionamiento del ordenador de buceo _		8
Iluminación		_11
Información técnica		_40
Inmersión		_15
Inmersión, final de la		24
Intervalo en superficie		_37
Lagos de montaña, buceo en	_25,	39
Mantenimiento		_40
Mensajes de atención		_17
Mezcla de gas, ajuste de la		
Mezcla de O ₂ %, ajuste de la		
Microburbujas de gas		28
Microburbujas, aviso de		
Modo SOS		_11
Modo profundímetro		_26

Montaje dei transmisor en la primera el	•		
			_16
Oxígeno, véase "O2"		4 7	
Parada de descompresión no realizada		_1/,	23
PC, transferencia al PC (del Diario de			
inmersiones)			_39
Planificador de la inmersión			_37
Porcentaje de O2	15,	16,	18
ppO2, véase presión parcial de O2			
Premezcla, ajuste de la mezcla de gas _			18
Presión de la botella			21
Presión parcial de O2	16,	17,	20
Presión parcial de O2 máxima		16,	20
Profundidad actual			
Profundidad máxima		19,	39
Profundidad máxima Puesta en funcionamiento del TEC		4, 8	8, 9
RBT (tiempo remanente de permanenci			•
fondo)			22
Retro-iluminación activa			
Selección de las mezclas de gas			
Sistema			 8
SmartTRAK15, 16,	17		
SNC2, 3, 15, 16,	17	21,	39
Tiempo de desaturación2, 3, 13, 13,			
Tiamana da impaandido			
Tiempo de inmersion Tiempo en curva de seguridad	15		_
Toxicidad de O_2 15, 16,			
Transmisor			
Velocidad de ascenso	IJ,	1/,	
Volar, tiempo de vuelo no permitido 🔃		10	2/

Montaia dal transmisar an la primara atana

SCUBAPRO UWATEC Americas

(USA/Canada/Latin America) 1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA t: +1 619 402 1023 f: +1 619 402 1554 www.scubapro.com

SCUBAPRO UWATEC Asia Pacific

1208 Block A, MP Industrial Center 18 Ka Yip St. Chai Wan Hong Kong t: +852 2556 7338 f: +852 2898 9872 www.scubaproasiapacific.com

SCUBAPRO UWATEC Australia

Unit 21, 380 Eastern Valley Way Chatswood, N.S.W. 2067 t: +61 2 9417 1011 f: +61 2 9417 1044 www.scubapro.com.au

SCUBAPRO UWATEC Deutschland

(Germany / Austria / Scandinavia) Taucherausrüstungen GmbH Rheinvogtstraße 17 79713 Bad Säckingen-Wallbach t: +49 (0) 7761 921050 f: +49 (0) 7761 921051 www.scubapro.de

SCUBAPRO UWATEC Italy

Via G.Latiro 45 I-16039 Sestri Levante (GE) t: +39 0185 482 321 f: +39 0185 459 122 www.scubapro.it

SCUBAPRO UWATEC Japan

4-2 Marina Plaza 5F Kanazawa-Ku Yokohama Japan t: +81 45 775 2288 f: +81 45 775 4420 www.scubapro.co.jp

SCUBAPRO UWATEC France

Les Terriers Nord 175 Allée Belle Vue F-06600 Antibes t: +33 (0) 4 92 91 30 30 f: +33 (0) 4 92 91 30 31 www.scubapro-uwatec.com

SCUBAPRO UWATEC Benelux

Avenue des Arts, 10/11 Bte 13 1210 Bruxelles t: +32 (0) 2 250 37 10 f: +32 (0) 2 250 37 11 www.scubapro-uwatec.com

SCUBAPRO UWATEC España

Pere IV, n°359, 2° 08020- Barcelona t: +34 93 303 55 50 f: +34 93 266 45 05 www.scubapro-uwatec.com

SCUBAPRO UWATEC U.K.

Vickers Business Centre Priestley Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NP England t: +44 0 1256 812 636 f: +44 0 1256 812 646 www.scubapro.co.uk

SCUBAPRO UWATEC Switzerland

Oberwilerstrasse 16 CH-8444 Henggart t: +41 (0) 52 3 16 27 21 f: +41 (0) 52 3 16 28 67 www.scubapro.de

www.uwatec.com

Instrucciones para el uso



Smart 2



Advertencias importantes sobre la seguridad

Lea completa y detenidamente este manual de instrucciones antes de hacer uso de su Smart Z.



El buceo comporta ciertos riesgos inherentes. Hacer caso omiso de las instrucciones incluidas en este manual puede ser motivo de lesiones graves e incluso ocasionar la muerte por accidente de descompresión, intoxicación por oxígeno o cualquier otro de los riesgos inherentes al buceo con nitrox o con aire comprimido. ¡A menos que sea plenamente consciente de estos riesgos y asuma y acepte deliberadamente los riesgos implícitos, absténgase de usar el Smart Z!

Pautas a seguir para usar el Smart Z:

Las pautas para usar el **Smart Z** que se detallan a continuación son fruto de los últimos estudios médicos. El respeto de estas pautas incrementará la seguridad durante las inmersiones pero no es una garantía de que no pueda ocurrir un accidente de descompresión.

- El Smart Z ha sido diseñado exclusivamente para inmersiones con nitrox (max. 100% O₂) y aire comprimido (21% O₂). No debe usarse para inmersiones con otro tipo de mezclas gaseosas.
- Es imprescindible, antes de cada inmersión, contrastar la proporción de la fracción de O₂ introducida en el ordenador con las características de la fracción que se va a emplear. ¡Recuerde siempre que una fracción de O₂ errónea puede falsear los cálculos de descompresión o los datos de toxicidad del oxígeno! La desviación máxima de la fracción medida no debe exceder el 1% de O₂. ¡Una fracción de gas errónea puede ser mortal!
- Utilice solamente el Smart Z con sistemas de circuítos abiertos. El ordenador deberá ser configurado para una determinada fracción de O₂.
- Utilice únicamente el Smart Z para la inmersión con un aparato de respiración independiente. Smart Z no ha sido desarrollado para exposiciones de nitrox a largo plazo.
- Observe siempre las señales visuales o acústicas del Smart Z. Evite las situaciones peligrosas que se detallan en el manual de uso y que han sido marcadas con una señal de aviso.
- Si la flecha de ascenso aparece en en la pantalla, inicie el ascenso. Λ
- Si la flecha de ascenso parpadea en la pantalla, inicie el ascenso de inmediato.
- Smart Z dispone de un aviso de la ppO₂, cuyo limite está ajustado de forma estandarizada a 1,4 bar ppO₂ máx.. Este límite puede ajustarse por medio del SmartTRAK. Supone un riesgo una modificación del ppO₂ máx. por encima de 1,6 bar y no la recomendamos.
- Observe con frecuencia el «reloj del oxígeno» (CNS O₂), especialmente en la gama a partir de 1,4 bar de ppO₂. Finalice la inmersión cuando el CNS O₂% exceda el 75%.
- No bucee nunca a mayor profundidad que la Profundidad máxima operativa (PMO) correspondiente a la fracción de gas que se está utilizando.
- Compruebe siempre cuáles son los límites determinados para el porcentaje de fracción de oxígeno escogido (enfermedad descompresiva, toxicidad de oxígeno).
- De acuerdo con el límite de profundidad máximo de todas las escuelas de buceo, no bucee a profundidades superiores a los 40 metros.
- Hay que tener en cuenta el riesgo de narcosis originada por nitrógeno ("borrachera de las profundidades"), debido a que el Smart Z no emite ningún aviso a este respecto.
- En todas las inmersiones, con ó sin ordenador de inmersión, realice una parada de seguridad de al menos 3 minutos a 5 metros.
- Todos los buceadores deben utilizar siempre, en todas las inmersiones, su propio ordenador para planificar inmersiones o determinar descompresiones.
- Si por cualquier motivo el Smart fallase durante la inmersión, ésta deberá darse por acabada y deberá iniciarse inmediatamente el procedimiento de ascenso a la superficie (lentamente y con una parada de seguridad de 3 a 5 minutos a 5 metros).
- Debe respetar la velocidad de ascenso y realizar todas las paradas de descompresión exigidas. Si, por cualquier motivo, el ordenador fallase, ascienda sin superar los 10 metros por minuto.
- Durante las inmersiones en pareja o grupo, deberán tenerse en cuenta los datos del ordenador que ofrezca parámetros más conservadores al acabar dicha inmersión.

- No bucee nunca solo; ¡el Smart Z no es un compañero de inmersión!
- Bucee siempre de acuerdo a su nivel de formación: ¡el Smart Z no amplía sus aptitudes buceadoras!
- Bucee siempre con instrumentos de apoyo. Asegúrese de utilizar siempre instrumentos de apoyo, es decir, un profundímetro, un manómetro sumergible, un cronómetro para controlar el tiempo de permanencia en el fondo o un reloj sumergible, y lleve siempre encima las tablas de descompresión, incluso cuando bucee con un ordenador de inmersión.
- Evite los ascensos y descensos continuos (inmersiones yo-yo).
- Evite el sobreesfuerzo estando a gran profundidad.
- Planifique inmersiones más cortas en aguas frías.
- Después de la parada de descompresión o al finalizar una inmersión dentro de la curva de seguridad ascienda los últimos metros lo más lentamente posible.
- Antes de usar un Smart Z, DEBE estar familiarizado con los signos y síntomas de los accidentes de descompresión. Ante cualquier signo o síntoma de enfermedad de descompresión debe buscarse INMEDIATAMENTE asistencia médica. La eficacia de un tratamiento está directamente relacionada con el intervalo de tiempo que haya transcurrido desde que se han detectado los primeros síntomas.
- Sumérjase sólo con nitrox cuando haya recibido una formación a fondo en una institución reconocida.

Inmersiones sucesivas

- No empiece la siguiente inmersión hasta que el <CNS O₂ %> sea inferior al 40%.
- Buceo con Nitrox: asegúrese de que el intervalo entre inmersiones es suficiente (igual que en el buceo con aire comprimido). Planee un intervalo de al menos dos horas. El oxígeno también necesita un tiempo para salir del organismo.
- Adecue la fracción a la inmersión prevista.
- Si realiza inmersiones cada día durante todas las semanas, es recomendable descansar como mínimo un día.
- Si se cambia de ordenador después de inmersiones sucesivas: esperar un mínimo de 48 horas para realizar nuevas inmersiones.

Altitud v inmersión

- No haga inmersiones a altitudes superiores a 4.000 m.
- Después de una inmersión no suba a altitudes que prohíbe el Smart Z mediante los segmentos de altitud parpadeantes (véase página 25).



Viajar en avión después de haber buceado

• Después de haber buceado, espere como mínimo 24 horas antes de viajar en avión.

$(\epsilon$

El instrumento de inmersión Smart Z es un dispositivo de protección personal acorde con los requisitos de seguridad básicos de la directiva de 89/686/EEC de la Unión Europea. Rina SpA, Via Corsica 12, I-16128 Génova, organismo acreditado n° 0474, ha certificado la conformidad con las Normas Europeas EN 250:2000 y EN 13319:2000.

EN250:2000 Equipo de respiración – Aparatos de inmersión de circuito abierto de aire comprimido – Requisitos, ensayos, señalización (ensayo de manómetro).

EN13319:2000 Accesorios de inmersión— Profundímetros y dispositivos de medición combinada de profundidad y tiempo — Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo.

Toda información sobre obligaciones de descompresión que faciliten los equipos a los que se refiere la norma queda excluida explícitamente del contenido de la misma.

Introducción

¡Felicidades por adquirir un Smart Z y bienvenido –o bienvenida- a UWATEC! De ahora en adelante disfrutará del apoyo del ordenador de inmersión más extraordinario del mundo –equipado con la tecnología más innovadora de UWATEC– mientras bucea.

Le agradecemos la elección del Smart Z y esperamos sinceramente que disfrute sus inmersiones en el futuro. Podrá obtener más información sobre ordenadores de buceo y otros productos de UWATEC en www.uwatec.com

Para facilitar la lectura del presente manual, a lo largo de todo el texto emplearemos el término "Smart Z" para referirnos al "ordenador de inmersión Smart Z de UWATEC".

Consideraciones sobre la seguridad

Los ordenadores de buceo proporcionan datos a los buceadores; pero en ningún caso aportan los conocimientos necesarios para entenderlos y aplicarlos correctamente. ¡Los ordenadores de buceo no sustituyen el sentido común! Por lo tanto, no utilice su ordenador de inmersión Smart Z de UWATEC hasta que no tenga duda de que domina los conceptos y técnicas expuestos es este manual.

Advertencias importantes sobre términos y símbolos

En este manual de uso, las observaciones particularmente importantes se subrayan con ayuda de los siguientes símbolos:

Avisos:



Informaciones y consejos importantes para un uso óptimo de su Smart Z.

¡Atención!



Informaciones que llaman la atención sobre características que han de tenerse en cuenta para evitar correr riesgos y hacer más cómodas las inmersiones.

Advertencia



Indica situaciones potencialmente peligrosas que, de no ser respetadas, pueden provocar serios daños e incluso la muerte.

En el manual de uso se emplean los siguientes símbolos:



Parte intermitente de la pantalla

-> Véase página Ei. -> 10

Señales acústicas

•)) 4 sec. •))

Señal acústica de atención

0))0))0))0))0))

0))0))0))0))0))

Señal acústica de alarma


Instrucciones para el uso de los modos manuales




Contacto en puente

Ejemplo: contactos en paralelo B y E

Guía de referencia rápida



Cuadro de funcionamiento



La pantalla se apaga automáticamente tres minutos después de efectuar la última manipulación.

In	dice de capitulos	
I	Advertencias importantes sobre la seguridad Introducción	2
	Introducción Advertencias importantes sobre términos y simbolos Descripción del sistema Guía de referencia rápida Cuadro de funcionamiento Indice de capitulos Sistema y funcionamiento Descripción del sistema Funcionamiento 2.1 Elementos de funcionamiento 2.2 SmartRAK 2.3 Encendido de la pantalla 2.4 Comprobación de la capacidad de la batería 2.5 Selección y activación de las funciones de usuario 2.6 Retro-iluminación activa 2.7 Desconexión de la pantalla 3 Modo SOS Configurar el Smart Z 4.1 Montaje del transmisor 4.2 Sintonización del transmisor y del ordenador de inmersión Il El buceo con el Smart Z Conceptos/Símbolos 1.1 Conceptos generales / La pantalla durante la etapa de descompresión / Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT) 1.3 Informaciones sobre Nitrox (informaciones sobre O₂) Mensajes de atención y alarmas 2.1 Mensajes de atención 2.2 Alarmas Preparación de la inmersión 3.1 Ajuste de la fracción y PMO 3.2 Ajuste del nivel de MB 3.3 Preparación para la inmersión 4.1 Inmersión 4.2 Tiempo de inmersión 4.3 Profundidad máxima 4.5 Temperatura 4.6 Velocidad de ascenso 4.7 Presión parcial de oxígeno (ppO₂) / Profundidad máxima 4.5 Temperatura 4.6 Velocidad de la oxígeno (ppO₂) / Presión de la botella	
		4
		5
		5
		5
	Indice de capitulos	6
П	Sistema v funcionamiento	8
1		8
2		8
		8
		9
	•	10
		10
		11
3		
4	<u> </u>	12
		12
	4.2 Sintonización del transmisor y del ordenador de inm	ersion 13
Ш	El buceo con el Smart Z	15
1		15
	1.1 Conceptos generales /	
		15
	1.2 La pantalla durante la etapa de descompresión /	
	Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT)	15
	1.3 Informaciones sobre Nitrox (informaciones sobre O ₂)	16
2	Mensajes de atención y alarmas	17
		17
	2.2 Alarmas	17
3	Preparación de la inmersión	18
_	•	18
		18
4	Funciones durante la inmersión	
4		19
		19
		19
		19
		19
		19
	Profundidad máxima operativa (PMO)	20
		21
	4.9 Presión de la botella	21
	4.10 Tiempo remanente de permanencia en fondo RBT	22
	4.11 Datos de descompresión	22

Inc	lice de capitulos	
5	Funciones en superficie 5.1 Final de la inmersión 5.2 Tiempo de desaturación 5.3 Tiempo de espera antes de volar 5.4 Aviso de burbujas	24 24 24 24 24
6	Buceo en lagos de montaña 6.1 Secciones de altitud 6.2 Altitud prohibida 6.3 Inmersiones con descompresión en los lagos de montaña	
IV	Modo consola	26
V 1	El buceo con niveles de microburbujas (MB) Comparación de inmersiones con nivel de MB L0 y nivel de MB L5 Conceptos 2.1 Pantalla durante la curva de seguridad de Microburbujas (MB) 2.2 Pantalla durante la fase de parada de nivel MB	
3	Preparación para una inmersión con niveles de microburbujas (niveles de MB) 3.1 Ajuste del nivel de MB	30
4	Funciones durante la inmersión con niveles de microbu 4.1 Información sobre paradas de nivel MB 4.2 Duración total del ascenso 4.3 Obligación de descompresión 4.4 Parada de nivel MB y parada de descompresión	rbujas30 31 31 32
5	Finalización de una inmersión con niveles de MB	32
VI 1 2 3	Planificador Planificación de una inmersión en curva de seguridad Planificación de la inmersión con descompresión Salida del planificador de la inmersión	33 34 34
VII 1 2	Diario de inmersiones Características Funcionamiento	35
VII 1 2 3 4 5	Apéndice Características técnicas Mantenimiento 2.1 Cambio de la batería del transmisor Conversión de la presión de las botellas Garantía Índice por temas	

Il Sistema y funcionamiento

1 Descripción del sistema

El Smart Z muestra todos los datos importantes referentes a la inmersión y a la descompresión y dispone de un único receptor multicanal, que puede recibir los datos de la presión de la botella desde un transmisor. El transmisor está montado en la salida de alta presión (HP) del regulador, que mide la presión de la botella y transmite por ondas de radio los resultados al Smart Z. El proceso de transmisión patentado por UWATEC evita interferencias y asegura una recepción continua y fiable.

El Smart Z dispone de una memoria que almacena los datos de la inmersión. Los datos pueden transmitirse con la interface de infrarrojos (IrDA) y el programa SmartTRAK a un ordenador Windows®.

El CD SmartTRAK se entrega con el ordenador. Las interfaces de infrarrojos están disponibles en las tiendas de informática. En la página web de UWATEC (www.uwatec.com) aparece una lista de interfaces recomendadas.



2 Funcionamiento



En la página 5 del manual encontrará un esquema de funcionamiento.

2.1 Elementos de funcionamiento

Contactos



El Smart Z dispone de cuatro clavijas de contacto B, E, +, – sobre la superficie de la caja. Para el uso manual se puentean con los dedos mojados cada vez el contacto B y uno de los otros tres contactos situados por encima de la visualización.

Clavija de contacto B: Contacto Base, que debe pulsarse para cualquier operación.

Clavija de contacto E: Contacto Enter. Sirve para conectar el Smart Z, para confirmar el valor presente en ese momento en la pantalla. Por lo tanto, podría compararse con las teclas INTRO o RETURN de un ordenador.

Contactos +/-: Nos facilitarán navegar por los menús, y una vez dentro de la función deseada, incrementar ó disminuir el valor indicado.

2.2 SmartTRAK

Con el SmartTRAK puede transferir los datos de la inmersión a un ordenador personal y mostrar gráficamente los datos.

Con el SmartTRAK pueden cambiarse las siguientes configuraciones:

Sistema unitario	métrico / imperial
------------------	--------------------

• Supresión de la señal acústica de aviso elegir

• Modo consola activación / desactivación

Alarma de profundidad 5 - 100 m
 Duración de la retro-iluminación 2-12 seg.
 Presión parcial de oxígeno máxima (ppO₂ máx.) 1 - 1,95 bar

• Tiempo límite para reajustar la fracción de O₂ % al aire sin reset / 1 - 48 horas

• Reserva mínima de presión al final de la inmersión (base para el cálculo RBT)

(base para el cálculo RBT)
 Alarma de la presión de la botella
 Sensibilidad al esfuerzo
 20 – 120 bar
 50 - 200 bar
 25 pasos

Con el SmartTRAK se pueden recuperar los siguientes datos:

Número de inmersiones realizadas

• Duración total de las inmersiones realizadas

Presión atmosférica

• Información de la sintonización (transmisor)

• Perfil de la inmersión

• Diario de inmersión


• Curva de temperatura

• Curva del esfuerzo

Alarmas y mensajes de atención

2.3 Encendido de la pantalla

- automáticamente, al entrar en el agua o cuando es necesaria la adaptación a la presión atmosférica.
- manualmente, mediante los contactos B v E de maneio en la caia.



- El Smart Z está en reposo; no aparece en pantalla ninguna información. Mide la presión atmosférica aunque esté "en reposo". Si Smart Z detecta un rango de altitud más elevado, se conecta automáticamente durante 3 minutos. Véase también la página -> 25.
- El Smart Z se enciende al puentear los contactos B y E. Para comprobar la pantalla, se visualizarán todos los signos durante 5 segundos.

A continuación, la pantalla muestra la fracción de O2 seleccionada, la temperatura y, en determinadas circunstancias, la sección altitud ->25.

Si el transmisor está encendido y situado dentro de la distancia de transmisión, se visualiza la presión de la botella, en caso contrario se visualiza el símbolo <--->. La pantalla permanecerá en blanco si no se ha sintonizado el transmisor.

Si queda una saturación debido a la última inmersión o a un cambio de altitud, el Smart Z muestra además el tiempo de desaturación restante, la toxicidad de oxígeno y el tiempo de no vuelo ->24.

2.4 Comprobación de la capacidad de la batería

oxígeno

Tiempo de

desaturación



Tras conectar el Smart Z, puede comprobar la capacidad de la batería con el contacto E. La capacidad restante aparece durante 3 segundos como un porcentaje. Si el valor llega a 0%, se activa el aviso de batería (-> 17) y deberá ir a un distribuidor autorizado SCUBAPRO UWATEC para que la cambien. Si se realizan inmersiones diarias durante 7 días, el Smart Z utiliza entre un 2 y un 5 % de la capacidad de la batería.

2.5 Selección y activación de las funciones de usuario



GAUGE - Modo consola ->26

Nivel de microburbujas introducido ->30 Fracción de O2 introducida ->18

Diario de inmersiones ->35

Planificación de la inmersión ->33

Con los contactos B y + o B y - puede seleccionar en la superficie el planificador de inmersiones, el diario de la inmersiones, el modo consola y las funciones para introducir la fracción de la mezcla de O2 y el nivel de microburbujas.



Después de seleccionar la función deseada, puede activarla o desactivarla con los contactos B y E.



En las páginas mencionadas anteriormente, encontrará más datos sobre las funciones del usuario.

2.6 Retro-iluminación activa



La iluminación de la pantalla del Smart Z podrá ser activada tanto en superficie como bajo el aqua.

La retro-iluminación puede ser activada presionando la parte superior de la caja.

La luz se apagará automáticamente al cabo de 8 segundos o según el tiempo seleccionado en el programa SmartTRAK. La retro-iluminación sólo podrá activarse si la pantalla está encendida.

2.7 Desconexión de la pantalla

En la superficie, el Smart Z se desactiva automáticamente pasados 3 minutos sin usar.

3 Modo SOS

Tiempo restante para que se desactive automáticamente el modo SOS



Activación: automática

Si un buceador permanece por encima de una profundidad de 0,8 m durante más de tres minutos sin tener en cuenta la descompresión prescrita, el ordenador activará automáticamente el modo SOS después de la inmersión.

En la pantalla se visualiza el símbolo "SOS" y la duración restante del modo SOS. La inmersión se registrará en el diario de inmersiones con el símbolo "SOS". Si no es así, el modo SOS no tiene más impacto en las funciones y en la pantalla en superficie.



- En caso de que un buceador no reciba atención médica inmediata en el momento en que aparezcan signos o síntomas de una embolia gaseosa tras una inmersión, puede sufrir lesiones graves e incluso morir.
- No realice ninguna inmersión para tratar síntomas de embolia de nitrógeno.
- Bucear con el modo SOS es extremadamente peligroso y el buceador asume toda la responsabilidad de tal comportamiento. UWATEC no asume ningún tipo de responsabilidad.



Cuando se active el modo SOS, el ordenador se bloqueará y, durante 24 horas, dejará de ser operativo como instrumento de buceo.

Un accidente producido durante una inmersión puede ser analizado en cualquier momento en el diario de inmersiones y descargado en el PC mediante la interface de infrarrojos (irDA) y el programa SmartTRAK.

4 Puesta en funcionamiento (transmisor y ordenador de inmersión)

4.1 Montaje del transmisor

Antes de la primera inmersión, el transmisor se monta en la salida de alta presión (HP) de la primera etapa del regulador.



Utilice componentes de aire y nitrox de acuerdo con las leyes del país.

Cómo proceder:



No sujete el transmisor en la pieza de plástico.



Monte el transmisor en la salida de HP. Si la rosca no coincide, adquiera el adaptador correcto en el comercio del ramo.




Apriete bien el transmisor con una llave plana 19.


Es preferible montar el transmisor sobre el lado del regulador.

Se recomienda montar el transmisor en aquel lado del regulador en el que el buceador lleva en la muñeca el ordenador de inmersión. De este modo se encuentra éste en una inmejorable posición de transmisión.






Posición del transmisor para la muñeca izquierda.



Posición del transmisor para la muñeca izquierda, siempre que sea imposible montarle en el lado izquierdo.



Posición del transmisor para la muñeca derecha.



Posición del transmisor para la muñeca derecha, siempre que sea imposible montarle en el lado derecho.

4.2 Sintonización del transmisor y del ordenador de inmersión

Para recibir los datos del transmisor, deberá ser él mismo sintonizado con el Smart Z.

- Es necesario la sintonización: antes de usar por primera vez su Smart Z con transmisor.
 - cuando use un transmisor nuevo o un ordenador de inmersión nuevo.
 - después de cambiar la bateria.

Así se sintoniza el transmisor y el ordenador de inmersión:

- 1. Cierre la válvula de las botellas, purgue el regulador y espere 15 segundos.
- 2. Encienda el Smart Z (contactos en paralelo B y E).






3. Coloque el ordenador de inmersión y el transmisor en la posición indicada.

El transmisor y el ordenador de inmersión deben entrar en contacto durante el proceso de sintonización.

4. Abra la válvula de las botellas. El transmisor emite durante corto tiempo al ordenador de inmersión una secuencia de sintonización





6. Para confirmar la sintonización, en el lapso de 5 segundos se tienen que puentear los contactos B v E en el ordenador de inmersión. Un bip sonoro confirma la entrada y se detiene la visualización <PAIr>.



197 ba

2 1%

7. "PAIr" desaparece después de unos 10 seg.



Si el proceso de sintonización ha sido incorrecto aparece la visualización <FAIL> en lugar de <PAIr>. En este caso se tiene que purgar otra vez del todo el regulador y repetirse el proceso de sintonización, lo cual es posible pasados 15 segundos como mínimo.



- Solo es necesario sintonizar el transmisor y el ordenador de inmersión una vez antes del primer uso y puede hacerse en casa.
- Puede eliminar la sintonización del transmisor y el ordenador de inmersión con el programa SmartTRAK.

4 Puesta en funcionamiento

De esta manera podrá constatar si están sintonizados correctamente el transmisor y el ordenador de inmersión:



Existe sintonización



Sintonización correcta, datos de presión no disponibles



Sintonización no realizada

1. Conecte a mano el ordenador de inmersión (B y E).

- 2. Coloque el ordenador dentro del radio de acción del transmisor.
- Con el regulador conectado, abra la válvula de las botellas. El transmisor se conecta automáticamente.
- Controle la visualización en la parte inferior del la pantalla del Smart Z: el sintonizado es correcto cuando se visualiza la presión en el lapso de 10 a 15 segundos.

Si se ha sintonizado correctamente, pero el Smart Z no puede recibir la presión de la botella, se visualizará "--" en la pantalla. En este caso, compruebe la posición del transmisor y el ordenador de inmersión.

Si un transmisor no ha sido sintonizado o si una sintonización existente ha sido anulada vía SmartTRAK, la pantalla permanecerá en blanco. En este caso, deben sintonizarse de nuevo el transmisor y el ordenador.


1 Conceptos/Símbolos

Los datos que aparecen en la pantalla del Smart Z son diferentes según el tipo y la etapa de inmersión.



Para más información sobre el buceo con niveles de microburbujas (nivel de MB) véase el capítulo V ->28.


1.1 Conceptos generales / La pantalla durante la etapa de la curva de seguridad



Profundidad máxima

alcanzada durante la inmersión

1.2 La pantalla durante la etapa de descompresión / Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT)



1.3 Informaciones sobre Nitrox (informaciones sobre O₂)

Al bucear con aire comprimido, el nitrógeno es el gas decisivo para calcular la descompresión. Al bucear con Nitrox, el riesgo de toxicidad de oxígeno se incrementa al aumentar la fracción de oxígeno y al aumentar la profundidad, y pueden verse limitados tanto la duración de la inmersión como la profundidad máxima. El Smart Z incluye esto en los cálculos y da las especificaciones necesarias:

Fracción O₂%

 $(O_2\% \text{ MIX})$ Fracción de oxígeno: la fracción de oxígeno en la mezcla de nitrox se puede ajustar entre el 21% (aire comprimido) y el 100% en pasos de 1%. De este modo indica la base para todos los calculos.

ppO₂ máx


Presión parcial de oxígeno máxima admisible: el valor superior equivale al porcentaje de oxígeno de la fracción empleada y el inferior equivale a la profundidad en la que la presión parcial de oxígeno máxima (ppO₂ máx.) admisible será alcanzada. La profundidad a la que se alcanza la ppO₂ máx. se denomina Profundidad Máxima Operativa (PMO). El ajuste predeterminado es de 1,4 bar, pero puede ser modificado con ayuda del programa SmartTRAK a un valor entre 1,0 y 1,95 bar. Cuando introduzca los ajustes de la fracción de gas, el Smart Z mostrará el valor límite del ppO₂ máx. y la profundidad máxima operativa (PMO) correspondiente. El Smart Z emitirá avisos acústicos y ópticos cuando la profundidad límite sea alcanzada.



- El límite de la presión parcial, establecido mediante el programa SmartTRAK, puede reducirse manualmente en el Smart Z -> 18, ajuste de la fracción de gas).
- La alarma de nivel de toxicidad de O₂ del SNC no está influenciada por la selección de la ppO₂ máxima.

O₂ SNC

(CNS O₂) Toxicidad del oxígeno: cuanto mayor sea la fracción de oxígeno, tanto mayor será la saturación de oxígeno en los tejidos y, en particular, en el sistema nervioso central (SNC). Si la presión parcial de oxígeno rebasa los 0.5 bar, el SNC O₂ se incrementa; en cambio si la presión parcial de oxígeno desciende por debajo de los 0.5 bar, el SNC O₂ disminuye. Cuanto más se acerque el valor del SNC O₂ al 100%, más cerca estará del límite a partir del cual los síntomas de intoxicación pueden aparecer. Véase la página 21.





¡Con nitrox pueden bucear sólo los buceadores experimentados que dispongan de una formación especial!

2 Mensajes de atención y alarmas

El Smart Z llama la atención al buceador sobre determinadas situaciones y le avisa también en caso de que se comporte erróneamente. Bajo agua, los mensajes de atención y las alarmas se hacen de forma visual y acústica; en superficie, sólo de forma visual, exceptuando la omisión de descompresión.



Con el SmartTRAK pueden desactivarse selectivamente las señales acústicas de atención (pero no las alarmas).

2.1 Mensajes de atención



Los mensajes de atención para el buceador son visibles mediante símbolos, letras o intermitencias de una cifra. Además, un sonido con dos frecuencias es emitido dos veces correlativamente en un intervalo de 4 segundos.

•)) 4 seg. •))

(puede desconectarse)

En las siguientes situaciones se emite un mensaje de atención:

(En las siguientes páginas encontrará más información)

Página

Máxima Profundidad Oper máx, ppO, alcapzada	rativa / 20
máx. ppO₂ alcanzada	
• Limite máxima profundida	d alcanzada 19
 CNS O₂ alcanzó 75% 	21
• Tiempo de No parada = 2	minutos 22
• Altitud prohibida* (modo :	superficie) 25
• Alcanzada descompresión la	ouceando MB
con nivel L0	23
• RBT < 3 minutos	22
• Presión botella ha alcanzado	do alarma nivel
límite	21
Incremento esfuerzo	21

El buceo con niveles de microburbuias (L1-L5):

	buceo con niveles de microburbujas (LT-LS).	
•	MB no tiempo de parada = 0	30
•	Nivel de parada MB ignorada	3
•	Nivel reducción MB	31
•	Alcanzada descompresión buceando	
	MB con nivel L1-L5	3

* sin pitido

2.2 Alarmas



Serios daños o muerte pueden ser el resultado por omitir las alarmas dadas por el Smart Z.

El buceador visualiza las alarmas mediante intermitencias de símbolos, las letras o las cifras. Durante todo el tiempo que dura la alarma se emite adicionalmente una secuencia de sonidos con sólo una frecuencia.

0))0))0))0))0))

0))0))0))0))

(no puede desconectarse)

Una alarma se activa en las siguientes situaciones: (Más información en la siguiente lista de páginas).

Página

- La toxicidad de oxígeno alcanza el 100% 21Descompresión no respetada 23
- Tiempo remanente de fondo (RBT)
- igual a cero 22
 Superación de la velocidad de ascenso
- prescrita (escala concreta de pitidos ->20) 20
- Alarma de batería baja** véase abajo

Alarma de batería baja Smart Z**

El símbolo servicio aparece si la capacidad de la batería llega al 0%.



Lleve la unidad a un distribuidor autorizado SCUBAPRO UWATEC.

Alarma de batería baja transmisor**

bAt> intermite y alterna con la visualización de la presión de la botella.



Sustitución de la batería del transmisor -> 36.

**sin alarma acústica

3 Preparación de la inmersión

3.1 Ajuste de la fracción y PMO 026

Antes de cada inmersión y después de cambiar la botella, asegúrese de que la configuración de la fracción de O₂ de la mezcla de gas se corresponde con la que está utilizando realmente. Los ajustes falsos, en correspondencia producen cálculos incorrectos del Smart Z; si por error

fijamos en el ordenador una fracción de oxígeno inferior a la que hay realmente en la botella, pueden producirse, sin previo aviso, intoxicaciones por oxígeno; si, en cambio, introducimos en el ordenador un valor superior al de la botella, pueden producirse daños provocados por el nitrógeno. Las imprecisiones de los cálculos se transfieren a las inmersiones sucesivas.




Para ajustar la fracción del gas, el Smart Z debe estar en el modo usuario.

- 1. Puentee los contactos B y + o B y respectivamente hasta que aparezca el símbolo de ajuste de la fracción de O_2 .
- 2. Confirme que desea cambiar la fracción de oxígeno mostrada puenteando B y E.



- 3. Cambie la fracción de oxígeno en pasos de 1% haciendo puente entre B y + o entre B y -. El Smart Z mostrará la fracción de oxígeno actual, el límite de la presión parcial máxima, ppO_2 máx. , según lo preestablecido mediante el SmartTRAK y la PMO.
- 4. Confirme el porcentaje seleccionado con B y E.



- Si conecta los contactos B y + o B y puede cambiar la PMO para la fracción de oxígeno escogida.
 El Smart Z mostrará el correspondiente límite de la presión parcial, (ppO₂ máx) para la nueva PMO.
- 6. Confirme el ajuste de la PMO con B y E.



- Sin confirmación, la cifra desaparecerá al cabo de 3 minutos y no se aceptarán los cambios realizados.
- Con el SmartTRAK se puede establecer entre 1 y 48 horas el tiempo que tarda el ordenador en cambiar automáticamente de fracción de O₂% a aire o "no establecer" (por defecto).

3.2 [L 6] Ajuste del nivel de MB Véase capítulo V, página ->28

3.3 Preparación de la inmersión y chequeo

Las siguientes descripciones sobre la preparación se basan en la suposición de que el transmisor está montado correctamente en la salida HP del regulador (->12) y correctamente sintonizado con el Smart Z (->13).

1. Monte el regulador junto con el transmisor en la botella.



2. Compruebe la válvula de reserva de su botella. La válvula de reserva debe estar abierta si va a realizar la inmersión.



- 3. Conectar el Smart Z (B–E) y comprobar la pantalla:¿Están activados todos los elementos de la pantalla? No utilice el Smart Z si la pantalla no muestra todos los elementos.
- 4. Abra la válvula (el transmisor se conectará automáticamente) y compruebe la presión de la botella (después de unos 10 segundos). Si la presión es insuficiente, cambie la botella.
- 5. Compruebe las conexiones y los instrumentos por si hubiera pérdidas. No bucee nunca con un equipo que tiene pérdidas.

4.1 Inmersión

Una vez dentro del agua y a una profundidad de 0.8 m aproximadamente, el Smart Z selecciona automáticamente la fracción de gas 1 y se visualizan todas las funciones de inmersión, es decir, se muestran la profundidad y el tiempo de inmersión, se memoriza la profundidad máxima, se calcula la saturación de los tejidos, se determinan la curva de seguridad y el pronóstico de descompresión, se controla y muestra la velocidad de ascenso y se supervisa si el procedimiento de descompresión es el correcto. Además, el Smart Z también muestra la presión de la botella y, al cabo de unos 2 minutos de inmersión, el Tiempo Remanente de Fondo (RBT).

4.2 Tiempo de inmersión



El tiempo total transcurrido a una profundidad mayor que 0,8 m se muestra como el tiempo de inmersión en minutos. El tiempo por encima de los 0,8 m se cuenta exclusivamente como tiempo de inmersión sólo si el buceador tarda menos de 5 minutos en superar los 0,8 m.

Mientras discurre el tiempo de inmersión, la columna a la derecha de las cifras parpadea a intervalos de un segundo. El tiempo de inmersión máximo que aparece en pantalla es de 199 minutos.



Si una inmersión dura más de 199 minutos, el tiempo de buceo vuelve a empezar desde 0 minutos.

4.3 Profundidad de inmersión




La profundidad actual se indica en pasos de 10 centímetros. En el momento de la activación y a una profundidad inferior a 0,8 metros, aparece la indicación vacía <--->.



La medida de la profundidad se efectúa en agua dulce. Por esta razón, en agua salada la unidad indica una profundidad algo superior a la real, según el grado de salinidad del agua. Sin embargo, no se ve afectado ningún cálculo.

4.4 Profundidad máxima



Alcance de la profundidad máxima ajustada



Si se ha alcanzado la profundidad máxima establecida con el SmartTRAK (por defecto 40 m), parpadeará la profundidad actual y se visualizará la flecha de ascenso.

Ascienda hasta que desaparezca la flecha de ascenso

4.5 Temperatura



El Smart Z muestra en pantalla permanentemente la temperatura, bajo el agua y en superficie mientras está en funcionamiento.

4.6 Velocidad de ascenso



La velocidad de ascenso óptima varía, según la profundidad, entre 7 y 20 m/min. Ésta se indica en la pantalla con el porcentaje del valor nominal. Cuando la velocidad de ascenso excede el 100 % de dicho valor, aparece la flecha negra <SLOW>. Si se excede el 140 % y más, la flecha empieza a dar señales intermitentes. Se emite una señal acústica de alarma a partir del 110 %, en dependencia del grado en que se sobrepase la velocidad.

Velocidad de ascenso %

4 Funciones durante la inmersión



¡Debe respetar en todo momento la velocidad de ascenso permitida! Una velocidad de ascenso demasiado rápida puede conducir a la formación de microburbujas en la circulación arterial, lo que puede provocar graves lesiones o incluso la muerte por embolia gaseosa debido a la enfermedad de descompresión.



- Si se realiza un ascenso inadecuado, el Smart Z podría requerir una parada de descompresión incluso en la curva de seguridad debido al peligro de formación de microburbujas.
- El tiempo de descompresión necesario para la prevención de microburbujas puede aumentar enormemente si se excede la velocidad de ascenso.
- Un ascenso demasiado lento produce, a gran profundidad, un aumento de la saturación de los tejidos y puede tener como consecuencia el aumento de los tiempos de descompresión y del tiempo total del ascenso. A profundidades menores, es posible reducir el tiempo de descompresión, porque los tejidos empiezan a desaturarse ya durante el ascenso.
- \bullet En la pantalla, los parámetros sobre velocidad de ascenso tienen prioridad sobre los valores de $<O_2\%$ SNC>.




Cuando se supere la velocidad de ascenso durante un largo lapso de tiempo, los datos quedarán registrados en el diario de buceo (logbook).

Las siguientes velocidades de ascenso corresponden al valor 100% indicado en el Smart Z

Profundidad (m)	<6	<12	<18	<23	<27	<31	<35	<39	<44	<50	>50
Velocidad de ascenso óptima (m/min.)	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19	20

4.7 Presión parcial de oxígeno (ppO₂) / Profundidad máxima operativa (PMO)



La presión parcial de oxígeno máxima (pp O_2 máx.), cuyo valor por defecto es de 1,4 bar, determina la profundidad máxima operativa (PMO). Bucear a una profundidad mayor a la PMO expondrá al buceador a presiones parciales de oxígeno superiores al nivel máximo establecido. La PMO y, en consecuencia, la pp O_2 máx. se pueden reducir manualmente en el Smart Z (-> 18, ajuste de la fracción de gas, punto 5).

Por otro lado, la ppO_2 máxima permitida se puede ajustar mediante el Smart-TRAK, desde 1,0 bar hasta 1,95.



La PMO depende de la ppO_2 máx. y de la fracción que se utilice. Cuando se alcanza la presión parcial máxima ajustada, Smart Z envía un mensaje de aviso acústico, aparece la flecha de ascenso y la profundidad actual mostrada empieza a parpadear.

Ascienda a menos profundidad para evitar el peligro de una intoxicación por oxígeno.




- No debe excederse la profundidad máxima operativa (PMO). La no observación del mensaje puede producir intoxicaciones por oxígeno.
- El ajuste del valor de la ppO_{2 max} max no deberá ser superior a 1,6 bar.

4.8 Toxicidad relativa del oxígeno (SNC O₂%)



Toxicidad del oxígeno

4 seg. •)) 76.5





La toxicidad del oxígeno se calcula directamente a partir de los parámetros de profundidad, tiempo y composición de la fracción. La toxicidad se muestra en la pantalla en incrementos de 1% como porcentaje máximo tolerado (reloj O₂) acompañada del símbolo <SNC O2>. El lugar que ocupa en la pantalla es el mismo que el de la velocidad de ascenso.

> Se envía una señal acústica si la toxicidad de oxígeno alcanza el 75%. El símbolo <CNS O₂> parpadea y aparece la flecha de ascenso.

> El valor no debe incrementarse más; ascienda a una profundidad menor si fuese necesario.



Cuando la toxicidad de oxígeno llega al 100%, se dispara una alarma acústica que suena cada 4 segundos. <CNS O2>, el valor porcentual y la flecha de ascenso parpadean.

¡Peligro de intoxicación de oxígeno! Inicie el ascenso de inmediato



- Durante un ascenso y si el valor de SNC O₂% no se incrementa más (debido a que la presión parcial de oxígeno ha disminuido), la señal de aviso acústica desaparece.
- Durante el ascenso, la lectura de toxicidad de oxígeno es sustituida en la pantalla por la velocidad de ascenso. Si el ascenso se detiene, los valores de toxicidad de oxígeno aparecen nuevamente.
- El Smart Z mostrará los valores de SNC O₂% que sobrepasen el 199% con 199%

4.9 Presión de la botella



La presión de las botellas sirve también para calcular el Tiempo remanente de permanencia en fondo (RBT) y la actividad.





Si la presión de la botella llega a la presión de alarma ajustada (SmartTRAK) se activa una alarma acústica y aparece el símbolo de la botella. El valor por defecto de la presión de alarma es de 100 bar.

No bucee a una profundidad superior. Empiece pronto el ascenso.





En caso de aumento del esfuerzo, el Smart Z muestra el icono de los pulmones y emite una señal acústica. (Puede modificarse la sensibilidad del aviso del esfuerzo con el SmartTRAK)

Reduzca su actividad y respire pausadamente para prevenir un eventual aumento de la saturación.





El Smart Z no ha recibido datos durante 30 segundos. Se activa una alarma acústica y aparece el icono de aviso del transmisor.

Si el Smart Z no recibe datos sobre la presión durante otros 40 segundos, activará otra alarma acústica. El RBT y el aviso del transmisor desaparecerán de la pantalla.

En lugar del valor de la presión de la botella el Aladin Z mostrará "---". Compruebe la posición del transmisor y el Smart Z. Inicie el ascenso.

El Smart Z volverá a su pantalla normal en el momento que reciba nuevos datos.



Si la presión de la botella es inferior a 14 bar, el transmisor se desconectará y el Smart Z mostrará "---".

No permita que la presión de la botella caiga por debajo de los 14 bar.

4.10 Tiempo remanente de permanencia en fondo RBT




El RBT visualiza el tiempo remanente a la profundidad actual hasta el momento en que se tiene que iniciar el ascenso. El RBT se muestra en la pantalla inferior, se basa en la presión de la botella, el ritmo respiratorio, la temperatura y la información registrada a nivel de curva de seguridad o tiempo de descompresión. El RBT se calcula en base de la suposición de que la presión de las botellas al final de una inmersión debe ser de 40 bar como mínimo. Pueden efectuarse cambios con el SmartTRAK. En la página 15 aparece una representación gráfica del RBT.



No permita nunca que el RBT sea inferior a tres minutos. Si el RBT es inferior a tres minutos, existe el peligro de que el suministro de gas sea insuficiente para el ascenso, además de que se aumenta el riesgo de sufrir enfermedad descompresiva. ¡Puede sufrir lesiones graves e incluso morir!

Si su botella está provista de reserva, asegúrese de que la válvula "J" de reserva está abierta (hacia abajo) durante toda la inmersión para que los cálculos de RBT sean correctos.





Si el RBT cae por debajo de los tres minutos, se activa una señal de atención acústica, aparece en pantalla la flecha de ascenso y el icono de botella empieza a parpadear.


Inicie inmediatamente el ascenso.



El valor del RBT no debe alcanzar nunca el <0:>. Cuando el RBT es igual a 0 va no hay garantías de que la reserva de gas de la botella sea suficiente para todo el proceso de ascenso.

Cuando ha pasado el último minuto (RBT=0) se dispara una señal acústica cada 4 segundos. El RBT, la flecha de ascenso y el icono de la botella empiezan a parpadear. La alarma acústica de superación del RBT desaparece a profundidades inferiores a 6.5 m si el Smart Z está en la curva de seguridad.

Inicie inmediatamente el ascenso.



RBT = 0 minutos

4.11 Datos de descompresión

Se indica la curva de seguridad cuando la descompresión no es todavía necesaria. Se ve la flecha NO STOP . La visualización numérica indica en minutos la curva de seguridad que queda.








4 seg.


- La visualización 99 significa que quedan 99 o más minutos en curva de seguridad.
- La curva de seguridad se calcula suponiéndose una actividad normal y la temperatura actual del agua.



Para evitar una inmersión de descompresión, ascienda poco a poco hasta que el tiempo de no descompresión sea 5 minutos o superior.

Valores de descompresión Al entrar en la fase de descompresión, la flecha NO STOP desaparece, apare-









La alarma de descompresión se activa si no se realiza la parada de descompresión. La flecha DECOSTOP, el tiempo de descompresión y la profundidad de descompresión empiezan a parpadear y se dispara una alarma acústica.

Debido a la formación de microburbujas, la descompresión puede aumentar enormemente si no se realiza una parada de descompresión. Cuando se llega a la superficie mientras está sonando la alarma de descompresión, la flecha DECOSTOP, el tiempo de descompresión y la profundidad de descompresión continúan parpadeando, a fin de mostrar el riesgo de enfermedad descompresiva. El modo SOS se activa 3 minutos después de haber terminado la inmersión, si no se llevan a cabo acciones correctivas (->11).

Si una alarma de descompresión se activa durante más de un minuto (acumulativo), la incidencia se anota en el diario de buceo.

¡Descienda inmediatamente a la cota de parada de descompresión indicada!

Tiempo total de ascenso



Tiempo total del ascenso

Tan pronto como se hagan necesarias las paradas de descompresión, el Smart Z tiene en cuenta la duración total del ascenso. Aquí están contenidos el tiempo de ascenso y todas las paradas de descompresión.



El tiempo total de ascenso se calcula según la velocidad de ascenso prescrita y una actividad normal. El tiempo total de ascenso puede estar sujeto a cambios si la velocidad de ascenso no es la ideal (100%) o si el Smart Z detecta una actividad superior.

Un tiempo de ascenso superior a 99 minutos se muestra como <-->.



En todas las inmersiones con Smart Z, realice una parada de seguridad de al menos 3 minutos a una profundidad de 5 m.

5 Funciones en superficie

5.1 Final de la inmersión



Después de llegar a la superficie, Smart Z da por terminada la inmersión al cabo de 5 minutos. Este tiempo permite al buceador permanecer un breve periodo en el agua para orientarse.

Transcurridos estos 5 minutos, la inmersión queda registrada en el diario de inmersiones.



En los cálculos de tiempo de desaturación y tiempo de no vuelo se asume que el buceador respira aire mientras está en la superficie.

5.2 Tiempo de desaturación



Después de finalizar la inmersión DESAT aparece en pantalla el tiempo de desaturación en horas y minutos y, si está disponible, la toxicidad de oxígeno. El tiempo de desaturación se determina con la toxicidad de oxígeno, la saturación de nitrógeno o la regresión de microburbujas, según cuál de ellos requiera más tiempo. La saturación de oxígeno (<CNS O₂>) aparece en pantalla y se ajusta hasta que el valor llegue a cero.

El tiempo de desaturación estará indicado hasta la siguiente inmersión o hasta que se reduzca a cero. La pantalla se desconectará tres minutos después de la última manipulación para no consumir batería. Los cálculos se seguirán realizando internamente.

5.3 Tiempo de no vuelo



El tiempo de no vuelo (<no fly time>) se indica al lado del icono de no vuelo (<Do not fly>). El tiempo de vuelo no permitido es el tiempo en horas que debe transcurrir antes de tomar un avión y se muestra y ajusta hasta que el valor llega a 0 horas.



Si toma un avión mientras el Smart Z muestra la señal de vuelo no permitido puede sufrir lesiones graves e incluso morir debido a la enfermedad descompresiva.

5.4 Aviso de burbujas



Si el intervalo en la superficie no es lo suficientemente largo, al sumergirse repetidamente se acumulan microburbujas en los pulmones. El menosprecio de la descompresión y una velocidad de ascenso demasiado rápida pueden, por su parte, producir burbujas en los tejidos. Para reducir el riesgo inherente a inmersiones sucesivas, en ciertas situaciones el intervalo en la superficie tiene que ser lo suficientemente largo. Gracias al pronóstico de la saturación de burbujas en el intervalo de superficie, el Smart Z está en condiciones de aconsejar al buceador el alargamiento de dicho intervalo. La duración del aviso de microburbujas se visualiza entrando en el planificador de inmersiones -> 33.



Si aparece en pantalla el aviso de microburbujas NO BUCEAR (
bubble warning (NO DIVE)>) durante el intervalo en superficie, el buceador no se sumergirá de nuevo.



Si se sumerge a pesar del aviso de microburbujas, el buceador deberá saber que la curva de seguridad es mucho menor y que la descompresión será mayor. La duración del aviso de microburbujas al final de la inmersión puede aumentar considerablemente.



Tiempo de desaturación Tiempo de adaptación


Secciones de altitud



6.1 Secciones de altitud Smart Z mide cada 60 segundos la presión atmosférica incluso cuando la pantalla está apagada. Si el ordenador detecta una altitud sensiblemente superior, se enciende automáticamente e indica la nueva sección de altitud (1-4) y el tiempo de desaturación. El tiempo de desaturación indicado en este momento se refiere al tiempo de adaptación a dicha altitud. Si la inmersión se inicia dentro de este periodo de adaptación, el Smart Z la considera como una inmersión sucesiva ya que el cuerpo está en proceso de desaturación.

> La gama de altitudes se divide en 5 secciones (0-4), influenciadas por la presión barométrica. Por esta razón, las secciones de altitud definidas se superponen en sus extremos. Si se alcanza la altitud de un lago de montaña, la sección altitud aparece en la superficie, en el diario de inmersiones y en la planificación de la inmersión mediante una montaña

picuda con cuatro segmentos que Sin datos de representan las cuatro secciones descompresión/ (1-4). No se indica el nivel del mar hasta una altitud de 1000 m. A continuación, puede ver las gamas de altitud aproximadas de las 5 secciones: 滋养森益



6.2 Altitud prohibida



Ascenso a las altitudes 3 y 4 prohibido. Altitud máx, permitida 2650 m



##

El Smart Z muestra en superficie, con segmentos de altitud parpadeantes, a qué altitud no puede subir el buceador.



850 m







Altitud máx.:

2650 m

4000 m

La prohibición de ascenso también puede mostrarse junto a una sección de altitud.





Está a 1200 metros (sección de altitud 1) y no puede sobrepasar los 2650 m. No puede subir a las altitudes 3 y 4.

6.3 Inmersiones con descompresión en los lagos de montaña



Sección de altitud 4:

- sin datos de descompresión
- sin RBT

Para garantizar una descompresión óptima también en altitud, la etapa de descompresión de 3 m se subdivide en una de 4 m y en otra de 2 m (en sección de altitud 1, 2 y 3). Las etapas de descompresión previstas son entonces de 2 m/4 m/6 m/9 m...).

Si la presión atmosférica se encuentra por debajo de 620 mbar (altitud superior a 4100 m por encima del nivel del mar), no aparecen datos de descompresión (modo manómetro automático). Esto tiene como consecuencia que el RBT y el planificador de la inmersión ya no están disponibles. La toxicidad de oxígeno y la presión de la botella siguen indicados.

IV Modo consola



En el modo consola, TODAS las alarmas visuales y acústicas y TODOS los avisos de atención quedan desactivados. Entre ellos se incluyen la velocidad de ascenso, la presión de reserva y la interrupción de señal del transmisor.

En modo consola, el Smart Z mostrará la profundidad, el tiempo de inmersión y la presión de la botella, se memoriza la profundidad máxima y se muestra la velocidad de ascenso y la presión de la botella. En el modo consola no se calcula el tiempo de no descompresión ni la supervisión de la descompresión. La supervisión del pp O_2 máx. y $CNSO_2\%$ también se desactivan. El Smart Z en modo consola no muestra información sobre el RBT ni la evolución de las microburbujas. No se pueden cambiar los ajustes de la fracción de gas, la PMO ni el nivel de microburbujas y no se puede seleccionar el planificador de inmersión.



- ¡Las inmersiones en modo consola son de su entera responsabilidad!
- Después de una inmersión en modo consola debería esperar un mínimo de 48 horas antes de utilizar un ordenador de descompresión.

Activar y desactivar el modo consola

El modo consola puede activarse y desactivarse en la superficie, ya que no se ha prescrito tiempo de desaturación.

Después de bucear en modo consola, el Smart Z no puede utilizarse como ordenador de inmersión durante 48 horas.

Procedimiento:



- Conectar los contactos B y + o B y hasta que aparezca el símbolo modo consola y "on" o "off".
- Confirmar con los contactos B y E que desea activar o desactivar el modo consola. El símbolo modo consola empezará a parpadear.



- 3. Al conectar los contactos B y + o B y el modo consola se conecta y se apaga.
- 4. Confirmar los ajustes con B y E.

Sin confirmación, la cifra desaparecerá al cabo de 3 minutos y no se aceptarán los cambios realizados.

Inmersión en modo consola

En modo consola aparecerán las siguientes informaciones en pantalla:



Después de realizar inmersiones en modo consola



El Smart Z muestra el tiempo que queda para poder abandonar el modo consola. Una vez finalizado el periodo, el modo consola puede desactivarse manualmente -> 26.

En el modo consola no podrá realizarse un vuelo hasta al cabo de 48 horas.

No se mostrará el tiempo de desaturación.

V El buceo con niveles de microburbujas (MB)



El siguiente capítulo tratará las características del buceo con niveles de microburbujas (nivel de MB). Véase el capítulo III para información general sobre las características del buceo con Smart Z.

Las microburbujas son minúsculas burbujas que aparecen en el cuerpo del buceador durante cualquier inmersión y que, normalmente, desaparecen durante el ascenso y en la superficie, tras dicha inmersión. En las inmersiones en las que no es obligatoria la parada de seguridad ni la realización de descompresión no se evita la formación de microburbuias.

Las microburbujas peligrosas son las que entran en la circulación arterial. Esto puede suceder si una gran cantidad de burbujas se acumula en los pulmones. UWATEC ha incorporado a los ordenadores de inmersión Smart una nueva tecnología que le protege de la formación de microburbujas.

De acuerdo con sus necesidades, el buceador elige un nivel de MB, lo que influye en el nivel de protección contra la formación de microburbujas.


La inmersión con niveles de MB requiere paradas adicionales en el ascenso (paradas de nivel MB). El ascenso es más lento y el cuerpo tarda más en desaturarse. Este sistema evita la formación de microburbujas y es más seguro.

Smart Z dispone de 6 niveles de microburbujas (LO-L5). El nivel LO corresponde al conocido modelo de descompresión ZH-L8 ADT de UWATEC y no requiere paradas de nivel MB por la formación de burbujas. Los niveles L1 a L5 ofrecen una protección adicional ante la formación de burbujas, siendo el nivel L5 el que ofrece la protección más alta. De forma similar a la presentación de información durante las inmersiones con descompresión o las inmersiones sin parada de seguridad. Smart Z muestra la profundidad y la duración de la primera parada de nivel MB y la duración total del ascenso, cuando se haya agotado el tiempo en curva de seguridad MB. Como el tiempo de ascenso sin parada de nivel MB es inferior al normal, el buceador deberá realizar una parada de nivel MB antes que un buceador que utilice el nivel LO.

Si un buceador hace caso omiso de la parada de nivel MB indicada. Smart Z cambiará a un nivel de MB inferior v la inmersión no podrá terminarse con el nivel de MB elegido en un principio. Por ejemplo, si un buceador elige el nivel L4 en el Smart Z antes de la inmersión y durante ella hace caso omiso de las paradas recomendadas, Smart Z pasará automáticamente al nivel L3 o inferior.

1 Comparación de inmersiones con nivel de MB LO y nivel de MB L5


Si dos Smart Z se usan al mismo tiempo, una unidad se ajusta a nivel de MB L5 y la otra a L0. Cuando se bucee con niveles de MB de L1 a L5 el tiempo de ascenso sin parada de nivel MB será inferior y dichas paradas se pedirán antes de que el buceador tenga la obligación de realizar una parada de descompresión. Estas paradas de nivel MB adicionales son las que impiden la formación de microburbujas.




2 Conceptos

Este capítulo tratará exclusivamente los conceptos y la presentación en pantalla cuando se bucea con niveles de MB. El resto de las características se describen en el capítulo III ->15.

2.1 Pantalla durante la curva de seguridad de Microburbujas (MB)




2.2 Pantalla durante la fase de paradas de nivel MB



Aparecerá en la pantalla la duración de la parada de nivel MB a una profundidad determinada.

3 Preparación para una inmersión con niveles de microburbujas (niveles de MB)

3.1 Ajuste del nivel de MB



Para cambiar el nivel de MB. Smart Z deberá estar en el modo usuario.

- Puentee los botones B y + o B y hasta que aparezca el símbolo de niveles de MB.
- Confirme que desea cambiar el nivel de MB que aparece en pantalla puenteando B y E.
- 3. Cambie el nivel de MB pulsando los botones B y + o B y respectivamente.
- 4. Confirme su elección con B y E.

En caso de que no haya confirmación, al cabo de 3 minutos se apagará la pantalla y no se aceptarán los cambios.

Smart Z mostrará el símbolo (LG) para confirmar que se ha elegido un nivel de MB (L1-L5) adicional. Si se omitiera un nivel de parada de nivel MB, el nuevo nivel MB aparecerá permanentemente en pantalla (-> 31).



Los niveles de MB influyen en la planificación de la inmersión.


4 Funciones durante la inmersión con niveles de microburbujas

4.1 Información sobre paradas de nivel MB

Tiempo de curva de seguridad MB

Cuando se bucee con niveles de MB de L1 a L5, Smart Z mostrará el tiempo de curva de seguridad MB en lugar del tiempo normal de curva de seguridad. Durante el tiempo de curva de seguridad MB no será necesaria ninguna parada de nivel MB.

Pueden verse la flecha NOSTOP y el símbolo del nivel de MB (LG). El tiempo remanente sin paradas de nivel MB aparece en minutos.



- La información y las alarmas para el tiempo de curva de seguridad MB y el tiempo de curva de seguridad normal son las mismas (->22).
- Independientemente del nivel de MB programado, solemos recomendar un ascenso lento durante los últimos metros.

Parada de nivel MB



Cuando entre en la fase de paradas de nivel MB, desaparecerá la flecha NO STOP y aparecerá la flecha (EVELSTOP) . La flecha (EVELSTOP) parpadeará durante 8 segundos y sonará un señal de atención. Para finalizar la inmersión sin bajar a un nivel inferior de MB, deberá realizar todas las paradas de nivel MB solicitadas.

A la derecha de la flecha (LEVELSTOP), aparece la primera parada de nivel MB en metros. Si aparece <3m 2:> significa que deberá realizar una parada de nivel MB de 2 minutos a 3 metros.

Cuando haya finalizado la parada de nivel MB, aparecerá (si la hay) la siguiente parada de nivel MB. Cuando haya realizado todas las paradas de nivel MB, desaparecerá la flecha LEVELSTOP y volverá a aparecer la flecha NO STOP. La indicación del tiempo volverá a mostrar el tiempo de curva de seguridad MB.



Si no se realiza la parada de nivel MB solicitada, se activará el mensaje de aviso "Level-stop" (parada ignorada). Se activará un pitido* y empezarán a parpadear la flecha LEVELSTOP , la profundidad v el tiempo de la parada no realizada.

Para finalizar la inmersión sin bajar a un nivel inferior de MB deberá descender a la profundidad indicada inmediatamente.



microburbuias.



Se activa el aviso de **Nivel de microburbujas reducido** si se ha sobrepasado la profundidad de una parada de nivel MB en más de 1,5 m. El Smart Z reduce el nivel de microburbujas, se activa el pitido de aviso y durante el resto de la inmersión, aparece el nuevo nivel MB, en vez de la fracción de O2. El nivel de parada para la reducción del nivel de MB es ahora mostrado.

Para finalizar la inmersión sin bajar otro nivel de MB, deberá realizar la nueva parada de nivel MB.



* Puede eliminar los avisos acústicos con el programa SmartTRAK

4.2 Duración total del ascenso



Smart Z muestra la información de las paradas de nivel MB y la duración total del ascenso. En ésta se incluye la duración del ascenso y las paradas de nivel MB.



El tiempo total de ascenso se calcula según la velocidad de ascenso prescrita y una actividad normal. El tiempo total de ascenso puede estar sujeto a cambios si la velocidad de ascenso no es la ideal (100%) o si el Smart Z detecta una actividad superior.

4.3 Obligación de descompresión

Obligación de descompresión





Evite realizar inmersiones de descompresión cuando use niveles MB.

nivel MB

Smart Z calcula y muestra las paradas de nivel MB para reducir la formación de microburbujas, pero también calcula la descompresión del buceador. Si la parada de descompresión es obligatoria, aparecerá el símbolo DECO. La duración total del ascenso, ahora también incluirá una parada de descompresión.






En breves instantes entrará en fase de descompresión: Al principio de la fase de descompresión suena un pitido de aviso y el símbolo **DECO** parpadea durante 8 segundos.

A fin de evitar una inmersión con paradas largas de descompresión, debe ascender unos pocos metros/pies cuando vea este mensaje.

4 Funciones durante la inmersión con niveles de microburbujas


4.4 Parada de nivel MB y parada de descompresión



Cuando la profundidad de la parada de nivel MB sea igual a la profundidad de la primera descompresión obligatoria, y si se encuentra a menos de 1,5 m de la propia profundidad de parada, el Smart Z mostrará los mensajes DECOSTOP y LEVELSTOP). El tiempo indicado es la duración de la parada de nivel MB.

La duración de la parada de nivel MB es superior a la de descompresión, por ello, una vez finalizada la parada de descompresión, la pantalla cambia de DECOSTOP EVELSTOP a solo EVELSTOP.

5 Finalización de una inmersión con niveles de MB



Una inmersión con niveles de MB se finaliza de la misma manera que una sin niveles de MB (L0) (->24), salvo en los siguientes casos:

Si se ha reducido el nivel de MB durante la inmersión, cuando se alcance la superficie, el símbolo del nivel de MB y el nivel de MB actual seguirá parpadeando en el Smart Z durante cinco minutos. A continuación, finaliza la inmersión, Smart Z cambia a modo usuario y el nivel de MB vuelve a ser el que se había ajustado en un principio.

Inmersiones sucesivas y niveles de microburbujas: Si durante una inmersión se hace caso omiso de alguna parada de nivel MB y el buceador empieza otro descenso en un corto periodo de tiempo, Smart Z pedirá inmediatamente paradas de nivel MB. Para finalizar la inmersión con el nivel de MB elegido en un principio, deberá realizar todas las paradas de nivel MB.



El Smart Z dispone de un planificador de inmersiones, que permite planificar inmersiones sin parada e inmersiones con descompresión, con intervalos de superficie escogidos por el usuario.


- Base de la planificación: Fracción de oxígeno y PMO seleccionadas de todas las fracciónes de gas activas
 - Nivel de microburbujas seleccionado
 - Temperatura del agua en la última inmersión
 - Secciones de altitud, si las hay
 - Estado de la saturación cuando el planificador de inmersión está seleccionado
 - Se da por hecho que el esfuerzo del buceador será normal y que respetará las velocidades de ascenso recomendadas.



Cuando dos o más buceadores planifican una inmersión, ésta será planeada en aquel ordenador de inmersión que indique las curvas de seguridad más cortas. En caso de no seguir esta advertencia, podrían sufrir lesiones graves e incluso morir a causa de una embolia gaseosa.

1 Planificación de una inmersión en curva de seguridad

Con los contactos B y + o B y - puede selecionar la planificación de la inmersión en la superficie. (El planificador de inmersiones no puede seleccionarse en modo consola).



2 :

duración aparecen en pantalla Aviso de microburbujas si se detecta un mayor riesgo (No bucear) debido a la acumulación de microburbujas. Duración del aviso

El aviso de microburbujas y su

Active el planificador de la inmersión con B y E.

Aparece la ventana de introducción del intervalo de tiempo si hubiera una desaturación restante (DESAT) antes de seleccionar la planificación de la inmersión. Dicho tiempo de espera entre el momento actual y el principio de la inmersión puede cambiarse con los contactos B y + o B y - a intervalos de 15 minutos.

Si aparece un aviso de microburbujas (no bucear) y su duración, el Smart Z propone dicho tiempo - redondeado a los próximos 15 minutos - como intervalo en superficie. Si el intervalo propuesto se acorta, aparece el aviso de microburbujas.

Con B y E confirmará el intervalo mostrado (en caso de que lo haya) y empezarán a avanzar los tiempos en curva de seguridad. Los tiempos en curva de seguridad aparecen en incrementos de 3 metros y cada incremento aparece en pantalla durante unos 2 segundos. El proceso empieza a 3 metros.


ାଟି Si se selecciona un nivel de microburbujas (entre L1 y L5), se mostrará el tiempo de no parada MB.

Los tiempos de no descompresión aparecerán siempre que no supere la profundidad máxima operativa (PMO).

En la página 24 encontrará mas información y las cuestiones de seguridad relativas al aviso de microburbujas.

Tiempo de Curva de seguridad / Tiempo de Curva de seguridad MB

2 Planificación de una inmersión con descompresión



- 1. Active el planificador de inmersiones para realizar una inmersión sin parada ->33
- 2. Espere hasta que aparezca la profundidad deseada, a continuación cambie a la planificación de la descompresión usando los contactos B y E. El Smart Z mostrará el tiempo de permanencia en el fondo (sin parada + 1 minuto) y la información de descompresión adecuada o el nivel en el que debe realizarse la parada respectivamente.
- 3. Con <Add> se le pide que ajuste el nivel de permanencia en el fondo, lo que puede realizarse con los contactos B y +, B y respectivamente. Cuando se deja de tocar los contactos, el Smart Z calcula la información de la descompresión o el nivel en el que debe realizarse la parada, en su caso, para este tiempo de permanencia en el fondo.

Si se desea planificar anticipadamente una inmersión con descompresión para otra profundidad, con los contacto B y E cambie de la planificación con descompresión a la curva de seguridad. Ahora, el Smart Z muestra nuevamente las curvas de seguridad fluctuantes. En este punto, siempre con los contactos B y E, puede conmutar a discreción de la planificación en curva de seguridad y la con descompresión.

Si los cálculos de la información de descompresión y el tiempo total de ascenso superan los 99 minutos, o el valor de CNS O_2 % supera el 199%, dichos valores empezarán a parpadear en la pantalla o bien aparecerán valores <- -> y se suspenderán los cálculos de la descompresión hasta que se haya reducido el tiempo de permanencia en el fondo. Los valores de O_2 % superiores a un 199% aparecerán como valor 199%.


3 Salida del planificador de la inmersión

Con los contactos B y E puede salir del planificador de la inmersión. También saldrá del planificador si pasan tres minutos sin efectuar ninguna modificación.

1 Características

Una inmersión se introduce en el diario de inmersiones sólo si el tiempo de inmersión es superior a 2 minutos. Smart Z registra unas 100 horas de inmersiones. Dicha información puede transferirse, con la interface de infrarrojos estándar (IrDA) y el programa para Windows® SmartTRAK, a un PC. En el ordenador de inmersión pueden mostrarse directamente hasta 99 inmersiones.

A continuación se presenta la información de la inmersión que aparece en pantalla.





Si la inmersión empieza durante el tiempo de adaptación (después de un cambio de altitud), en lugar del intervalo de tiempo se visualiza el tiempo de adaptación precedente.

2 Funcionamiento



Con los contactos B y + o B y - puede seleccionar el diario de inmersiones y con B y E abrirlo en la superficie.



Si hubiera un tiempo de desaturación restante (DESAT.) antes de seleccionar el diario de inmersiones, aparece en pantalla el tiempo entre la última inmersión y el momento acutal (intervalo en superficie).



Con B y E podrá hacer que aparezca en pantalla la última inmersión realizada (LOG 1).

Cada vez que pulse B y + o B y - el ordenador pasará a la siguiente inmersión o volverá a la anterior. Si mantiene pulsados los contactos B y + o B y - , irán apareciendo todas las inmersiones en orden ascendente o descendente.

Puede salir del diario de inmersiones con los contactos B y E. El diario de inmersiones se desactiva automáticamente si pasan 3 minutos sin efectuar ninguna operación.

1 Características técnicas

Altitud de funcionamiento: con información de descompresión: nivel del mar hasta aprox. 4000 m sin información de descompresión ni RBT: Utilizable en modo consola (a cualquier altitud)

Profundidad máx. mostrada: 120m; resolución entre 0,8 m y 99,9 m: 0,1 m; a más de 99,9 m: 1 m



- No se sumerja a profundidades mayores que las permitidas en función del porcentaje de oxígeno elegido (narcosis de nitrógeno, toxicidad de oxígeno).
- No bucee nunca a mayor profundidad de la que le permite su nivel de titulación (experiencia).
- Respete siempre las restricciones locales relativas a la profundidad.

Gama de profundidades para el cálculo de la descompresión: 0,8 m hasta 120 m

Presión máxima del entorno: 13 bar

Reloj: Timer de cuarzo, indicación hasta 199 minutos

% de O₂ en la fracción: Ajustable entre 21% de O₂ (aire comprimido) y 100% de O₂

Temperatura operativa: -10° hasta +50°C

Alimentación de corriente: Batería especial UWATEC LR07

Duración de la batería:De 500 a 800 inmersiones, en función de la cantidad de inmersiones por año y del uso de la iluminación de pantalla.

Transmisor: Conexión de alta presión: Presión máxima 300 bar

Vida de la batería: Hasta unas 1000 inmersiones, un máximo de

tres años si no se usa.

Alimentación de corriente: Batería CR2450, sustituible por el usuario

2 Mantenimiento

El manómetro de la botella y los elementos que utiliza el Smart Z para medir la presión de la botella deberán ser objeto de mantenimiento en un distribuidor autorizado SCUBAPRO UWATEC cada dos años o antes, si se han hecho 200 inmersiones. Salvo en este aspecto, su ordenador Smart Z se considera prácticamente libre de mantenimiento. Todo lo que necesita es de preocuparse de cambiar la batería cuando sea necesario y de enjuagar el ordenador con agua dulce después de cada inmersión. No obstante, con los siguientes consejos deseamos contribuir a evitar problemas en su Smart Z y a garantizar una larga vida operativa de la unidad sin reparación alquna:



- Evite que el Smart Z reciba golpes y sacudidas.
- No exponga su Smart Z a la luz directa e intensa del sol.
- Enjuague bien con agua dulce su Smart Z después de cada inmersión.
- No guarde su Smart Z en una caja hermética; asegúrese de que está bien ventilado.
- Si experimenta problemas al actuar sobre los contactos, lave el Smart Z con agua jabonosa y séquelo perfectamente. Puede tratar la superficie de la carcasa del Smart Z con grasa de silicona. ¡No use grasa en los contactos de agua!
- No limpie el Smart Z con productos que contengan disolventes (solo con agua).



 Si aparece el icono de mantenimiento, no utilice el Smart Z en ninguna inmersión más. Lleve el ordenador de inmersión a un establecimiento autorizado por SCUBAPRO UWATEC.



Para cambiar la batería, lleve el ordenador de inmersión a un concesionario autorizado SCUBAPRO UWATEC. El cambio de baterías lo realiza el fabricante o el importador. Al mismo tiempo se efectúa una inspección técnica de la unidad. No permita que realice el cambio de batería nadie distinto de un concesionario autorizado.

2.1 Cambiar la batería del transmisor




Se recomienda que cambie la batería en un establecimiento autorizado por SCUBAPRO UWATEC. Debe realizarse el cambio con mucho cuidado para evitar que el aqua se filtre.

La garantía no cubre los daños causados por un cambio incorrecto de la batería.

Equipo de la batería del transmisor (PN 06.201.920): Incluye una batería CR 2450 y un junta tórica para el cabezal del transmisor.



No toque nunca la superficie metálica de la batería con los dedos desnudos. No se puede cortocircuitar nunca los dos polos de la batería.



Procedimiento:

Para cambiar la batería se necesita un destornillador Phillips y un paño limpio.



- Si el protector del transmisor presenta filtraciones, puede que el transmisor resulte dañado a causa de la filtración de agua o que se apague sin previo aviso.
- Abra siempre el transmisor en un lugar seco y limpio.
- Solo se puede abrir el transmisor para cambiar la batería.
- 1. Quite el transmisor de la salida de alta presión HP de la primera etapa del regulador.
- 2. Seque el transmisor con un paño suave.
- 3. Quite los tres tornillos con el destornillador Phillips.
- 4. Quite el protector del transmisor con cuidado.
- 5. Quite la junta tórica del protector del transmisor con cuidado. No dañe las superficies que crean el cierre estanco.
- Quite la batería sujetándola por ambos lados. No toque los contactos ni las piezas electrónicas.



Proteja el medio ambiente y deposite la batería en un lugar adecuado



No utilice el transmisor en posteriores inmersiones, si se percata de una posible filtración de agua, una avería, u otros defectos en la junta tórica,. Llévelo a un representante autorizado de SCUBAPRO UWATEC para que lo revise y lo repare.

7. Al cambiar la batería, utilice siempre una junta tórica nueva y deseche de la vieja.

Asegúrese de que la nueva junta tórica lubricada esté en perfectas condiciones, y que la junta tórica, la ranura de la junta tórica y la superficie de sellado de la salida HP y el protector del transmisor estén completamente limpias. Si es necesario, limpie las piezas con un paño suave. Ajuste la junta tórica a la ranura.



8. Compruebe la polaridad adecuada de la batería. Si la batería no se inserta correctamente, puede dañarse el transmisor.

Espere un mínimo de 30 segundos. Inserte ahora la nueva batería, con el "+" hacia arriba, en el compartimiento de la batería.

9. El transmisor realizará un test automático una vez cambiada la batería y se encenderá en modo "preparado" después de 60 segundos.



10. El protector del transmisor encaja solo en una posición. Verifique la posición correcta de la guía de la ranura en el soporte electrónico y en el protector del transmisor.


Vuelva a colocar cuidadosamente el protector del transmisor en la posición correcta.

- 11. ¡No apriete excesivamente los tornillos! Sujete el protector del transmisor con los tres tornillos.
- 12. Monte el transmisor en la salida HP de la primera etapa del regulador y compruebe la transmisión y la sintonización. Si no recibe datos válidos de la presión de la botella, debe sintonizar de nuevo el transmisor y el ordenador de inmersión.

3 Conversión de la presión de las botellas

Es posible que la presión de las botellas que se indica en la pantalla inferior se difiera de la lectura de un manómetro convencional. El Smart Z muestra siempre la presión convertida a una temperatura de 20 °C , mientras que el manómetro mecánico indica la presión real influida por la temperatura.

En el gráfico podrá comparar las lecturas de un manómetro convencional con las lecturas del Smart Z a seis temperaturas distintas.



4 Garantía

La garantía cubre exclusivamente los ordenadores de buceo, adquiridos a un SCUBAPRO UWATEC distribuidor autorizado.

El período cubierto por la garantía es de dos años.

Las sustituciones o reparaciones realizadas durante el período de garantía no suponen ampliación alguna del período de garantía

Si desea formular alguna reclamación en garantía, envíe el ordenador de inmersión, junto con una factura donde conste la fecha de compra, a su distribuidor autorizado o a un punto de reparaciones autorizado.

UWATEC se reserva el derecho de determinar la validez de una reclamación en garantía y de determinar si el ordenador se va a reparar o a sustituir.

Quedan excluidos los errores o defectos ocasionados por:

- un uso o desgaste excesivos,
- factores externos, como, por ejemplo, daños en el transporte, daños debidos a golpes y sacudidas, fenómenos atmosféricos u otros fenómenos naturales,
- mantenimiento, reparaciones o apertura del ordenador de inmersión por personas no autorizadas por el fabricante. Este extremo afecta, sobre todo, al cambio de batería.
- la garantía no cubre los daños debidos al cambio incorrecto de las baterías.
- ensayos de presión que no se realicen en el agua,
- accidentes de inmersión,
- colocación incorrecta del alojamiento del transmisor.

5 Índice

Ajuste de la PMO Alarma de batería baja		Montaje del transmisor en la primera et Nitrox	·		16
Alarmas		Oxígeno, véase "O2"			
Aviso acústico, desconectar el Capacidad de la batería, comprobación de la	_	Parada de descompresión no realizada_ PC, transferencia al PC (del Diario de		17,	23
Datos de descompresión en la fase de		inmersiones)			35
curva de seguridad	_ 15	Planificador de la inmersión			33
Datos de descompresión en la fase de		Porcentaje de O ₂	15,	16,	18
descompresión	_ 15	ppO2, véase presión parcial de O2			
Diario de inmersiones	_ 35	Premezcla, ajuste de la fracción de gas			18
Duración de la batería		Presión de la botella			
Esfuerzo / actividad		Presión parcial de O ₂			
Esfuerzo / actividad, aumento de	_ 21	Presión parcial de O ₂ máxima	16,	18,	20
Fracción de gas, ajuste de la	_ 18	Profundidad actual			
Fracción de O2 %, ajuste de la		Profundidad máxima			
- -uncionamiento del ordenador de inmersión_	_ 8	Puesta en funcionamiento del Smart Z_		4, 8	3, 9
luminación	_ 11	RBT (tiempo remanente de permanencia	a en		
nformación técnica	_ 36	fondo)	15,	17,	22
nmersión		Retro-iluminación activa			11
nmersión, final de la		Sistema			8
ntervalo en superficie33	, 35	SmartTRAK15, 16,	17,	21,	35
agos de montaña, buceo en25		SNC15, 16,			
Mantenimiento		Tiempo de desaturación			
Mensajes de atención		Tiempo de inmersión			
Mezcla de gas, ajuste de la		Tiempo en curva de seguridad			
Mezcla de O2 %, ajuste de la		Toxicidad de O ₂ 15, 16,			
Microburbujas de gas	28	Transmisor	_ 8,	12,	36
Microburbujas, aviso de24	, 33	Velocidad de ascenso			
Modo SOS	_11	Volar, tiempo de vuelo no permitido			
Modo consola					

SCUBAPRO UWATEC Americas

(USA/Canada/Latin America) 1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA t: +1 619 402 1023

f: +1 619 402 1554

www.scubapro.com

SCUBAPRO UWATEC Asia Pacific

1208 Block A, MP Industrial Center 18 Ka Yip St.

Chai Wan Hong Kong

t: +852 2556 7338

f: +852 2898 9872

www.scubaproasiapacific.com

SCUBAPRO UWATEC Australia

Unit 21, 380 Eastern Valley Way Chatswood, N.S.W. 2067 t: +61 2 9417 1011

l. +01 2 9417 1011 f. . 61 2 0417 1044

f: +61 2 9417 1044

www.scubapro.com.au

SCUBAPRO UWATEC Deutschland

(Germany / Austria / Scandinavia) Taucherausrüstungen GmbH Rheinvogtstraße 17

79713 Bad Säckingen-Wallbach

t: +49 (0) 7761 921050

f: +49 (0) 7761 921051

www.scubapro.de

SCUBAPRO UWATEC Italy

Via G.Latiro 45

I-16039 Sestri Levante (GE)

t: +39 0185 482 321

f· +39 0185 459 122

www.scubapro-uwatec.it

SCUBAPRO UWATEC Japan

4-2 Marina Plaza 5F Kanazawa-Ku Yokohama

Japan

t: +81 45 775 2288

f: +81 45 775 4420

www.scubapro.co.jp

SCUBAPRO UWATEC France

Les Terriers Nord 175 Allée Belle Vue F-06600 Antibes

t: +33 (0) 4 92 91 30 30

f: +33 (0) 4 92 91 30 31

www.scubapro-uwatec.com

SCUBAPRO UWATEC Benelux

Avenue des Arts, 10/11 Bte 13 1210 Bruxelles

t: +32 (0) 2 250 37 10

f: +32 (0) 2 250 37 11

www.scubapro-uwatec.com

SCUBAPRO UWATEC España

Pere IV, n°359, 2° 08020- Barcelona

t· +34 93 303 55 50

f: +34 93 266 45 05

www.scubapro-uwatec.es

SCUBAPRO UWATEC U.K.

Vickers Business Centre

Priestley Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NP

England

t: +44 0 1256 812 636

f: +44 0 1256 812 646

www.scubapro.co.uk

SCUBAPRO UWATEC Switzerland

Oberwilerstrasse 16 CH-8444 Henggart

t: +41 (0) 52 3 16 27 21

f: +41 (0) 52 3 16 28 67

www.scubapro.de

www.uwatec.com



¡Proteja el medio ambiente! Cuando tenga que deshacerse de este ordenador, hágalo seguiendo las normas medioambientales.